



PRECIO LISTA DIBICO 2024 -LWM

LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.

Los precios NO incluyen IVA • Precios vigentes a partir del 01 de marzo de 2024 • Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Si el producto marcado con ** no está en inventario, se requerirá compra mínima, revisar disponibilidad con el área de Atención a Clientes

CLASIFICACIÓN L.P.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	No. CAT.	PRECIO 2024
M.C. Deshidratado	AGAR APT	1 kg	1093	\$ 5,763
M.C. Deshidratado	AGAR APT	500 g	1093-E	\$ 3,033
M.C. Deshidratado	AGAR APT	450 g	1093-A	\$ 2,731
M.C. Deshidratado	** AGAR APT	100 g	1093-B	\$ 819
M.C. Deshidratado	** AGAR APT / 61.2 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1093-H	\$ 1,559
M.C. Deshidratado	AGAR BAIRD PARKER (Base)	1 kg	1066	\$ 4,883
M.C. Deshidratado	AGAR BAIRD PARKER (Base)	500 g	1066-E	\$ 2,570
M.C. Deshidratado	AGAR BAIRD PARKER (Base)	450 g	1066-A	\$ 2,313
M.C. Deshidratado	AGAR BAIRD PARKER (Base)	100 g	1066-B	\$ 694
M.C. Deshidratado	AGAR BAIRD PARKER (Base) / 60.0 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1066-H	\$ 1,295
M.C. Deshidratado	AGAR BIGGY	1 kg	1004	\$ 4,190
M.C. Deshidratado	AGAR BIGGY	500 g	1004-E	\$ 2,205
M.C. Deshidratado	AGAR BIGGY	450 g	1004-A	\$ 1,984
M.C. Deshidratado	AGAR BIGGY	100 g	1004-B	\$ 595
M.C. Deshidratado	AGAR BIGGY / 45.0 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1004-H	\$ 834
M.C. Deshidratado	AGAR BILIS ESCULINA	1 kg	1257	\$ 27,098
M.C. Deshidratado	AGAR BILIS ESCULINA	500 g	1257-E	\$ 14,262
M.C. Deshidratado	AGAR BILIS ESCULINA	450 g	1257-A	\$ 12,836
M.C. Deshidratado	AGAR BILIS ESCULINA	100 g	1257-B	\$ 3,851
M.C. Deshidratado	AGAR BILIS ESCULINA / 64.0 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1257-H	\$ 7,665
M.C. Deshidratado	AGAR DE BILIS Y ROJO VIOLETA	1 kg	1005	\$ 3,992
M.C. Deshidratado	AGAR DE BILIS Y ROJO VIOLETA	500 g	1005-E	\$ 2,101
M.C. Deshidratado	AGAR DE BILIS Y ROJO VIOLETA	450 g	1005-A	\$ 1,891
M.C. Deshidratado	AGAR DE BILIS Y ROJO VIOLETA	100 g	1005-B	\$ 568
M.C. Deshidratado	AGAR DE BILIS Y ROJO VIOLETA / 41.5 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1005-H	\$ 733
M.C. Deshidratado	AGAR DE BILIS Y ROJO VIOLETA GLUCOSA	1 kg	1095	\$ 3,678
M.C. Deshidratado	AGAR DE BILIS Y ROJO VIOLETA GLUCOSA	500 g	1095-E	\$ 1,936
M.C. Deshidratado	AGAR DE BILIS Y ROJO VIOLETA GLUCOSA	450 g	1095-A	\$ 1,743
M.C. Deshidratado	AGAR DE BILIS Y ROJO VIOLETA GLUCOSA	100 g	1095-B	\$ 523
M.C. Deshidratado	AGAR DE BILIS Y ROJO VIOLETA CON GLUCOSA Y LACTOSA	1 kg	1266	\$ 6,281

OFICINA: 55 7575 1661 - 55 7575 1662

55 7160 2454 - 55 7158 7031

<http://laborwasserdemexico.com/>

LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.



PRECIO LISTA DIBICO 2024 -LWM

LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.

M.C. Deshidratado	AGAR DE BILIS Y ROJO VIOLETA CON GLUCOSA Y LACTOSA	500 g	1266-E	\$	3,306
M.C. Deshidratado	AGAR DE BILIS Y ROJO VIOLETA CON GLUCOSA Y LACTOSA	450 g	1266-A	\$	2,976
M.C. Deshidratado	** AGAR DE BILIS Y ROJO VIOLETA CON GLUCOSA Y LACTOSA	100 g	1266-B	\$	892
M.C. Deshidratado	** AGAR DE BILIS Y ROJO VIOLETA CON GLUCOSA Y LACTOSA / 51.5 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1266-H	\$	1,430
M.C. Deshidratado	AGAR BIOTRIPTASA	1 kg	1075	\$	4,874
M.C. Deshidratado	AGAR BIOTRIPTASA	500 g	1075-E	\$	2,565
M.C. Deshidratado	AGAR BIOTRIPTASA	450 g	1075-A	\$	2,309
M.C. Deshidratado	** AGAR BIOTRIPTASA	100 g	1075-B	\$	692
M.C. Deshidratado	** AGAR BIOTRIPTASA / 41.0 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1075-H	\$	884
M.C. Deshidratado	AGAR CASMAN (Base)	1 kg	1081	\$	6,675
M.C. Deshidratado	AGAR CASMAN (Base)	500 g	1081-E	\$	3,513
M.C. Deshidratado	AGAR CASMAN (Base)	450 g	1081-A	\$	3,162
M.C. Deshidratado	AGAR CASMAN (Base)	100 g	1081-B	\$	949
M.C. Deshidratado	AGAR CASMAN (Base) / 43.0 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1081-H	\$	1,269
M.C. Deshidratado	AGAR CDC (Base) (para Anaerobios)	1 kg	1239	\$	6,929
M.C. Deshidratado	AGAR CDC (Base) (para Anaerobios)	500 g	1239-E	\$	3,647
M.C. Deshidratado	AGAR CDC (Base) (para Anaerobios)	450 g	1239-A	\$	3,282
M.C. Deshidratado	AGAR CDC (Base) (para Anaerobios)	100 g	1239-B	\$	985
M.C. Deshidratado	AGAR CDC (Base) (para Anaerobios) / 50 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1239-H	\$	1,531
M.C. Deshidratado	AGAR CETRIMIDA - CN	1 kg	1123	\$	6,724
M.C. Deshidratado	AGAR CETRIMIDA - CN	500 g	1123-E	\$	3,539
M.C. Deshidratado	AGAR CETRIMIDA - CN	450 g	1123-A	\$	3,185
M.C. Deshidratado	AGAR CETRIMIDA - CN	100 g	1123-B	\$	956
M.C. Deshidratado	AGAR CETRIMIDA - CN / 50.6 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1123-H	\$	1,504
M.C. Deshidratado	AGAR CETRIMIDA (Base)	1 kg	1029	\$	5,968
M.C. Deshidratado	AGAR CETRIMIDA (Base)	500 g	1029-E	\$	3,141
M.C. Deshidratado	AGAR CETRIMIDA (Base)	450 g	1029-A	\$	2,827
M.C. Deshidratado	AGAR CETRIMIDA (Base)	100 g	1029-B	\$	848
M.C. Deshidratado	AGAR CETRIMIDA (Base)/ 45.3 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1029-H	\$	1,195
M.C. Deshidratado	AGAR CITRATO DE SIMMONS	1 kg	1006	\$	4,399
M.C. Deshidratado	AGAR CITRATO DE SIMMONS	500 g	1006-E	\$	2,315
M.C. Deshidratado	AGAR CITRATO DE SIMMONS	450 g	1006-A	\$	2,084
M.C. Deshidratado	AGAR CITRATO DE SIMMONS	100 g	1006-B	\$	625

OFICINA: 55 7575 1661 - 55 7575 1662

55 7160 2454 - 55 7158 7031

<http://laborwasserdemexico.com/>

LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.



PRECIO LISTA DIBICO 2024 -LWM

LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.

M.C. Deshidratado	AGAR CITRATO DE SIMMONS / 24.2 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1006-H	\$	471
M.C. Deshidratado	AGAR CLED (Cistina Lactosa Electrolito Deficiente)	1 kg	1102	\$	5,843
M.C. Deshidratado	AGAR CLED (Cistina Lactosa Electrolito Deficiente)	500 g	1102-E	\$	3,075
M.C. Deshidratado	AGAR CLED (Cistina Lactosa Electrolito Deficiente)	450 g	1102-A	\$	2,767
M.C. Deshidratado	AGAR CLED (Cistina Lactosa Electrolito Deficiente)	100 g	1102-B	\$	831
M.C. Deshidratado	AGAR CLED (Cistina Lactosa Electrolito Deficiente) / 36.0 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1102-H	\$	930
M.C. Deshidratado	AGAR CZAPEK (Agar Czapek - Dox)	1 kg	1106	\$	5,843
M.C. Deshidratado	AGAR CZAPEK (Agar Czapek - Dox)	500 g	1106-E	\$	3,075
M.C. Deshidratado	AGAR CZAPEK (Agar Czapek - Dox)	450 g	1106-A	\$	2,767
M.C. Deshidratado	AGAR CZAPEK (Agar Czapek - Dox)	100 g	1106-B	\$	831
M.C. Deshidratado	AGAR CZAPEK (Agar Czapek - Dox) / 49.0 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1106-H	\$	1,265
M.C. Deshidratado	AGAR DESOXICOLATO	1 kg	1115	\$	6,454
M.C. Deshidratado	AGAR DESOXICOLATO	500 g	1115-E	\$	3,397
M.C. Deshidratado	AGAR DESOXICOLATO	450 g	1115-A	\$	3,058
M.C. Deshidratado	** AGAR DESOXICOLATO	100 g	1115-B	\$	917
M.C. Deshidratado	** AGAR DESOXICOLATO / 45.0 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1115-H	\$	1,284
M.C. Deshidratado	AGAR DESOXICOLATO Y CITRATO	1 kg	1076	\$	4,984
M.C. Deshidratado	AGAR DESOXICOLATO Y CITRATO	500 g	1076-E	\$	2,623
M.C. Deshidratado	AGAR DESOXICOLATO Y CITRATO	450 g	1076-A	\$	2,361
M.C. Deshidratado	** AGAR DESOXICOLATO Y CITRATO	100 g	1076-B	\$	709
M.C. Deshidratado	** AGAR DESOXICOLATO Y CITRATO / 70.0 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1076-H	\$	1,542
M.C. Deshidratado	AGAR DESOXICOLATO Y CITRATO MODIFICADO (según Leifson)	1 kg	1077	\$	6,205
M.C. Deshidratado	AGAR DESOXICOLATO Y CITRATO MODIFICADO (según Leifson)	500 g	1077-E	\$	3,266
M.C. Deshidratado	AGAR DESOXICOLATO Y CITRATO MODIFICADO (según Leifson)	450 g	1077-A	\$	2,939
M.C. Deshidratado	** AGAR DESOXICOLATO Y CITRATO MODIFICADO (según Leifson)	100 g	1077-B	\$	883
M.C. Deshidratado	** AGAR DESOXICOLATO Y CITRATO MODIFICADO (según Leifson) / 50.0 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1077-H	\$	1,372
M.C. Deshidratado	AGAR DEXTROSA DE EMMONS	1 kg	1272	\$	6,059
M.C. Deshidratado	AGAR DEXTROSA DE EMMONS	500 g	1272-E	\$	3,189
M.C. Deshidratado	AGAR DEXTROSA DE EMMONS	450 g	1272-A	\$	2,870
M.C. Deshidratado	** AGAR DEXTROSA DE EMMONS	100 g	1272-B	\$	862
M.C. Deshidratado	** AGAR DEXTROSA DE EMMONS / 50.0 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1272-H	\$	1,340
M.C. Deshidratado	AGAR DEXTROSA PEPTONA DE CASEINA	1 kg	1112	\$	5,544
M.C. Deshidratado	AGAR DEXTROSA PEPTONA DE CASEINA	500 g	1112-E	\$	2,918

OFICINA: 55 7575 1661 - 55 7575 1662

55 7160 2454 - 55 7158 7031

<http://laborwasserdemexico.com/>

LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.



PRECIO LISTA DIBICO 2024 -LWM

LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.

M.C. Deshidratado	AGAR DEXTROSA PEPTONA DE CASEINA	450 g	1112-A	\$	2,627
M.C. Deshidratado	** AGAR DEXTROSA PEPTONA DE CASEINA	100 g	1112-B	\$	788
M.C. Deshidratado	** AGAR DEXTROSA PEPTONA DE CASEINA / 27.0 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1112-H	\$	662
M.C. Deshidratado	AGAR DEXTROSA SABOURAUD	1 kg	1007	\$	3,388
M.C. Deshidratado	AGAR DEXTROSA SABOURAUD	500 g	1007-E	\$	1,783
M.C. Deshidratado	AGAR DEXTROSA SABOURAUD	450 g	1007-A	\$	1,605
M.C. Deshidratado	AGAR DEXTROSA SABOURAUD	100 g	1007-B	\$	481
M.C. Deshidratado	AGAR DEXTROSA SABOURAUD C/CLORANFENICOL	1 kg	1088	\$	5,801
M.C. Deshidratado	AGAR DEXTROSA SABOURAUD C/CLORANFENICOL	500 g	1088-E	\$	3,053
M.C. Deshidratado	AGAR DEXTROSA SABOURAUD C/CLORANFENICOL	450 g	1088-A	\$	2,748
M.C. Deshidratado	AGAR DEXTROSA SABOURAUD C/CLORANFENICOL	100 g	1088-B	\$	824
M.C. Deshidratado	AGAR DEXTROSA SABOURAUD C/CLORANFENICOL / 65 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1088-H	\$	1,667
M.C. Deshidratado	AGAR DEXTROSA SABOURAUD C/LECITINA Y POLISORBATO 80	1 kg	1099	\$	6,515
M.C. Deshidratado	AGAR DEXTROSA SABOURAUD C/LECITINA Y POLISORBATO 80	500 g	1099-E	\$	3,429
M.C. Deshidratado	AGAR DEXTROSA SABOURAUD C/LECITINA Y POLISORBATO 80	450 g	1099-A	\$	3,086
M.C. Deshidratado	AGAR DEXTROSA SABOURAUD C/LECITINA Y POLISORBATO 80	100 g	1099-B	\$	927
M.C. Deshidratado	AGAR DEXTROSA SABOURAUD C/LECITINA Y POLISORBATO 80 / 71.0 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1099-H	\$	2,045
M.C. Deshidratado	AGAR DEXTROSA Y PAPA	1 kg	1059	\$	3,737
M.C. Deshidratado	AGAR DEXTROSA Y PAPA	500 g	1059-E	\$	1,967
M.C. Deshidratado	AGAR DEXTROSA Y PAPA	450 g	1059-A	\$	1,770
M.C. Deshidratado	AGAR DEXTROSA Y PAPA	100 g	1059-B	\$	531
M.C. Deshidratado	AGAR DEXTROSA Y PAPA / 39 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1059-H	\$	644
M.C. Deshidratado	AGAR DE DEXTROSA Y TRIPTICASEINA	1 kg	1008	\$	6,899
M.C. Deshidratado	AGAR DE DEXTROSA Y TRIPTICASEINA	500 g	1008-E	\$	3,631
M.C. Deshidratado	AGAR DE DEXTROSA Y TRIPTICASEINA	450 g	1008-A	\$	3,268
M.C. Deshidratado	** AGAR DE DEXTROSA Y TRIPTICASEINA	100 g	1008-B	\$	981
M.C. Deshidratado	** AGAR DE DEXTROSA Y TRIPTICASEINA / 28.5 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1008-H	\$	869
M.C. Deshidratado	AGAR ENDO	1 kg	1009	\$	3,302
M.C. Deshidratado	AGAR ENDO	500 g	1009-E	\$	1,738
M.C. Deshidratado	AGAR ENDO	450 g	1009-A	\$	1,564
M.C. Deshidratado	AGAR ENDO	100 g	1009-B	\$	470
M.C. Deshidratado	AGAR ENDO / 41.5 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1009-H	\$	606
M.C. Deshidratado	AGAR ENDO LES	1 kg	1237	\$	7,743

OFICINA: 55 7575 1661 - 55 7575 1662

55 7160 2454 - 55 7158 7031

<http://laborwasserdemexico.com/>

LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.



PRECIO LISTA DIBICO 2024 -LWM

LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.

M.C. Deshidratado	AGAR ENDO LES	500 g	1237-E	\$	4,075
M.C. Deshidratado	AGAR ENDO LES	450 g	1237-A	\$	3,668
M.C. Deshidratado	AGAR ENDO LES	100 g	1237-B	\$	1,101
M.C. Deshidratado	AGAR ENDO LES / 51 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1237-H	\$	1,747
M.C. Deshidratado	AGAR ENTERICO HEKTOEN	1 kg	1114	\$	8,550
M.C. Deshidratado	AGAR ENTERICO HEKTOEN	500 g	1114-E	\$	4,500
M.C. Deshidratado	AGAR ENTERICO HEKTOEN	450 g	1114-A	\$	4,050
M.C. Deshidratado	AGAR ENTERICO HEKTOEN	100 g	1114-B	\$	1,215
M.C. Deshidratado	AGAR ENTERICO HEKTOEN / 76 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1114-H	\$	2,872
M.C. Deshidratado	AGAR EOSINA Y AZUL DE METILENO (EMB)	1 kg	1011	\$	3,331
M.C. Deshidratado	AGAR EOSINA Y AZUL DE METILENO (EMB)	500 g	1011-E	\$	1,753
M.C. Deshidratado	AGAR EOSINA Y AZUL DE METILENO (EMB)	450 g	1011-A	\$	1,578
M.C. Deshidratado	AGAR EOSINA Y AZUL DE METILENO (EMB)	100 g	1011-B	\$	474
M.C. Deshidratado	AGAR EOSINA Y AZUL DE METILENO (EMB) / 36 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1011-H	\$	530
M.C. Deshidratado	AGAR ESTAFILOCOCCOS 110	1 kg	1012	\$	3,526
M.C. Deshidratado	AGAR ESTAFILOCOCCOS 110	500 g	1012-E	\$	1,856
M.C. Deshidratado	AGAR ESTAFILOCOCCOS 110	450 g	1012-A	\$	1,671
M.C. Deshidratado	AGAR ESTAFILOCOCCOS 110	100 g	1012-B	\$	502
M.C. Deshidratado	AGAR ESTAFILOCOCCOS 110 / 149 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1012-H	\$	2,323
M.C. Deshidratado	AGAR EUGON	1 kg	1098	\$	7,019
M.C. Deshidratado	AGAR EUGON	500 g	1098-E	\$	3,694
M.C. Deshidratado	AGAR EUGON	450 g	1098-A	\$	3,326
M.C. Deshidratado	** AGAR EUGON	100 g	1098-B	\$	998
M.C. Deshidratado	** AGAR EUGON / 45.4 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1098-H	\$	1,409
M.C. Deshidratado	AGAR DE EXTRACTO GLUCOSA Y TRIPTICASEINA (Agar TGE)	1 kg	1013	\$	6,796
M.C. Deshidratado	AGAR DE EXTRACTO GLUCOSA Y TRIPTICASEINA (Agar TGE)	500 g	1013-E	\$	3,577
M.C. Deshidratado	AGAR DE EXTRACTO GLUCOSA Y TRIPTICASEINA (Agar TGE)	450 g	1013-A	\$	3,219
M.C. Deshidratado	AGAR DE EXTRACTO GLUCOSA Y TRIPTICASEINA (Agar TGE)	100 g	1013-B	\$	967
M.C. Deshidratado	AGAR DE EXTRACTO GLUCOSA Y TRIPTICASEINA (Agar TGE) / 24 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1013-H	\$	721
M.C. Deshidratado	AGAR EXTRACTO DE LEVADURA	1 kg	1297	\$	8,193
M.C. Deshidratado	AGAR EXTRACTO DE LEVADURA	500 g	1297-E	\$	4,312
M.C. Deshidratado	AGAR EXTRACTO DE LEVADURA	450 g	1297-A	\$	3,882
M.C. Deshidratado	AGAR EXTRACTO DE LEVADURA	100 g	1297-B	\$	1,164

OFICINA: 55 7575 1661 - 55 7575 1662

55 7160 2454 - 55 7158 7031

<http://laborwasserdemexico.com/>

LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.



PRECIO LISTA DIBICO 2024 -LWM

LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.

M.C. Deshidratado	AGAR EXTRACTO DE LEVADURA / 35 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1297-H	\$	1,267
M.C. Deshidratado	AGAR EXTRACTO DE LEVADURA CON GLUCOSA Y CLORANFENICOL	1 kg	1298	\$	8,702
M.C. Deshidratado	AGAR EXTRACTO DE LEVADURA CON GLUCOSA Y CLORANFENICOL	500 g	1298-E	\$	4,580
M.C. Deshidratado	AGAR EXTRACTO DE LEVADURA CON GLUCOSA Y CLORANFENICOL	450 g	1298-A	\$	4,122
M.C. Deshidratado	** AGAR EXTRACTO DE LEVADURA CON GLUCOSA Y CLORANFENICOL	100 g	1298-B	\$	1,236
M.C. Deshidratado	** AGAR EXTRACTO DE LEVADURA CON GLUCOSA Y CLORANFENICOL / 40 g/Sobri	Caja c/3 Sobres p/1 L	1298-H	\$	1,539
M.C. Deshidratado	AGAR EXTRACTO DE LEVADURA CON GLUCOSA Y CLORANFENICOL "Y"	1 kg	1137	\$	8,702
M.C. Deshidratado	AGAR EXTRACTO DE LEVADURA CON GLUCOSA Y CLORANFENICOL "Y"	500 g	1137-E	\$	4,580
M.C. Deshidratado	AGAR EXTRACTO DE LEVADURA CON GLUCOSA Y CLORANFENICOL "Y"	450 g	1137-A	\$	4,122
M.C. Deshidratado	** AGAR EXTRACTO DE LEVADURA CON GLUCOSA Y CLORANFENICOL "Y"	100 g	1137-B	\$	1,236
M.C. Deshidratado	AGAR EXTRACTO DE MALTA	1 kg	1118	\$	6,281
M.C. Deshidratado	AGAR EXTRACTO DE MALTA	500 g	1118-E	\$	3,306
M.C. Deshidratado	AGAR EXTRACTO DE MALTA	450 g	1118-A	\$	2,976
M.C. Deshidratado	AGAR EXTRACTO DE MALTA	100 g	1118-B	\$	894
M.C. Deshidratado	AGAR EXTRACTO DE MALTA / 33.6 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1118-H	\$	933
M.C. Deshidratado	AGAR FC-M (Agar para Coliformes Fecales)	1 kg	1092	\$	7,672
M.C. Deshidratado	AGAR FC-M (Agar para Coliformes Fecales)	500 g	1092-E	\$	4,038
M.C. Deshidratado	AGAR FC-M (Agar para Coliformes Fecales)	450 g	1092-A	\$	3,635
M.C. Deshidratado	AGAR FC-M (Agar para Coliformes Fecales)	100 g	1092-B	\$	1,091
M.C. Deshidratado	AGAR FC-M (Agar para Coliformes Fecales) / 52 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1092-H	\$	1,764
M.C. Deshidratado	AGAR DE FENILALANINA	1 kg	1120	\$	10,517
M.C. Deshidratado	AGAR DE FENILALANINA	500 g	1120-E	\$	5,535
M.C. Deshidratado	AGAR DE FENILALANINA	450 g	1120-A	\$	4,982
M.C. Deshidratado	AGAR DE FENILALANINA	100 g	1120-B	\$	1,494
M.C. Deshidratado	AGAR DE FENILALANINA / 23 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1120-H	\$	1,069
M.C. Deshidratado	AGAR G.C. (Base para Gelosa Chocolate)	1 kg	1030	\$	4,950
M.C. Deshidratado	AGAR G.C. (Base para Gelosa Chocolate)	500 g	1030-E	\$	2,605
M.C. Deshidratado	AGAR G.C. (Base para Gelosa Chocolate)	450 g	1030-A	\$	2,345
M.C. Deshidratado	AGAR G.C. (Base para Gelosa Chocolate)	100 g	1030-B	\$	704
M.C. Deshidratado	AGAR G.C. (Base para Gelosa Chocolate) / 36 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1030-H	\$	788
M.C. Deshidratado	AGAR DE HIERRO Y LISINA (LIA)	1 kg	1015	\$	5,347
M.C. Deshidratado	AGAR DE HIERRO Y LISINA (LIA)	500 g	1015-E	\$	2,814
M.C. Deshidratado	AGAR DE HIERRO Y LISINA (LIA)	450 g	1015-A	\$	2,533

OFICINA: 55 7575 1661 - 55 7575 1662

55 7160 2454 - 55 7158 7031

<http://laborwasserdemexico.com/>

LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.



PRECIO LISTA DIBICO 2024 -LWM

LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.

M.C. Deshidratado	AGAR DE HIERRO Y LISINA (LIA)	100 g	1015-B	\$	760
M.C. Deshidratado	AGAR DE HIERRO Y LISINA DOBLE MODIFICADO	1 kg	1228	\$	7,328
M.C. Deshidratado	AGAR DE HIERRO Y LISINA DOBLE MODIFICADO	500 g	1228-E	\$	3,857
M.C. Deshidratado	AGAR DE HIERRO Y LISINA DOBLE MODIFICADO	450 g	1228-A	\$	3,472
M.C. Deshidratado	AGAR DE HIERRO Y LISINA DOBLE MODIFICADO	100 g	1228-B	\$	916
M.C. Deshidratado	AGAR DE HIERRO Y LISINA DOBLE MODIFICADO / 62.6 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1228-H	\$	1,878
M.C. Deshidratado	AGAR HIERRO Y TRIPLE AZUCAR (Agar TSI)	1 kg	1016	\$	3,694
M.C. Deshidratado	AGAR HIERRO Y TRIPLE AZUCAR (Agar TSI)	500 g	1016-E	\$	1,944
M.C. Deshidratado	AGAR HIERRO Y TRIPLE AZUCAR (Agar TSI)	450 g	1016-A	\$	1,750
M.C. Deshidratado	AGAR HIERRO Y TRIPLE AZUCAR (Agar TSI)	100 g	1016-B	\$	525
M.C. Deshidratado	AGAR HIERRO Y TRIPLE AZUCAR (Agar TSI) / 59.4 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1016-H	\$	970
M.C. Deshidratado	AGAR HPC-M	1 kg	1153	\$	7,431
M.C. Deshidratado	AGAR HPC-M	500 g	1153-E	\$	3,911
M.C. Deshidratado	AGAR HPC-M	450 g	1153-A	\$	3,520
M.C. Deshidratado	AGAR HPC-M	100 g	1153-B	\$	1,056
M.C. Deshidratado	AGAR INDICADOR PM	1 kg	1288	\$	6,813
M.C. Deshidratado	AGAR INDICADOR PM	500 g	1288-E	\$	3,586
M.C. Deshidratado	AGAR INDICADOR PM	450 g	1288-A	\$	3,227
M.C. Deshidratado	AGAR INDICADOR PM	100 g	1288-B	\$	969
M.C. Deshidratado	AGAR INDICADOR PM / 32 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1288-H	\$	964
M.C. Deshidratado	AGAR KLIGLER (con Hierro)	1 kg	1014	\$	3,764
M.C. Deshidratado	AGAR KLIGLER (con Hierro)	500 g	1014-E	\$	1,981
M.C. Deshidratado	AGAR KLIGLER (con Hierro)	450 g	1014-A	\$	1,783
M.C. Deshidratado	AGAR KLIGLER (con Hierro)	100 g	1014-B	\$	535
M.C. Deshidratado	AGAR KLIGLER (con Hierro) / 52 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1014-H	\$	866
M.C. Deshidratado	AGAR LETHEEN	1 kg	1125	\$	8,058
M.C. Deshidratado	AGAR LETHEEN	500 g	1125-E	\$	4,241
M.C. Deshidratado	AGAR LETHEEN	450 g	1125-A	\$	3,817
M.C. Deshidratado	** AGAR LETHEEN	100 g	1125-B	\$	1,146
M.C. Deshidratado	** AGAR LETHEEN / 32 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1125-H	\$	1,141
M.C. Deshidratado	AGAR LETHEEN MODIFICADO	1 kg	1283	\$	5,698
M.C. Deshidratado	AGAR LETHEEN MODIFICADO	500 g	1283-E	\$	2,999
M.C. Deshidratado	AGAR LETHEEN MODIFICADO	450 g	1283-A	\$	2,700

OFICINA: 55 7575 1661 - 55 7575 1662

55 7160 2454 - 55 7158 7031

<http://laborwasserdemexico.com/>

LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.



PRECIO LISTA DIBICO 2024 -LWM

LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.

M.C. Deshidratado	AGAR LETHEEN MODIFICADO	100 g	1283-B	\$	810
M.C. Deshidratado	AGAR LETHEEN MODIFICADO / 59.1 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1283-H	\$	1,489
M.C. Deshidratado	AGAR DE LEVINE CON EOSINA Y AZUL DE METILENO	1 kg	1018	\$	6,424
M.C. Deshidratado	AGAR DE LEVINE CON EOSINA Y AZUL DE METILENO	500 g	1018-E	\$	3,381
M.C. Deshidratado	AGAR DE LEVINE CON EOSINA Y AZUL DE METILENO	450 g	1018-A	\$	3,044
M.C. Deshidratado	AGAR DE LEVINE CON EOSINA Y AZUL DE METILENO	100 g	1018-B	\$	913
M.C. Deshidratado	AGAR DE LEVINE CON EOSINA Y AZUL DE METILENO / 37.5 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1018-H	\$	1,065
M.C. Deshidratado	AGAR M17 (según Terzagui)	1 kg	1268	\$	11,750
M.C. Deshidratado	AGAR M17 (según Terzagui)	500 g	1268-E	\$	6,184
M.C. Deshidratado	AGAR M17 (según Terzagui)	450 g	1268-A	\$	5,565
M.C. Deshidratado	AGAR M17 (según Terzagui)	100 g	1268-B	\$	1,671
M.C. Deshidratado	AGAR M17 (según Terzagui) / 55.0 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1268-H	\$	2,857
M.C. Deshidratado	AGAR DE MAC CONKEY	1 kg	1019	\$	3,650
M.C. Deshidratado	AGAR DE MAC CONKEY	500 g	1019-E	\$	1,921
M.C. Deshidratado	AGAR DE MAC CONKEY	450 g	1019-A	\$	1,730
M.C. Deshidratado	AGAR DE MAC CONKEY	100 g	1019-B	\$	519
M.C. Deshidratado	AGAR DE MAC CONKEY SIN CLORURO DE SODIO Y CRISTAL VIOLETA	1 kg	1135	\$	5,850
M.C. Deshidratado	AGAR DE MAC CONKEY SIN CLORURO DE SODIO Y CRISTAL VIOLETA	500 g	1135-E	\$	3,079
M.C. Deshidratado	AGAR DE MAC CONKEY SIN CLORURO DE SODIO Y CRISTAL VIOLETA	450 g	1135-A	\$	2,771
M.C. Deshidratado	** AGAR DE MAC CONKEY SIN CLORURO DE SODIO Y CRISTAL VIOLETA	100 g	1135-B	\$	832
M.C. Deshidratado	** AGAR DE MAC CONKEY SIN CLORURO DE SODIO Y CRISTAL VIOLETA / 47.0 g/S	Caja c/3 Sobres p/1 L	1135-H	\$	1,216
M.C. Deshidratado	AGAR DE MALTOSA SABOURAUD	1 kg	1061	\$	13,885
M.C. Deshidratado	AGAR DE MALTOSA SABOURAUD	500 g	1061-E	\$	7,308
M.C. Deshidratado	AGAR DE MALTOSA SABOURAUD	450 g	1061-A	\$	6,576
M.C. Deshidratado	AGAR DE MALTOSA SABOURAUD	100 g	1061-B	\$	1,975
M.C. Deshidratado	AGAR DE MALTOSA SABOURAUD / 65.0 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1061-H	\$	3,989
M.C. Deshidratado	AGAR PARA METODO ESTANDAR	1 kg	1020	\$	4,473
M.C. Deshidratado	AGAR PARA METODO ESTANDAR	500 g	1020-E	\$	2,354
M.C. Deshidratado	AGAR PARA METODO ESTANDAR	450 g	1020-A	\$	2,119
M.C. Deshidratado	AGAR PARA METODO ESTANDAR	100 g	1020-B	\$	636
M.C. Deshidratado	AGAR PARA METODO ESTANDAR / 23.5 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1020-H	\$	465
M.C. Deshidratado	AGAR PARA MICROENSAYO	1 kg	1078	\$	7,988
M.C. Deshidratado	AGAR PARA MICROENSAYO	500 g	1078-E	\$	4,204

OFICINA: 55 7575 1661 - 55 7575 1662

55 7160 2454 - 55 7158 7031

<http://laborwasserdemexico.com/>

LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.



PRECIO LISTA DIBICO 2024 -LWM

LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.

M.C. Deshidratado	AGAR PARA MICROENSAYO	450 g	1078-A	\$	3,783
M.C. Deshidratado	** AGAR PARA MICROENSAYO	100 g	1078-B	\$	1,130
M.C. Deshidratado	** AGAR PARA MICROENSAYO / 47 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1078-H	\$	1,660
M.C. Deshidratado	AGAR MRS (de Man, Rogosa y Sharpe)	1 kg	1267	\$	7,397
M.C. Deshidratado	AGAR MRS (de Man, Rogosa y Sharpe)	500 g	1267-E	\$	3,893
M.C. Deshidratado	AGAR MRS (de Man, Rogosa y Sharpe)	450 g	1267-A	\$	3,504
M.C. Deshidratado	AGAR MRS (de Man, Rogosa y Sharpe)	100 g	1267-B	\$	1,052
M.C. Deshidratado	AGAR MRS (de Man, Rogosa y Sharpe) / 67.0 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1267-H	\$	2,191
M.C. Deshidratado	AGAR MUELLER- HINTON	1 kg	1021	\$	5,487
M.C. Deshidratado	AGAR MUELLER- HINTON	500 g	1021-E	\$	2,888
M.C. Deshidratado	AGAR MUELLER- HINTON	450 g	1021-A	\$	2,600
M.C. Deshidratado	AGAR MUELLER- HINTON	100 g	1021-B	\$	781
M.C. Deshidratado	AGAR MUELLER- HINTON / 38 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1021-H	\$	922
M.C. Deshidratado	AGAR NEUTRALIZANTE D/E (Dey & Engleys)	1 kg	1280	\$	6,031
M.C. Deshidratado	AGAR NEUTRALIZANTE D/E (Dey & Engleys)	500 g	1280-E	\$	3,174
M.C. Deshidratado	AGAR NEUTRALIZANTE D/E (Dey & Engleys)	450 g	1280-A	\$	2,857
M.C. Deshidratado	AGAR NEUTRALIZANTE D/E (Dey & Engleys)	100 g	1280-B	\$	857
M.C. Deshidratado	AGAR NEUTRALIZANTE D/E (Dey & Engleys) / 54 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1280-H	\$	1,442
M.C. Deshidratado	AGAR NUTRITIVO	1 kg	1022	\$	5,012
M.C. Deshidratado	AGAR NUTRITIVO	500 g	1022-E	\$	2,638
M.C. Deshidratado	AGAR NUTRITIVO	450 g	1022-A	\$	2,373
M.C. Deshidratado	AGAR NUTRITIVO	100 g	1022-B	\$	712
M.C. Deshidratado	AGAR NUTRITIVO / 23 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1022-H	\$	510
M.C. Deshidratado	AGAR POLIPEPTONA Y	1 kg	1136	\$	5,721
M.C. Deshidratado	AGAR POLIPEPTONA Y	500 g	1136-E	\$	3,011
M.C. Deshidratado	AGAR POLIPEPTONA Y	450 g	1136-A	\$	2,710
M.C. Deshidratado	** AGAR POLIPEPTONA Y	100 g	1136-B	\$	814
M.C. Deshidratado	** AGAR POLIPEPTONA Y / 23.5 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1136-H	\$	595
M.C. Deshidratado	AGAR PRY (Preservative Resistant Yeast Medium)	1 kg	1116	\$	6,447
M.C. Deshidratado	AGAR PRY (Preservative Resistant Yeast Medium)	500 g	1116-E	\$	3,393
M.C. Deshidratado	AGAR PRY (Preservative Resistant Yeast Medium)	450 g	1116-A	\$	3,054
M.C. Deshidratado	AGAR PRY (Preservative Resistant Yeast Medium)	100 g	1116-B	\$	917
M.C. Deshidratado	AGAR PRY (Preservative Resistant Yeast Medium) / 107.5 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1116-H	\$	3,063

OFICINA: 55 7575 1661 - 55 7575 1662

55 7160 2454 - 55 7158 7031

<http://laborwasserdemexico.com/>

LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.



PRECIO LISTA DIBICO 2024 -LWM

LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.

M.C. Deshidratado	AGAR R2A	1 kg	1271	\$	8,174
M.C. Deshidratado	AGAR R2A	500 g	1271-E	\$	4,302
M.C. Deshidratado	AGAR R2A	450 g	1271-A	\$	3,872
M.C. Deshidratado	AGAR R2A	100 g	1271-B	\$	1,162
M.C. Deshidratado	AGAR R2A / 18.1 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1271-H	\$	654
M.C. Deshidratado	AGAR ROGOSA	1 kg	1254	\$	10,490
M.C. Deshidratado	AGAR ROGOSA	500 g	1254-E	\$	5,521
M.C. Deshidratado	AGAR ROGOSA	450 g	1254-A	\$	4,969
M.C. Deshidratado	** AGAR ROGOSA	100 g	1254-B	\$	1,491
M.C. Deshidratado	** AGAR ROGOSA / 74.5 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1254-H	\$	3,454
M.C. Deshidratado	AGAR ROSA DE BENGALA	1 kg	1110	\$	6,137
M.C. Deshidratado	AGAR ROSA DE BENGALA	500 g	1110-E	\$	3,230
M.C. Deshidratado	AGAR ROSA DE BENGALA	450 g	1110-A	\$	2,909
M.C. Deshidratado	AGAR ROSA DE BENGALA	100 g	1110-B	\$	872
M.C. Deshidratado	AGAR ROSA DE BENGALA / 32.2 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1110-H	\$	874
M.C. Deshidratado	AGAR DE SAL Y MANITOL	1 kg	1023	\$	2,694
M.C. Deshidratado	AGAR DE SAL Y MANITOL	500 g	1023-E	\$	1,418
M.C. Deshidratado	AGAR DE SAL Y MANITOL	450 g	1023-A	\$	1,276
M.C. Deshidratado	AGAR DE SAL Y MANITOL	100 g	1023-B	\$	383
M.C. Deshidratado	AGAR PARA <i>Salmonella</i> y <i>Shigella</i>	1 kg	1024	\$	6,946
M.C. Deshidratado	AGAR PARA <i>Salmonella</i> y <i>Shigella</i>	500 g	1024-E	\$	3,656
M.C. Deshidratado	AGAR PARA <i>Salmonella</i> y <i>Shigella</i>	450 g	1024-A	\$	3,291
M.C. Deshidratado	AGAR PARA <i>Salmonella</i> y <i>Shigella</i>	100 g	1024-B	\$	988
M.C. Deshidratado	AGAR SOYA TRIPTICASEINA	1 kg	1025	\$	3,536
M.C. Deshidratado	AGAR SOYA TRIPTICASEINA	500 g	1025-E	\$	1,861
M.C. Deshidratado	AGAR SOYA TRIPTICASEINA	450 g	1025-A	\$	1,672
M.C. Deshidratado	AGAR SOYA TRIPTICASEINA	100 g	1025-B	\$	503
M.C. Deshidratado	AGAR SOYA TRIPTICASEINA / 40 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1025-H	\$	625
M.C. Deshidratado	AGAR SOYA TRIPTICASEINA C/LECITINA Y POLISORBATO 80	1 kg	1263	\$	8,170
M.C. Deshidratado	AGAR SOYA TRIPTICASEINA C/LECITINA Y POLISORBATO 80	500 g	1263-E	\$	4,300
M.C. Deshidratado	AGAR SOYA TRIPTICASEINA C/LECITINA Y POLISORBATO 80	450 g	1263-A	\$	3,871
M.C. Deshidratado	AGAR SOYA TRIPTICASEINA C/LECITINA Y POLISORBATO 80	100 g	1263-B	\$	1,162
M.C. Deshidratado	AGAR SOYA TRIPTICASEINA C/LECITINA Y POLISORBATO 80 / 45.7 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1263-H	\$	1,651

OFICINA: 55 7575 1661 - 55 7575 1662

55 7160 2454 - 55 7158 7031

<http://laborwasserdemexico.com/>

LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.



PRECIO LISTA DIBICO 2024 -LWM

LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.

M.C. Deshidratado	AGAR SULFITO DE BISMUTO	1 kg	1026	\$	4,558
M.C. Deshidratado	AGAR SULFITO DE BISMUTO	500 g	1026-E	\$	2,399
M.C. Deshidratado	AGAR SULFITO DE BISMUTO	450 g	1026-A	\$	2,161
M.C. Deshidratado	AGAR SULFITO DE BISMUTO	100 g	1026-B	\$	648
M.C. Deshidratado	AGAR SULFITO DE BISMUTO / 52.0 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1026-H	\$	1,048
M.C. Deshidratado	AGAR TARTRATO DE JORDAN'S	1 kg	1181	\$	11,632
M.C. Deshidratado	AGAR TARTRATO DE JORDAN'S	500 g	1181-E	\$	6,122
M.C. Deshidratado	AGAR TARTRATO DE JORDAN'S	450 g	1181-A	\$	5,510
M.C. Deshidratado	** AGAR TARTRATO DE JORDAN'S	100 g	1181-B	\$	1,653
M.C. Deshidratado	** AGAR TARTRATO DE JORDAN'S / 40.0 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1181-H	\$	2,059
M.C. Deshidratado	AGAR TCBS (Tiosulfato, Citrato, Sales Biliares, Sacarosa)	1 kg	1130	\$	7,461
M.C. Deshidratado	AGAR TCBS (Tiosulfato, Citrato, Sales Biliares, Sacarosa)	500 g	1130-E	\$	3,927
M.C. Deshidratado	AGAR TCBS (Tiosulfato, Citrato, Sales Biliares, Sacarosa)	450 g	1130-A	\$	3,534
M.C. Deshidratado	AGAR TCBS (Tiosulfato, Citrato, Sales Biliares, Sacarosa)	100 g	1130-B	\$	1,061
M.C. Deshidratado	AGAR TCBS (Tiosulfato, Citrato, Sales Biliares, Sacarosa) / 88.0 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1130-H	\$	2,902
M.C. Deshidratado	AGAR DE THAYER MARTIN (Base)	1 kg	1211	\$	7,032
M.C. Deshidratado	AGAR DE THAYER MARTIN (Base)	500 g	1211-E	\$	3,701
M.C. Deshidratado	AGAR DE THAYER MARTIN (Base)	450 g	1211-A	\$	3,331
M.C. Deshidratado	AGAR DE THAYER MARTIN (Base)	100 g	1211-B	\$	1,000
M.C. Deshidratado	AGAR TERMOACIDURANS	1 kg	1250	\$	13,099
M.C. Deshidratado	AGAR TERMOACIDURANS	500 g	1250-E	\$	6,894
M.C. Deshidratado	AGAR TERMOACIDURANS	450 g	1250-A	\$	6,205
M.C. Deshidratado	** AGAR TERMOACIDURANS	100 g	1250-B	\$	1,863
M.C. Deshidratado	** AGAR TERMOACIDURANS / 39.0 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1250-H	\$	2,258
M.C. Deshidratado	AGAR TRIPTOSA	1 kg	1080	\$	6,145
M.C. Deshidratado	AGAR TRIPTOSA	500 g	1080-E	\$	3,234
M.C. Deshidratado	AGAR TRIPTOSA	450 g	1080-A	\$	2,907
M.C. Deshidratado	** AGAR TRIPTOSA	100 g	1080-B	\$	873
M.C. Deshidratado	** AGAR TRIPTOSA / 41.0 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1080-H	\$	1,115
M.C. Deshidratado	AGAR UREA DE CHRISTENSEN (Base)	1 kg	1035	\$	2,975
M.C. Deshidratado	AGAR UREA DE CHRISTENSEN (Base)	500 g	1035-E	\$	1,566
M.C. Deshidratado	AGAR UREA DE CHRISTENSEN (Base)	450 g	1035-A	\$	1,409
M.C. Deshidratado	AGAR UREA DE CHRISTENSEN (Base)	100 g	1035-B	\$	423

OFICINA: 55 7575 1661 - 55 7575 1662

55 7160 2454 - 55 7158 7031

<http://laborwasserdemexico.com/>

LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.



PRECIO LISTA DIBICO 2024 -LWM

LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.

M.C. Deshidratado	AGAR UREA DE CHRISTENSEN (Base) / 29.0 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1035-H	\$	381
M.C. Deshidratado	AGAR VERDE BRILLANTE	1 kg	1028	\$	4,305
M.C. Deshidratado	AGAR VERDE BRILLANTE	500 g	1028-E	\$	2,266
M.C. Deshidratado	AGAR VERDE BRILLANTE	450 g	1028-A	\$	2,039
M.C. Deshidratado	AGAR VERDE BRILLANTE	100 g	1028-B	\$	612
M.C. Deshidratado	AGAR VERDE BRILLANTE / 58.0 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1028-H	\$	1,104
M.C. Deshidratado	AGAR VERDE BRILANTE CON SULFAPIRIDINA (Agar BGS)	1 kg	1281	\$	8,104
M.C. Deshidratado	AGAR VERDE BRILANTE CON SULFAPIRIDINA (Agar BGS)	500 g	1281-E	\$	4,265
M.C. Deshidratado	AGAR VERDE BRILANTE CON SULFAPIRIDINA (Agar BGS)	450 g	1281-A	\$	3,840
M.C. Deshidratado	** AGAR VERDE BRILANTE CON SULFAPIRIDINA (Agar BGS)	100 g	1281-B	\$	1,153
M.C. Deshidratado	** AGAR VERDE BRILANTE CON SULFAPIRIDINA (Agar BGS) / 59.0 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1281-H	\$	2,114
M.C. Deshidratado	AGAR DE VOGEL Y JOHNSON	1 kg	1064	\$	5,672
M.C. Deshidratado	AGAR DE VOGEL Y JOHNSON	500 g	1064-E	\$	2,985
M.C. Deshidratado	AGAR DE VOGEL Y JOHNSON	450 g	1064-A	\$	2,687
M.C. Deshidratado	AGAR DE VOGEL Y JOHNSON	100 g	1064-B	\$	807
M.C. Deshidratado	AGAR DE VOGEL Y JOHNSON / 61.0 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1064-H	\$	1,529
M.C. Deshidratado	AGAR XLD (Agar Xilosa, Lisina, Desoxicolato)	1 kg	1065	\$	4,169
M.C. Deshidratado	AGAR XLD (Agar Xilosa, Lisina, Desoxicolato)	500 g	1065-E	\$	2,194
M.C. Deshidratado	AGAR XLD (Agar Xilosa, Lisina, Desoxicolato)	450 g	1065-A	\$	1,975
M.C. Deshidratado	AGAR XLD (Agar Xilosa, Lisina, Desoxicolato)	100 g	1065-B	\$	579
M.C. Deshidratado	AGAR XLD (Agar Xilosa, Lisina, Desoxicolato) / 55.0 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1065-H	\$	985
M.C. Deshidratado	AGAR YM	1 kg	1111	\$	4,915
M.C. Deshidratado	AGAR YM	500 g	1111-E	\$	2,587
M.C. Deshidratado	AGAR YM	450 g	1111-A	\$	2,329
M.C. Deshidratado	AGAR YM	100 g	1111-B	\$	700
M.C. Deshidratado	AGAR YM / 41.0 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1111-H	\$	891
M.C. Deshidratado	AGUA PEPTONADA AMORTIGUADA	1 kg	1286	\$	3,910
M.C. Deshidratado	AGUA PEPTONADA AMORTIGUADA	500 g	1286-E	\$	2,016
M.C. Deshidratado	AGUA PEPTONADA AMORTIGUADA	450 g	1286-A	\$	1,815
M.C. Deshidratado	AGUA PEPTONADA AMORTIGUADA	100 g	1286-B	\$	545
M.C. Deshidratado	AGUA PEPTONADA AMORTIGUADA / 20.0 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1286-H	\$	339
M.C. Deshidratado	BASE DE AGAR COLUMBIA (para uso Industrial)	1 kg	1134	\$	5,026
M.C. Deshidratado	BASE DE AGAR COLUMBIA (para uso Industrial)	500 g	1134-E	\$	2,645

OFICINA: 55 7575 1661 - 55 7575 1662

55 7160 2454 - 55 7158 7031

<http://laborwasserdemexico.com/>

LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.

M.C. Deshidratado	BASE DE AGAR COLUMBIA (para uso Industrial)	450 g	1134-A	\$	2,381
M.C. Deshidratado	BASE DE AGAR COLUMBIA (para uso Industrial)	100 g	1134-B	\$	715
M.C. Deshidratado	BASE DE AGAR HTM (Haemophilus Test Medium)	1 kg	1295	\$	7,382
M.C. Deshidratado	BASE DE AGAR HTM (Haemophilus Test Medium)	500 g	1295-E	\$	3,885
M.C. Deshidratado	BASE DE AGAR HTM (Haemophilus Test Medium)	450 g	1295-A	\$	3,497
M.C. Deshidratado	** BASE DE AGAR HTM (Haemophilus Test Medium)	100 g	1295-B	\$	1,049
M.C. Deshidratado	** BASE DE AGAR HTM (Haemophilus Test Medium) / 43.0 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1295-H	\$	1,404
M.C. Deshidratado	BASE DE AGAR OXFORD	1 kg	1097	\$	14,094
M.C. Deshidratado	BASE DE AGAR OXFORD	500 g	1097-E	\$	7,418
M.C. Deshidratado	BASE DE AGAR OXFORD	450 g	1097-A	\$	6,678
M.C. Deshidratado	** BASE DE AGAR OXFORD	100 g	1097-B	\$	2,004
M.C. Deshidratado	** BASE DE AGAR OXFORD / 58.5 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1097-H	\$	3,644
M.C. Deshidratado	BASE DE AGAR PURPURA DE BROMOCRESOL	1 kg	1147	\$	6,736
M.C. Deshidratado	BASE DE AGAR PURPURA DE BROMOCRESOL	500 g	1147-E	\$	3,545
M.C. Deshidratado	BASE DE AGAR PURPURA DE BROMOCRESOL	450 g	1147-A	\$	3,191
M.C. Deshidratado	** BASE DE AGAR PURPURA DE BROMOCRESOL	100 g	1147-B	\$	959
M.C. Deshidratado	** BASE DE AGAR PURPURA DE BROMOCRESOL / 39.0 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1147-H	\$	1,162
M.C. Deshidratado	BASE DE AGAR SANGRE (BAB)	1 kg	1031	\$	5,052
M.C. Deshidratado	BASE DE AGAR SANGRE (BAB)	500 g	1031-E	\$	2,659
M.C. Deshidratado	BASE DE AGAR SANGRE (BAB)	450 g	1031-A	\$	2,394
M.C. Deshidratado	BASE DE AGAR SANGRE (BAB)	100 g	1031-B	\$	719
M.C. Deshidratado	BASE DE AGAR SANGRE CON BAJO pH	1 kg	1033	\$	6,251
M.C. Deshidratado	BASE DE AGAR SANGRE CON BAJO pH	500 g	1033-E	\$	3,290
M.C. Deshidratado	BASE DE AGAR SANGRE CON BAJO pH	450 g	1033-A	\$	2,961
M.C. Deshidratado	BASE DE AGAR SANGRE CON BAJO pH	100 g	1033-B	\$	889
M.C. Deshidratado	BASE DE AGAR SANGRE CON BAJO pH / 40.0 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1033-H	\$	1,105
M.C. Deshidratado	BASE DE AGAR SELECTIVO PARA <i>Yersinia</i>	1 kg	1238	\$	7,154
M.C. Deshidratado	BASE DE AGAR SELECTIVO PARA <i>Yersinia</i>	500 g	1238-E	\$	3,765
M.C. Deshidratado	BASE DE AGAR SELECTIVO PARA <i>Yersinia</i>	450 g	1238-A	\$	3,389
M.C. Deshidratado	** BASE DE AGAR SELECTIVO PARA <i>Yersinia</i>	100 g	1238-B	\$	1,017
M.C. Deshidratado	** BASE DE AGAR SELECTIVO PARA <i>Yersinia</i> / 57.5 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1238-H	\$	1,818
M.C. Deshidratado	BASE DE AGAR SUERO DE NARANJA	1 kg	1144	\$	9,179
M.C. Deshidratado	BASE DE AGAR SUERO DE NARANJA	500 g	1144-E	\$	4,831



PRECIO LISTA DIBICO 2024 -LWM

LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.

M.C. Deshidratado	BASE DE AGAR SUERO DE NARANJA	450 g	1144-A	\$	4,348
M.C. Deshidratado	BASE DE AGAR SUERO DE NARANJA	100 g	1144-B	\$	1,305
M.C. Deshidratado	BASE DE AGAR SUERO DE NARANJA / 36.5 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1144-H	\$	1,481
M.C. Deshidratado	BASE DE AGAR TRIPTICASEINA	1 kg	1034	\$	6,268
M.C. Deshidratado	BASE DE AGAR TRIPTICASEINA	500 g	1034-E	\$	3,299
M.C. Deshidratado	BASE DE AGAR TRIPTICASEINA	450 g	1034-A	\$	2,970
M.C. Deshidratado	** BASE DE AGAR TRIPTICASEINA	100 g	1034-B	\$	891
M.C. Deshidratado	** BASE DE AGAR TRIPTICASEINA / 23.5 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1034-H	\$	652
M.C. Deshidratado	BASE DE AGAR UNIVERSAL PARA CERVEZA (UBA)	1 kg	1350	\$	11,221
M.C. Deshidratado	BASE DE AGAR UNIVERSAL PARA CERVEZA (UBA)	500 g	1350-E	\$	5,906
M.C. Deshidratado	BASE DE AGAR UNIVERSAL PARA CERVEZA (UBA)	450 g	1350-A	\$	5,316
M.C. Deshidratado	** BASE DE AGAR UNIVERSAL PARA CERVEZA (UBA)	100 g	1350-B	\$	1,595
M.C. Deshidratado	BASE DE CALDO PURPURA DE BROMOCRESOL	1 kg	1148	\$	4,805
M.C. Deshidratado	BASE DE CALDO PURPURA DE BROMOCRESOL	500 g	1148-E	\$	2,529
M.C. Deshidratado	BASE DE CALDO PURPURA DE BROMOCRESOL	450 g	1148-A	\$	2,278
M.C. Deshidratado	BASE DE CALDO PURPURA DE BROMOCRESOL	100 g	1148-B	\$	684
M.C. Deshidratado	BASE DE CALDO PURPURA DE BROMOCRESOL / 16.0 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1148-H	\$	341
M.C. Deshidratado	BASE DE CALDO ROJO DE FENOL	1 kg	1067	\$	3,587
M.C. Deshidratado	BASE DE CALDO ROJO DE FENOL	500 g	1067-E	\$	1,888
M.C. Deshidratado	BASE DE CALDO ROJO DE FENOL	450 g	1067-A	\$	1,700
M.C. Deshidratado	BASE DE CALDO ROJO DE FENOL	100 g	1067-B	\$	510
M.C. Deshidratado	BASE DE CALDO ROJO DE FENOL / 15.0 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1067-H	\$	238
M.C. Deshidratado	BASE DE CALDO TAT	1 kg	1273	\$	8,664
M.C. Deshidratado	BASE DE CALDO TAT	500 g	1273-E	\$	4,560
M.C. Deshidratado	BASE DE CALDO TAT	450 g	1273-A	\$	4,105
M.C. Deshidratado	BASE DE CALDO TAT	100 g	1273-B	\$	1,232
M.C. Deshidratado	BASE DE CALDO TAT / 25.0 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1273-H	\$	957
M.C. Deshidratado	BASE DE CALDO TETRATIONATO	1 kg	1036	\$	3,893
M.C. Deshidratado	BASE DE CALDO TETRATIONATO	500 g	1036-E	\$	2,049
M.C. Deshidratado	BASE DE CALDO TETRATIONATO	450 g	1036-A	\$	1,845
M.C. Deshidratado	BASE DE CALDO TETRATIONATO	100 g	1036-B	\$	554
M.C. Deshidratado	BASE DE CALDO TETRATIONATO / 46.0 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1036-H	\$	792
M.C. Deshidratado	BASE DE CALDO TETRATIONATO MODIFICADO (Hajna y Damon)	1 kg	1255	\$	4,207

OFICINA: 55 7575 1661 - 55 7575 1662

55 7160 2454 - 55 7158 7031

<http://laborwasserdemexico.com/>

LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.



PRECIO LISTA DIBICO 2024 -LWM

LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.

M.C. Deshidratado	BASE DE CALDO TETRATIONATO MODIFICADO (Hajna y Damon)	500 g	1255-E	\$	2,214
M.C. Deshidratado	BASE DE CALDO TETRATIONATO MODIFICADO (Hajna y Damon)	450 g	1255-A	\$	1,994
M.C. Deshidratado	BASE DE CALDO TETRATIONATO MODIFICADO (Hajna y Damon)	100 g	1255-B	\$	599
M.C. Deshidratado	BASE DE CALDO TETRATIONATO MODIFICADO (Hajna y Damon) / 91.5 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1255-H	\$	1,702
M.C. Deshidratado	BASE MEDIO O/F (de Hugh y Leifson)	1 kg	1202	\$	6,591
M.C. Deshidratado	BASE MEDIO O/F (de Hugh y Leifson)	500 g	1202-E	\$	3,469
M.C. Deshidratado	BASE MEDIO O/F (de Hugh y Leifson)	450 g	1202-A	\$	3,120
M.C. Deshidratado	BASE MEDIO O/F (de Hugh y Leifson)	100 g	1202-B	\$	938
M.C. Deshidratado	BASE MEDIO O/F (de Hugh y Leifson) / 9.40 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1202-H	\$	274
M.C. Deshidratado	CALDO ACIDO	1 kg	1249	\$	5,147
M.C. Deshidratado	CALDO ACIDO	500 g	1249-E	\$	2,709
M.C. Deshidratado	CALDO ACIDO	450 g	1249-A	\$	2,439
M.C. Deshidratado	CALDO ACIDO	100 g	1249-B	\$	732
M.C. Deshidratado	CALDO ACIDO / 19.0 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1249-H	\$	432
M.C. Deshidratado	CALDO BASE DESCARBOXILASA DE MOELLER	1 kg	1152	\$	10,401
M.C. Deshidratado	CALDO BASE DESCARBOXILASA DE MOELLER	500 g	1152-E	\$	5,474
M.C. Deshidratado	CALDO BASE DESCARBOXILASA DE MOELLER	450 g	1152-A	\$	4,928
M.C. Deshidratado	CALDO BASE DESCARBOXILASA DE MOELLER	100 g	1152-B	\$	1,478
M.C. Deshidratado	CALDO BASE DESCARBOXILASA DE MOELLER / 10.51 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1152-H	\$	483
M.C. Deshidratado	CALDO BIOTRIPTASA	1 kg	1082	\$	5,107
M.C. Deshidratado	CALDO BIOTRIPTASA	500 g	1082-E	\$	2,688
M.C. Deshidratado	CALDO BIOTRIPTASA	450 g	1082-A	\$	2,421
M.C. Deshidratado	CALDO BIOTRIPTASA	100 g	1082-B	\$	726
M.C. Deshidratado	CALDO BIOTRIPTASA / 26.0 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1082-H	\$	587
M.C. Deshidratado	CALDO CZAPEK	1 kg	1157	\$	2,331
M.C. Deshidratado	CALDO CZAPEK	500 g	1157-E	\$	1,227
M.C. Deshidratado	CALDO CZAPEK	450 g	1157-A	\$	1,104
M.C. Deshidratado	CALDO CZAPEK	100 g	1157-B	\$	331
M.C. Deshidratado	CALDO CZAPEK / 35.0 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1157-H	\$	361
M.C. Deshidratado	CALDO EC	1 kg	1159	\$	5,079
M.C. Deshidratado	CALDO EC	500 g	1159-E	\$	2,673
M.C. Deshidratado	CALDO EC	450 g	1159-A	\$	2,407
M.C. Deshidratado	CALDO EC	100 g	1159-B	\$	722

OFICINA: 55 7575 1661 - 55 7575 1662

55 7160 2454 - 55 7158 7031

<http://laborwasserdemexico.com/>

LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.



PRECIO LISTA DIBICO 2024 -LWM

LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.

M.C. Deshidratado	CALDO EC / 37.0 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1159-H	\$	831
M.C. Deshidratado	CALDO ENDO (Microfiltración para Coliformes)	1 kg	1083	\$	6,528
M.C. Deshidratado	CALDO ENDO (Microfiltración para Coliformes)	500 g	1083-E	\$	3,436
M.C. Deshidratado	CALDO ENDO (Microfiltración para Coliformes)	450 g	1083-A	\$	3,094
M.C. Deshidratado	** CALDO ENDO (Microfiltración para Coliformes)	100 g	1083-B	\$	928
M.C. Deshidratado	** CALDO ENDO (Microfiltración para Coliformes) / 48.0 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1083-H	\$	1,385
M.C. Deshidratado	CALDO DE ENRIQUECIMIENTO PARA <i>Listeria</i>	1 kg	1296	\$	13,266
M.C. Deshidratado	CALDO DE ENRIQUECIMIENTO PARA <i>Listeria</i>	500 g	1296-E	\$	6,982
M.C. Deshidratado	CALDO DE ENRIQUECIMIENTO PARA <i>Listeria</i>	450 g	1296-A	\$	6,285
M.C. Deshidratado	** CALDO DE ENRIQUECIMIENTO PARA <i>Listeria</i>	100 g	1296-B	\$	1,886
M.C. Deshidratado	** CALDO DE ENRIQUECIMIENTO PARA <i>Listeria</i> / 36.1 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1296-H	\$	2,117
M.C. Deshidratado	CALDO EXTRACTO DE LEVADURA CON GLUCOSA Y CLORANFENICOL "Y"	1 kg	1142	\$	6,445
M.C. Deshidratado	CALDO EXTRACTO DE LEVADURA CON GLUCOSA Y CLORANFENICOL "Y"	500 g	1142-E	\$	3,392
M.C. Deshidratado	CALDO EXTRACTO DE LEVADURA CON GLUCOSA Y CLORANFENICOL "Y"	450 g	1142-A	\$	3,053
M.C. Deshidratado	** CALDO EXTRACTO DE LEVADURA CON GLUCOSA Y CLORANFENICOL "Y"	100 g	1142-B	\$	916
M.C. Deshidratado	** CALDO EXTRACTO DE LEVADURA CON GLUCOSA Y CLORANFENICOL "Y" / 20.1 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1142-H	\$	573
M.C. Deshidratado	CALDO EXTRACTO DE MALTA	1 kg	1158	\$	5,155
M.C. Deshidratado	CALDO EXTRACTO DE MALTA	500 g	1158-E	\$	2,713
M.C. Deshidratado	CALDO EXTRACTO DE MALTA	450 g	1158-A	\$	2,440
M.C. Deshidratado	CALDO EXTRACTO DE MALTA	100 g	1158-B	\$	733
M.C. Deshidratado	CALDO EXTRACTO DE MALTA / 15.0 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1158-H	\$	342
M.C. Deshidratado	CALDO FRASER BASE	1 kg	1282	\$	15,031
M.C. Deshidratado	CALDO FRASER BASE	500 g	1282-E	\$	7,750
M.C. Deshidratado	CALDO FRASER BASE	450 g	1282-A	\$	6,975
M.C. Deshidratado	** CALDO FRASER BASE	100 g	1282-B	\$	2,093
M.C. Deshidratado	** CALDO FRASER BASE / 55.0 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1282-H	\$	3,580
M.C. Deshidratado	CALDO GLUCOSA PURPURA DE BROMOCRESOL CGPB (NOM 130)	1 kg	1160	\$	4,315
M.C. Deshidratado	CALDO GLUCOSA PURPURA DE BROMOCRESOL CGPB (NOM 130)	500 g	1160-E	\$	2,271
M.C. Deshidratado	CALDO GLUCOSA PURPURA DE BROMOCRESOL CGPB (NOM 130)	450 g	1160-A	\$	2,043
M.C. Deshidratado	CALDO GLUCOSA PURPURA DE BROMOCRESOL CGPB (NOM 130)	100 g	1160-B	\$	613
M.C. Deshidratado	CALDO GLUCOSA PURPURA DE BROMOCRESOL CGPB (NOM 130) / 18.0 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1160-H	\$	344
M.C. Deshidratado	CALDO LACTOSADO	1 kg	1038	\$	3,614
M.C. Deshidratado	CALDO LACTOSADO	500 g	1038-E	\$	1,902

OFICINA: 55 7575 1661 - 55 7575 1662

55 7160 2454 - 55 7158 7031

<http://laborwasserdemexico.com/>

LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.



PRECIO LISTA DIBICO 2024 -LWM

LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.

M.C. Deshidratado	CALDO LACTOSADO	450 g	1038-A	\$	1,713
M.C. Deshidratado	CALDO LACTOSADO	100 g	1038-B	\$	514
M.C. Deshidratado	CALDO LACTOSADO / 13.0 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1038-H	\$	208
M.C. Deshidratado	CALDO LACTOSADO AOAC 989.13 / 2.93 g	Pqte. c/50 Viales	1038-H1	\$	1,391
M.C. Deshidratado	CALDO LAURIL SULFATO DE SODIO (CALDO LAURIL TRIPTOSA)	1 kg	1170	\$	2,766
M.C. Deshidratado	CALDO LAURIL SULFATO DE SODIO (CALDO LAURIL TRIPTOSA)	500 g	1170-E	\$	1,456
M.C. Deshidratado	CALDO LAURIL SULFATO DE SODIO (CALDO LAURIL TRIPTOSA)	450 g	1170-A	\$	1,310
M.C. Deshidratado	CALDO LAURIL SULFATO DE SODIO (CALDO LAURIL TRIPTOSA)	100 g	1170-B	\$	393
M.C. Deshidratado	CALDO LAURIL SULFATO DE SODIO (CALDO LAURIL TRIPTOSA) / 35.6 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1170-H	\$	436
M.C. Deshidratado	CALDO LETHEEN	1 kg	1171	\$	7,900
M.C. Deshidratado	CALDO LETHEEN	500 g	1171-E	\$	4,158
M.C. Deshidratado	CALDO LETHEEN	450 g	1171-A	\$	3,742
M.C. Deshidratado	CALDO LETHEEN	100 g	1171-B	\$	1,124
M.C. Deshidratado	CALDO LETHEEN / 25.7 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1171-H	\$	898
M.C. Deshidratado	CALDO LETHEEN MODIFICADO	1 kg	1284	\$	5,586
M.C. Deshidratado	CALDO LETHEEN MODIFICADO	500 g	1284-E	\$	2,940
M.C. Deshidratado	CALDO LETHEEN MODIFICADO	450 g	1284-A	\$	2,648
M.C. Deshidratado	CALDO LETHEEN MODIFICADO	100 g	1284-B	\$	794
M.C. Deshidratado	CALDO LETHEEN MODIFICADO / 42.8 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1284-H	\$	1,058
M.C. Deshidratado	CALDO LISINA DESCARBOXILASA	1 kg	1174	\$	3,794
M.C. Deshidratado	CALDO LISINA DESCARBOXILASA	500 g	1174-E	\$	1,997
M.C. Deshidratado	CALDO LISINA DESCARBOXILASA	450 g	1174-A	\$	1,799
M.C. Deshidratado	CALDO LISINA DESCARBOXILASA	100 g	1174-B	\$	540
M.C. Deshidratado	CALDO LISINA DESCARBOXILASA / 14.0 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1174-H	\$	235
M.C. Deshidratado	CALDO LURIA (Luria Bertani LB)	1 kg	1236	\$	3,840
M.C. Deshidratado	CALDO LURIA (Luria Bertani LB)	500 g	1236-E	\$	2,021
M.C. Deshidratado	CALDO LURIA (Luria Bertani LB)	450 g	1236-A	\$	1,820
M.C. Deshidratado	CALDO LURIA (Luria Bertani LB)	100 g	1236-B	\$	546
M.C. Deshidratado	CALDO LURIA (Luria Bertani LB) / 20.0 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1236-H	\$	340
M.C. Deshidratado	CALDO LURIA MODIFICADO POR O´BRYAN	1 kg	1241	\$	5,599
M.C. Deshidratado	CALDO LURIA MODIFICADO POR O´BRYAN	500 g	1241-E	\$	2,947
M.C. Deshidratado	CALDO LURIA MODIFICADO POR O´BRYAN	450 g	1241-A	\$	2,652
M.C. Deshidratado	** CALDO LURIA MODIFICADO POR O´BRYAN	100 g	1241-B	\$	796

OFICINA: 55 7575 1661 - 55 7575 1662

55 7160 2454 - 55 7158 7031

<http://laborwasserdemexico.com/>

LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.



PRECIO LISTA DIBICO 2024 -LWM

LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.

M.C. Deshidratado	** CALDO LURIA MODIFICADO POR O´BRYAN / 21.0 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1241-H	\$	520
M.C. Deshidratado	CALDO M	1 kg	1089	\$	8,881
M.C. Deshidratado	CALDO M	500 g	1089-E	\$	4,674
M.C. Deshidratado	CALDO M	450 g	1089-A	\$	4,207
M.C. Deshidratado	** CALDO M	100 g	1089-B	\$	1,263
M.C. Deshidratado	** CALDO M / 36.5 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1089-H	\$	1,433
M.C. Deshidratado	CALDO M17 (según Terzagui)	1 kg	1270	\$	5,457
M.C. Deshidratado	CALDO M17 (según Terzagui)	500 g	1270-E	\$	2,872
M.C. Deshidratado	CALDO M17 (según Terzagui)	450 g	1270-A	\$	2,585
M.C. Deshidratado	CALDO M17 (según Terzagui)	100 g	1270-B	\$	776
M.C. Deshidratado	CALDO M17 (según Terzagui) / 42.0 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1270-H	\$	1,014
M.C. Deshidratado	CALDO DE MAC CONKEY	1 kg	1265	\$	8,596
M.C. Deshidratado	CALDO DE MAC CONKEY	500 g	1265-E	\$	4,433
M.C. Deshidratado	CALDO DE MAC CONKEY	450 g	1265-A	\$	3,990
M.C. Deshidratado	CALDO DE MAC CONKEY	100 g	1265-B	\$	1,198
M.C. Deshidratado	CALDO DE MAC CONKEY / 35.0 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1265-H	\$	1,303
M.C. Deshidratado	CALDO MALONATO (de Ewing Modificado)	1 kg	1175	\$	10,321
M.C. Deshidratado	CALDO MALONATO (de Ewing Modificado)	500 g	1175-E	\$	5,432
M.C. Deshidratado	CALDO MALONATO (de Ewing Modificado)	450 g	1175-A	\$	4,888
M.C. Deshidratado	CALDO MALONATO (de Ewing Modificado)	100 g	1175-B	\$	1,467
M.C. Deshidratado	CALDO MALONATO (de Ewing Modificado) / 9.3 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1175-H	\$	425
M.C. Deshidratado	CALDO MICOLOGICO	1 kg	1039	\$	3,108
M.C. Deshidratado	CALDO MICOLOGICO	500 g	1039-E	\$	1,636
M.C. Deshidratado	CALDO MICOLOGICO	450 g	1039-A	\$	1,473
M.C. Deshidratado	** CALDO MICOLOGICO	100 g	1039-B	\$	442
M.C. Deshidratado	** CALDO MICOLOGICO / 50.0 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1039-H	\$	687
M.C. Deshidratado	CALDO MOSSEL	1 kg	1261	\$	15,164
M.C. Deshidratado	CALDO MOSSEL	500 g	1261-E	\$	7,981
M.C. Deshidratado	CALDO MOSSEL	450 g	1261-A	\$	7,183
M.C. Deshidratado	CALDO MOSSEL	100 g	1261-B	\$	2,156
M.C. Deshidratado	CALDO MOSSEL / 45.0 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1261-H	\$	3,016
M.C. Deshidratado	CALDO MRS (de Man, Rogosa y Sharpe)	1 kg	1269	\$	6,528
M.C. Deshidratado	CALDO MRS (de Man, Rogosa y Sharpe)	500 g	1269-E	\$	3,436

OFICINA: 55 7575 1661 - 55 7575 1662

55 7160 2454 - 55 7158 7031

<http://laborwasserdemexico.com/>

LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.



PRECIO LISTA DIBICO 2024 -LWM

LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.

M.C. Deshidratado	CALDO MRS (de Man, Rogosa y Sharpe)	450 g	1269-A	\$	3,094
M.C. Deshidratado	CALDO MRS (de Man, Rogosa y Sharpe)	100 g	1269-B	\$	928
M.C. Deshidratado	CALDO MRS (de Man, Rogosa y Sharpe) / 55.0 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1269-H	\$	1,587
M.C. Deshidratado	CALDO NEUTRALIZANTE D/E (Dey & Engley)	1 kg	1264	\$	6,059
M.C. Deshidratado	CALDO NEUTRALIZANTE D/E (Dey & Engley)	500 g	1264-E	\$	3,189
M.C. Deshidratado	CALDO NEUTRALIZANTE D/E (Dey & Engley)	450 g	1264-A	\$	2,870
M.C. Deshidratado	CALDO NEUTRALIZANTE D/E (Dey & Engley)	100 g	1264-B	\$	861
M.C. Deshidratado	CALDO NEUTRALIZANTE D/E (Dey & Engley) / 39.0 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1264-H	\$	1,045
M.C. Deshidratado	CALDO NUTRITIVO	1 kg	1040	\$	5,381
M.C. Deshidratado	CALDO NUTRITIVO	500 g	1040-E	\$	2,775
M.C. Deshidratado	CALDO NUTRITIVO	450 g	1040-A	\$	2,499
M.C. Deshidratado	CALDO NUTRITIVO	100 g	1040-B	\$	750
M.C. Deshidratado	CALDO NUTRITIVO	Cubeta 10 kg	1040-X		Solicitar cotizaci
M.C. Deshidratado	CALDO NUTRITIVO / 8.0 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1040-H	\$	187
M.C. Deshidratado	CALDO PARA MICROINOCULO	1 kg	1084	\$	12,075
M.C. Deshidratado	CALDO PARA MICROINOCULO	500 g	1084-E	\$	6,355
M.C. Deshidratado	CALDO PARA MICROINOCULO	450 g	1084-A	\$	5,719
M.C. Deshidratado	CALDO PARA MICROINOCULO	100 g	1084-B	\$	1,717
M.C. Deshidratado	CALDO PARA MICROINOCULO / 37.0 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1084-H	\$	1,977
M.C. Deshidratado	CALDO PEPTONADO (Agua Peptonada)	1 kg	1217	\$	3,796
M.C. Deshidratado	CALDO PEPTONADO (Agua Peptonada)	500 g	1217-E	\$	1,998
M.C. Deshidratado	CALDO PEPTONADO (Agua Peptonada)	450 g	1217-A	\$	1,799
M.C. Deshidratado	CALDO PEPTONADO (Agua Peptonada)	100 g	1217-B	\$	540
M.C. Deshidratado	CALDO PEPTONADO (Agua Peptonada) / 15.0 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1217-H	\$	252
M.C. Deshidratado	CALDO PEPTONADO ALCALINO (Enriquecimiento de Vibrios)	1 kg	1216	\$	4,091
M.C. Deshidratado	CALDO PEPTONADO ALCALINO (Enriquecimiento de Vibrios)	500 g	1216-E	\$	2,153
M.C. Deshidratado	CALDO PEPTONADO ALCALINO (Enriquecimiento de Vibrios)	450 g	1216-A	\$	1,938
M.C. Deshidratado	CALDO PEPTONADO ALCALINO (Enriquecimiento de Vibrios)	100 g	1216-B	\$	581
M.C. Deshidratado	CALDO PEPTONADO ALCALINO (Enriquecimiento de Vibrios) / 15.0 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1216-H	\$	272
M.C. Deshidratado	CALDO ROJO DE FENOL CON ADONITOL	500 g	1107-E	\$	124,967
M.C. Deshidratado	CALDO ROJO DE FENOL CON ADONITOL	450 g	1107-A	\$	112,471
M.C. Deshidratado	** CALDO ROJO DE FENOL CON ADONITOL	100 g	1107-B	\$	26,993
M.C. Deshidratado	** CALDO ROJO DE FENOL CON ADONITOL / 20.0 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1107-H	\$	16,190

OFICINA: 55 7575 1661 - 55 7575 1662

55 7160 2454 - 55 7158 7031

<http://laborwasserdemexico.com/>

LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.



PRECIO LISTA DIBICO 2024 -LWM

LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.

M.C. Deshidratado	CALDO ROJO DE FENOL CON ARABINOSA	500 g	1129-E	\$	49,126
M.C. Deshidratado	CALDO ROJO DE FENOL CON ARABINOSA	450 g	1129-A	\$	44,215
M.C. Deshidratado	** CALDO ROJO DE FENOL CON ARABINOSA	100 g	1129-B	\$	10,613
M.C. Deshidratado	** CALDO ROJO DE FENOL CON ARABINOSA / 20.0 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1129-H	\$	6,364
M.C. Deshidratado	CALDO ROJO DE FENOL CON CELOBIOSA	500 g	1182-E	\$	76,796
M.C. Deshidratado	CALDO ROJO DE FENOL CON CELOBIOSA	450 g	1182-A	\$	69,117
M.C. Deshidratado	** CALDO ROJO DE FENOL CON CELOBIOSA	100 g	1182-B	\$	16,588
M.C. Deshidratado	** CALDO ROJO DE FENOL CON CELOBIOSA / 20.0 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1182-H	\$	9,949
M.C. Deshidratado	CALDO ROJO DE FENOL CON DEXTROSA	1 kg	1073	\$	3,753
M.C. Deshidratado	CALDO ROJO DE FENOL CON DEXTROSA	500 g	1073-E	\$	1,975
M.C. Deshidratado	CALDO ROJO DE FENOL CON DEXTROSA	450 g	1073-A	\$	1,777
M.C. Deshidratado	CALDO ROJO DE FENOL CON DEXTROSA	100 g	1073-B	\$	534
M.C. Deshidratado	CALDO ROJO DE FENOL CON DEXTROSA / 20.0 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1073-H	\$	332
M.C. Deshidratado	CALDO ROJO DE FENOL CON DULCITOL	1 kg	1248	\$	18,489
M.C. Deshidratado	CALDO ROJO DE FENOL CON DULCITOL	500 g	1248-E	\$	9,731
M.C. Deshidratado	CALDO ROJO DE FENOL CON DULCITOL	450 g	1248-A	\$	8,757
M.C. Deshidratado	** CALDO ROJO DE FENOL CON DULCITOL	100 g	1248-B	\$	2,103
M.C. Deshidratado	** CALDO ROJO DE FENOL CON DULCITOL / 20.0 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1248-H	\$	1,262
M.C. Deshidratado	CALDO ROJO DE FENOL CON INOSITOL	500 g	1245-E	\$	38,071
M.C. Deshidratado	CALDO ROJO DE FENOL CON INOSITOL	450 g	1245-A	\$	34,263
M.C. Deshidratado	** CALDO ROJO DE FENOL CON INOSITOL	100 g	1245-B	\$	8,224
M.C. Deshidratado	** CALDO ROJO DE FENOL CON INOSITOL / 20.0 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1245-H	\$	4,933
M.C. Deshidratado	CALDO ROJO DE FENOL CON LACTOSA	1 kg	1069	\$	3,384
M.C. Deshidratado	CALDO ROJO DE FENOL CON LACTOSA	500 g	1069-E	\$	1,781
M.C. Deshidratado	CALDO ROJO DE FENOL CON LACTOSA	450 g	1069-A	\$	1,603
M.C. Deshidratado	CALDO ROJO DE FENOL CON LACTOSA	100 g	1069-B	\$	481
M.C. Deshidratado	CALDO ROJO DE FENOL CON LACTOSA / 20.0 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1069-H	\$	299
M.C. Deshidratado	CALDO ROJO DE FENOL CON MALTOSA	1 kg	1070	\$	7,326
M.C. Deshidratado	CALDO ROJO DE FENOL CON MALTOSA	500 g	1070-E	\$	3,856
M.C. Deshidratado	CALDO ROJO DE FENOL CON MALTOSA	450 g	1070-A	\$	3,471
M.C. Deshidratado	** CALDO ROJO DE FENOL CON MALTOSA	100 g	1070-B	\$	1,043
M.C. Deshidratado	** CALDO ROJO DE FENOL CON MALTOSA / 20.0 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1070-H	\$	648
M.C. Deshidratado	CALDO ROJO DE FENOL CON MANITOL	1 kg	1072	\$	3,819

OFICINA: 55 7575 1661 - 55 7575 1662

55 7160 2454 - 55 7158 7031

<http://laborwasserdemexico.com/>

LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.



PRECIO LISTA DIBICO 2024 -LWM

LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.

M.C. Deshidratado	CALDO ROJO DE FENOL CON MANITOL	500 g	1072-E	\$	2,010
M.C. Deshidratado	CALDO ROJO DE FENOL CON MANITOL	450 g	1072-A	\$	1,808
M.C. Deshidratado	CALDO ROJO DE FENOL CON MANITOL	100 g	1072-B	\$	543
M.C. Deshidratado	CALDO ROJO DE FENOL CON MANITOL / 20.0 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1072-H	\$	338
M.C. Deshidratado	CALDO ROJO DE FENOL CON RAFINOSA	500 g	1119-E	\$	92,580
M.C. Deshidratado	CALDO ROJO DE FENOL CON RAFINOSA	450 g	1119-A	\$	83,322
M.C. Deshidratado	** CALDO ROJO DE FENOL CON RAFINOSA	100 g	1119-B	\$	19,998
M.C. Deshidratado	** CALDO ROJO DE FENOL CON RAFINOSA / 20.0 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1119-H	\$	11,997
M.C. Deshidratado	CALDO ROJO DE FENOL CON RAMNOSA	500 g	1108-E	\$	144,197
M.C. Deshidratado	CALDO ROJO DE FENOL CON RAMNOSA	450 g	1108-A	\$	129,778
M.C. Deshidratado	** CALDO ROJO DE FENOL CON RAMNOSA **	100 g	1108-B	\$	31,148
M.C. Deshidratado	** CALDO ROJO DE FENOL CON RAMNOSA ** / 20.0 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1108-H	\$	18,680
M.C. Deshidratado	CALDO ROJO DE FENOL CON SACAROSA	1 kg	1071	\$	3,715
M.C. Deshidratado	CALDO ROJO DE FENOL CON SACAROSA	500 g	1071-E	\$	1,955
M.C. Deshidratado	CALDO ROJO DE FENOL CON SACAROSA	450 g	1071-A	\$	1,760
M.C. Deshidratado	CALDO ROJO DE FENOL CON SACAROSA	100 g	1071-B	\$	528
M.C. Deshidratado	CALDO ROJO DE FENOL CON SACAROSA / 20.0 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1071-H	\$	329
M.C. Deshidratado	CALDO ROJO DE FENOL CON SALICINA	500 g	1246-E	\$	107,097
M.C. Deshidratado	CALDO ROJO DE FENOL CON SALICINA	450 g	1246-A	\$	96,389
M.C. Deshidratado	** CALDO ROJO DE FENOL CON SALICINA	100 g	1246-B	\$	23,135
M.C. Deshidratado	** CALDO ROJO DE FENOL CON SALICINA / 20.0 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1246-H	\$	13,878
M.C. Deshidratado	CALDO ROJO DE FENOL CON TREHALOSA	1 kg	1223	\$	46,377
M.C. Deshidratado	CALDO ROJO DE FENOL CON TREHALOSA	500 g	1223-E	\$	24,409
M.C. Deshidratado	CALDO ROJO DE FENOL CON TREHALOSA	450 g	1223-A	\$	21,968
M.C. Deshidratado	** CALDO ROJO DE FENOL CON TREHALOSA	100 g	1223-B	\$	5,273
M.C. Deshidratado	** CALDO ROJO DE FENOL CON TREHALOSA / 20.0 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1223-H	\$	3,163
M.C. Deshidratado	CALDO ROJO DE FENOL CON XILOSA	1 kg	1224	\$	16,574
M.C. Deshidratado	CALDO ROJO DE FENOL CON XILOSA	500 g	1224-E	\$	8,723
M.C. Deshidratado	CALDO ROJO DE FENOL CON XILOSA	450 g	1224-A	\$	7,852
M.C. Deshidratado	CALDO ROJO DE FENOL CON XILOSA	100 g	1224-B	\$	1,885
M.C. Deshidratado	CALDO ROJO DE FENOL CON XILOSA / 20.0 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1224-H	\$	1,131
M.C. Deshidratado	CALDO RV (Rappaport y Vassiliadis)	1 kg	1258	\$	6,352
M.C. Deshidratado	CALDO RV (Rappaport y Vassiliadis)	500 g	1258-E	\$	3,343

OFICINA: 55 7575 1661 - 55 7575 1662

55 7160 2454 - 55 7158 7031

<http://laborwasserdemexico.com/>

LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.



PRECIO LISTA DIBICO 2024 -LWM

LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.

M.C. Deshidratado	CALDO RV (Rappaport y Vassiliadis)	450 g	1258-A	\$	3,010
M.C. Deshidratado	CALDO RV (Rappaport y Vassiliadis)	100 g	1258-B	\$	903
M.C. Deshidratado	CALDO RV (Rappaport y Vassiliadis) / 26.6 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1258-H	\$	748
M.C. Deshidratado	CALDO SAL Y MANITOL	1 kg	1222	\$	5,322
M.C. Deshidratado	CALDO SAL Y MANITOL	500 g	1222-E	\$	2,801
M.C. Deshidratado	CALDO SAL Y MANITOL	450 g	1222-A	\$	2,522
M.C. Deshidratado	** CALDO SAL Y MANITOL	100 g	1222-B	\$	756
M.C. Deshidratado	** CALDO SAL Y MANITOL / 125.0 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1222-H	\$	2,942
M.C. Deshidratado	CALDO SELENITO CISTINA	1 kg	1183	\$	5,231
M.C. Deshidratado	CALDO SELENITO CISTINA	500 g	1183-E	\$	2,753
M.C. Deshidratado	CALDO SELENITO CISTINA	450 g	1183-A	\$	2,478
M.C. Deshidratado	CALDO SELENITO CISTINA	100 g	1183-B	\$	743
M.C. Deshidratado	CALDO SELENITO CISTINA / 23.0 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1183-H	\$	532
M.C. Deshidratado	CALDO SELENITO DE SODIO	1 kg	1041	\$	4,982
M.C. Deshidratado	CALDO SELENITO DE SODIO	500 g	1041-E	\$	2,622
M.C. Deshidratado	CALDO SELENITO DE SODIO	450 g	1041-A	\$	2,359
M.C. Deshidratado	CALDO SELENITO DE SODIO	100 g	1041-B	\$	708
M.C. Deshidratado	CALDO SELENITO DE SODIO / 23.0 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1041-H	\$	507
M.C. Deshidratado	CALDO SOYA Y TRIPTICASEINA	1 kg	1042	\$	3,046
M.C. Deshidratado	CALDO SOYA Y TRIPTICASEINA	500 g	1042-E	\$	1,603
M.C. Deshidratado	CALDO SOYA Y TRIPTICASEINA	450 g	1042-A	\$	1,443
M.C. Deshidratado	CALDO SOYA Y TRIPTICASEINA	100 g	1042-B	\$	433
M.C. Deshidratado	CALDO SOYA Y TRIPTICASEINA / 30.0 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1042-H	\$	404
M.C. Deshidratado	CALDO SOYA Y TRIPTICASEINA (IRRADIADO)	Cubeta 5 kg	1042-VI	\$	14,298
M.C. Deshidratado	CALDO SOYA Y TRIPTICASEINA (IRRADIADO)	Cubeta 10 kg	1042-XI	\$	28,068
M.C. Deshidratado	CALDO SOYA Y TRIPTICASEINA SIN DEXTROSA	1 kg	1186	\$	3,530
M.C. Deshidratado	CALDO SOYA Y TRIPTICASEINA SIN DEXTROSA	500 g	1186-E	\$	1,858
M.C. Deshidratado	CALDO SOYA Y TRIPTICASEINA SIN DEXTROSA	450 g	1186-A	\$	1,673
M.C. Deshidratado	CALDO SOYA Y TRIPTICASEINA SIN DEXTROSA	100 g	1186-B	\$	502
M.C. Deshidratado	CALDO SOYA Y TRIPTICASEINA SIN DEXTROSA / 27.5 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1186-H	\$	429
M.C. Deshidratado	CALDO TIOGLICOLATO (NIH)	1 kg	1044	\$	4,055
M.C. Deshidratado	CALDO TIOGLICOLATO (NIH)	500 g	1044-E	\$	2,134
M.C. Deshidratado	CALDO TIOGLICOLATO (NIH)	450 g	1044-A	\$	1,921

OFICINA: 55 7575 1661 - 55 7575 1662

55 7160 2454 - 55 7158 7031

<http://laborwasserdemexico.com/>

LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.



PRECIO LISTA DIBICO 2024 -LWM

LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.

M.C. Deshidratado	CALDO TIOGLICOLATO (NIH)	100 g	1044-B	\$	576
M.C. Deshidratado	CALDO TIOGLICOLATO (NIH) / 29.0 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1044-H	\$	520
M.C. Deshidratado	CALDO TRIPTOSA	1 kg	1086	\$	5,322
M.C. Deshidratado	CALDO TRIPTOSA	500 g	1086-E	\$	2,801
M.C. Deshidratado	CALDO TRIPTOSA	450 g	1086-A	\$	2,522
M.C. Deshidratado	CALDO TRIPTOSA	100 g	1086-B	\$	757
M.C. Deshidratado	CALDO TRIPTOSA / 26.0 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1086-H	\$	612
M.C. Deshidratado	CALDO UREA	1 kg	1047	\$	7,475
M.C. Deshidratado	CALDO UREA	500 g	1047-E	\$	3,934
M.C. Deshidratado	CALDO UREA	450 g	1047-A	\$	3,541
M.C. Deshidratado	CALDO UREA	100 g	1047-B	\$	1,063
M.C. Deshidratado	CALDO UREA / 38.7 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1047-H	\$	1,279
M.C. Deshidratado	CALDO UVM MODIFICADO (University of Vermont Medium)	1 kg	1285	\$	15,183
M.C. Deshidratado	CALDO UVM MODIFICADO (University of Vermont Medium)	500 g	1285-E	\$	7,830
M.C. Deshidratado	CALDO UVM MODIFICADO (University of Vermont Medium)	450 g	1285-A	\$	7,047
M.C. Deshidratado	CALDO UVM MODIFICADO (University of Vermont Medium)	100 g	1285-B	\$	2,115
M.C. Deshidratado	CALDO UVM MODIFICADO (University of Vermont Medium) / 52.0 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1285-H	\$	3,420
M.C. Deshidratado	CALDO VERDE BRILLANTE BILIS AL 2%	1 kg	1048	\$	8,774
M.C. Deshidratado	CALDO VERDE BRILLANTE BILIS AL 2%	500 g	1048-E	\$	4,618
M.C. Deshidratado	CALDO VERDE BRILLANTE BILIS AL 2%	450 g	1048-A	\$	4,157
M.C. Deshidratado	CALDO VERDE BRILLANTE BILIS AL 2%	100 g	1048-B	\$	1,247
M.C. Deshidratado	CALDO VERDE BRILLANTE BILIS AL 2% / 40.0 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1048-H	\$	1,552
M.C. Deshidratado	GELATINA NUTRITIVA	1 kg	1049	\$	4,357
M.C. Deshidratado	GELATINA NUTRITIVA	500 g	1049-E	\$	2,293
M.C. Deshidratado	GELATINA NUTRITIVA	450 g	1049-A	\$	2,064
M.C. Deshidratado	GELATINA NUTRITIVA	100 g	1049-B	\$	620
M.C. Deshidratado	GELATINA NUTRITIVA / 128 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1049-H	\$	2,465
M.C. Deshidratado	MEDIO CISTINA TRIPTICASEINA (Medio CTA)	1 kg	1204	\$	7,197
M.C. Deshidratado	MEDIO CISTINA TRIPTICASEINA (Medio CTA)	500 g	1204-E	\$	3,788
M.C. Deshidratado	MEDIO CISTINA TRIPTICASEINA (Medio CTA)	450 g	1204-A	\$	3,408
M.C. Deshidratado	MEDIO CISTINA TRIPTICASEINA (Medio CTA)	100 g	1204-B	\$	1,025
M.C. Deshidratado	MEDIO CISTINA TRIPTICASEINA (Medio CTA) / 28.5 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1204-H	\$	907
M.C. Deshidratado	MEDIO CTA CON DEXTROSA	1 kg	1232	\$	5,634

OFICINA: 55 7575 1661 - 55 7575 1662

55 7160 2454 - 55 7158 7031

<http://laborwasserdemexico.com/>

LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.



PRECIO LISTA DIBICO 2024 -LWM

LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.

M.C. Deshidratado	MEDIO CTA CON DEXTROSA	500 g	1232-E	\$	2,965
M.C. Deshidratado	MEDIO CTA CON DEXTROSA	450 g	1232-A	\$	2,669
M.C. Deshidratado	** MEDIO CTA CON DEXTROSA	100 g	1232-B	\$	801
M.C. Deshidratado	** MEDIO CTA CON DEXTROSA/ 33.5 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1232-H	\$	835
M.C. Deshidratado	MEDIO CTA CON LACTOSA	1 kg	1289	\$	7,572
M.C. Deshidratado	MEDIO CTA CON LACTOSA	500 g	1289-E	\$	3,985
M.C. Deshidratado	MEDIO CTA CON LACTOSA	450 g	1289-A	\$	3,587
M.C. Deshidratado	** MEDIO CTA CON LACTOSA	100 g	1289-B	\$	1,077
M.C. Deshidratado	** MEDIO CTA CON LACTOSA / 33.5 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1289-H	\$	1,121
M.C. Deshidratado	MEDIO CTA CON MALTOSA	1 kg	1234	\$	7,414
M.C. Deshidratado	MEDIO CTA CON MALTOSA	500 g	1234-E	\$	3,902
M.C. Deshidratado	MEDIO CTA CON MALTOSA	450 g	1234-A	\$	3,512
M.C. Deshidratado	** MEDIO CTA CON MALTOSA	100 g	1234-B	\$	1,054
M.C. Deshidratado	** MEDIO CTA CON MALTOSA / 33.5 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1234-H	\$	1,098
M.C. Deshidratado	MEDIO CTA CON SACAROSA	1 kg	1235	\$	7,002
M.C. Deshidratado	MEDIO CTA CON SACAROSA	500 g	1235-E	\$	3,685
M.C. Deshidratado	MEDIO CTA CON SACAROSA	450 g	1235-A	\$	3,316
M.C. Deshidratado	** MEDIO CTA CON SACAROSA	100 g	1235-B	\$	996
M.C. Deshidratado	** MEDIO CTA CON SACAROSA/ 33.5 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1235-H	\$	1,037
M.C. Deshidratado	MEDIO INDOL NITRITO (para uso Industrial)	1 kg	1205	\$	8,894
M.C. Deshidratado	MEDIO INDOL NITRITO (para uso Industrial)	500 g	1205-E	\$	4,681
M.C. Deshidratado	MEDIO INDOL NITRITO (para uso Industrial)	450 g	1205-A	\$	4,214
M.C. Deshidratado	** MEDIO INDOL NITRITO (para uso Industrial)	100 g	1205-B	\$	1,264
M.C. Deshidratado	** MEDIO INDOL NITRITO (para uso Industrial) / 25.0 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1205-H	\$	983
M.C. Deshidratado	MEDIO INFUSION CEREBRO Y CORAZON (Caldo BHI)	1 kg	1050	\$	6,283
M.C. Deshidratado	MEDIO INFUSION CEREBRO Y CORAZON (Caldo BHI)	500 g	1050-E	\$	3,307
M.C. Deshidratado	MEDIO INFUSION CEREBRO Y CORAZON (Caldo BHI)	450 g	1050-A	\$	2,978
M.C. Deshidratado	MEDIO INFUSION CEREBRO Y CORAZON (Caldo BHI)	100 g	1050-B	\$	894
M.C. Deshidratado	MEDIO INFUSION CEREBRO Y CORAZON (Caldo BHI) / 37.0 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1050-H	\$	1,028
M.C. Deshidratado	MEDIO MIO	1 kg	1052	\$	6,046
M.C. Deshidratado	MEDIO MIO	500 g	1052-E	\$	3,182
M.C. Deshidratado	MEDIO MIO	450 g	1052-A	\$	2,865
M.C. Deshidratado	MEDIO MIO	100 g	1052-B	\$	859

OFICINA: 55 7575 1661 - 55 7575 1662

55 7160 2454 - 55 7158 7031

<http://laborwasserdemexico.com/>

LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.



PRECIO LISTA DIBICO 2024 -LWM

LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.

M.C. Deshidratado	MEDIO MIO / 31.0 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1052-H	\$	829
M.C. Deshidratado	MEDIO MR-VP (Rojo de Metilo - Vogues Proskauer)	1 kg	1053	\$	4,036
M.C. Deshidratado	MEDIO MR-VP (Rojo de Metilo - Vogues Proskauer)	500 g	1053-E	\$	2,124
M.C. Deshidratado	MEDIO MR-VP (Rojo de Metilo - Vogues Proskauer)	450 g	1053-A	\$	1,912
M.C. Deshidratado	MEDIO MR-VP (Rojo de Metilo - Vogues Proskauer)	100 g	1053-B	\$	574
M.C. Deshidratado	MEDIO MR-VP (Rojo de Metilo - Vogues Proskauer) / 17.0 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1053-H	\$	304
M.C. Deshidratado	MEDIO O/F CON DEXTROSA (de Hugh y Leifson)	1 kg	1242	\$	4,497
M.C. Deshidratado	MEDIO O/F CON DEXTROSA (de Hugh y Leifson)	500 g	1242-E	\$	2,367
M.C. Deshidratado	MEDIO O/F CON DEXTROSA (de Hugh y Leifson)	450 g	1242-A	\$	2,132
M.C. Deshidratado	MEDIO O/F CON DEXTROSA (de Hugh y Leifson)	100 g	1242-B	\$	640
M.C. Deshidratado	MEDIO O/F CON DEXTROSA (de Hugh y Leifson) / 19.4 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1242-H	\$	387
M.C. Deshidratado	MEDIO O/F CON LACTOSA (de Hugh y Leifson)	1 kg	1243	\$	4,995
M.C. Deshidratado	MEDIO O/F CON LACTOSA (de Hugh y Leifson)	500 g	1243-E	\$	2,629
M.C. Deshidratado	MEDIO O/F CON LACTOSA (de Hugh y Leifson)	450 g	1243-A	\$	2,367
M.C. Deshidratado	** MEDIO O/F CON LACTOSA (de Hugh y Leifson)	100 g	1243-B	\$	711
M.C. Deshidratado	** MEDIO O/F CON LACTOSA (de Hugh y Leifson) / 19.4 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1243-H	\$	429
M.C. Deshidratado	MEDIO O/F CON MANITOL (de Hugh y Leifson)	1 kg	1287	\$	6,743
M.C. Deshidratado	MEDIO O/F CON MANITOL (de Hugh y Leifson)	500 g	1287-E	\$	3,549
M.C. Deshidratado	MEDIO O/F CON MANITOL (de Hugh y Leifson)	450 g	1287-A	\$	3,194
M.C. Deshidratado	** MEDIO O/F CON MANITOL (de Hugh y Leifson)	100 g	1287-B	\$	959
M.C. Deshidratado	** MEDIO O/F CON MANITOL (de Hugh y Leifson) / 19.4 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1287-H	\$	578
M.C. Deshidratado	MEDIO O/F CON SACAROSA (de Hugh y Leifson)	1 kg	1244	\$	4,982
M.C. Deshidratado	MEDIO O/F CON SACAROSA (de Hugh y Leifson)	500 g	1244-E	\$	2,622
M.C. Deshidratado	MEDIO O/F CON SACAROSA (de Hugh y Leifson)	450 g	1244-A	\$	2,359
M.C. Deshidratado	** MEDIO O/F CON SACAROSA (de Hugh y Leifson)	100 g	1244-B	\$	708
M.C. Deshidratado	** MEDIO O/F CON SACAROSA (de Hugh y Leifson) / 19.4 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1244-H	\$	428
M.C. Deshidratado	MEDIO PARA ANTIBIOTICOS No.1 (Agar para Siembra)	1 kg	1060	\$	6,939
M.C. Deshidratado	MEDIO PARA ANTIBIOTICOS No.1 (Agar para Siembra)	500 g	1060-E	\$	3,652
M.C. Deshidratado	MEDIO PARA ANTIBIOTICOS No.1 (Agar para Siembra)	450 g	1060-A	\$	3,288
M.C. Deshidratado	MEDIO PARA ANTIBIOTICOS No.1 (Agar para Siembra)	100 g	1060-B	\$	987
M.C. Deshidratado	MEDIO PARA ANTIBIOTICOS No.1 (Agar para Siembra) / 30.5 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1060-H	\$	936
M.C. Deshidratado	MEDIO PARA ANTIBIOTICOS No. 2 (Agar Base)	1 kg	1002	\$	5,140
M.C. Deshidratado	MEDIO PARA ANTIBIOTICOS No. 2 (Agar Base)	500 g	1002-E	\$	2,705

OFICINA: 55 7575 1661 - 55 7575 1662

55 7160 2454 - 55 7158 7031

<http://laborwasserdemexico.com/>

LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.

M.C. Deshidratado	MEDIO PARA ANTIBIOTICOS No. 2 (Agar Base)	450 g	1002-A	\$	2,435
M.C. Deshidratado	MEDIO PARA ANTIBIOTICOS No. 2 (Agar Base)	100 g	1002-B	\$	731
M.C. Deshidratado	MEDIO PARA ANTIBIOTICOS No. 2 (Agar Base) / 25.5 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1002-H	\$	579
M.C. Deshidratado	MEDIO PARA ANTIBIOTICOS No. 4	1 kg	1140	\$	6,675
M.C. Deshidratado	MEDIO PARA ANTIBIOTICOS No. 4	500 g	1140-E	\$	3,513
M.C. Deshidratado	MEDIO PARA ANTIBIOTICOS No. 4	450 g	1140-A	\$	3,162
M.C. Deshidratado	** MEDIO PARA ANTIBIOTICOS No. 4	100 g	1140-B	\$	949
M.C. Deshidratado	** MEDIO PARA ANTIBIOTICOS No. 4 / 26.5 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1140-H	\$	783
M.C. Deshidratado	MEDIO PARA ANTIBIOTICOS No. 8 (Agar Base con bajo pH)	1 kg	1003	\$	7,079
M.C. Deshidratado	MEDIO PARA ANTIBIOTICOS No. 8 (Agar Base con bajo pH)	500 g	1003-E	\$	3,726
M.C. Deshidratado	MEDIO PARA ANTIBIOTICOS No. 8 (Agar Base con bajo pH)	450 g	1003-A	\$	3,355
M.C. Deshidratado	** MEDIO PARA ANTIBIOTICOS No. 8 (Agar Base con bajo pH)	100 g	1003-B	\$	1,006
M.C. Deshidratado	** MEDIO PARA ANTIBIOTICOS No. 8 (Agar Base con Bajo pH) / 25.5 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1003-H	\$	799
M.C. Deshidratado	MEDIO PARA ANTIBIOTICOS No.11 (para Ensayo de Neomicina)	1 kg	1010	\$	5,510
M.C. Deshidratado	MEDIO PARA ANTIBIOTICOS No.11 (para Ensayo de Neomicina)	500 g	1010-E	\$	2,900
M.C. Deshidratado	MEDIO PARA ANTIBIOTICOS No.11 (para Ensayo de Neomicina)	450 g	1010-A	\$	2,610
M.C. Deshidratado	MEDIO PARA ANTIBIOTICOS No.11 (para Ensayo de Neomicina)	100 g	1010-B	\$	784
M.C. Deshidratado	MEDIO PARA ANTIBIOTICOS No.11 (para Ensayo de Neomicina) / 30.5 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1010-H	\$	743
M.C. Deshidratado	MEDIO PARA ANTIBIOTICOS No.12 (para Ensayo de Nistatina)	1 kg	1201	\$	8,212
M.C. Deshidratado	MEDIO PARA ANTIBIOTICOS No.12 (para Ensayo de Nistatina)	500 g	1201-E	\$	4,322
M.C. Deshidratado	MEDIO PARA ANTIBIOTICOS No.12 (para Ensayo de Nistatina)	450 g	1201-A	\$	3,890
M.C. Deshidratado	** MEDIO PARA ANTIBIOTICOS No.12 (para Ensayo de Nistatina)	100 g	1201-B	\$	1,167
M.C. Deshidratado	** MEDIO PARA ANTIBIOTICOS No.12 (para Ensayo de Nistatina) / 60.0 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1201-H	\$	2,178
M.C. Deshidratado	MEDIO PARA ANTIBIOTICOS No.13 (Medio Líquido Sabouraud / Caldo Dextrosa Sat 1 kg		1051	\$	4,144
M.C. Deshidratado	MEDIO PARA ANTIBIOTICOS No.13 (Medio Líquido Sabouraud / Caldo Dextrosa Sat 500 g		1051-E	\$	2,181
M.C. Deshidratado	MEDIO PARA ANTIBIOTICOS No.13 (Medio Líquido Sabouraud / Caldo Dextrosa Sat 450 g		1051-A	\$	1,964
M.C. Deshidratado	MEDIO PARA ANTIBIOTICOS No.13 (Medio Líquido Sabouraud / Caldo Dextrosa Sat 100 g		1051-B	\$	589
M.C. Deshidratado	MEDIO PARA ANTIBIOTICOS No.13 (Medio Líquido Sabouraud / Caldo Dextrosa Sat Caja c/3 Sobres p/1 L		1051-H	\$	550
M.C. Deshidratado	MEDIO SIM	1 kg	1054	\$	6,432
M.C. Deshidratado	MEDIO SIM	500 g	1054-E	\$	3,385
M.C. Deshidratado	MEDIO SIM	450 g	1054-A	\$	3,046
M.C. Deshidratado	MEDIO SIM	100 g	1054-B	\$	915
M.C. Deshidratado	MEDIO SIM / 30.0 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1054-H	\$	853

M.C. Deshidratado	MEDIO DE TIOGLICOLATO DE BREWER (Modificado)	1 kg	1055	\$	5,641
M.C. Deshidratado	MEDIO DE TIOGLICOLATO DE BREWER (Modificado)	500 g	1055-E	\$	2,969
M.C. Deshidratado	MEDIO DE TIOGLICOLATO DE BREWER (Modificado)	450 g	1055-A	\$	2,672
M.C. Deshidratado	** MEDIO DE TIOGLICOLATO DE BREWER (Modificado)	100 g	1055-B	\$	802
M.C. Deshidratado	** MEDIO DE TIOGLICOLATO DE BREWER (Modificado) / 38.5 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1055-H	\$	961
M.C. Deshidratado	MEDIO DE TIOGLICOLATO LIQUIDO	1 kg	1056	\$	4,448
M.C. Deshidratado	MEDIO DE TIOGLICOLATO LIQUIDO	500 g	1056-E	\$	2,341
M.C. Deshidratado	MEDIO DE TIOGLICOLATO LIQUIDO	450 g	1056-A	\$	2,108
M.C. Deshidratado	MEDIO DE TIOGLICOLATO LIQUIDO	100 g	1056-B	\$	633
M.C. Deshidratado	MEDIO DE TIOGLICOLATO LIQUIDO / 29.8 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1056-H	\$	587
M.C. Deshidratado	MEDIO DE TIOGLICOLATO SIN DEXTROSA Y SIN INDICADOR	1 kg	1074	\$	5,763
M.C. Deshidratado	MEDIO DE TIOGLICOLATO SIN DEXTROSA Y SIN INDICADOR	500 g	1074-E	\$	3,033
M.C. Deshidratado	MEDIO DE TIOGLICOLATO SIN DEXTROSA Y SIN INDICADOR	450 g	1074-A	\$	2,731
M.C. Deshidratado	MEDIO DE TIOGLICOLATO SIN DEXTROSA Y SIN INDICADOR	100 g	1074-B	\$	819
M.C. Deshidratado	MEDIO DE TIOGLICOLATO SIN DEXTROSA Y SIN INDICADOR / 25.7 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1074-H	\$	655
M.C. Deshidratado	MEDIO DE TRANSPORTE DE AMIES	1 kg	1274	\$	7,321
M.C. Deshidratado	MEDIO DE TRANSPORTE DE AMIES	500 g	1274-E	\$	3,853
M.C. Deshidratado	MEDIO DE TRANSPORTE DE AMIES	450 g	1274-A	\$	3,469
M.C. Deshidratado	** MEDIO DE TRANSPORTE DE AMIES	100 g	1274-B	\$	1,042
M.C. Deshidratado	** MEDIO DE TRANSPORTE DE AMIES / 13.25 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1274-H	\$	429
M.C. Deshidratado	MEDIO DE TRANSPORTE DE CARY Y BLAIR	1 kg	1210	\$	12,151
M.C. Deshidratado	MEDIO DE TRANSPORTE DE CARY Y BLAIR	500 g	1210-E	\$	6,395
M.C. Deshidratado	MEDIO DE TRANSPORTE DE CARY Y BLAIR	450 g	1210-A	\$	5,756
M.C. Deshidratado	** MEDIO DE TRANSPORTE DE CARY Y BLAIR	100 g	1210-B	\$	1,726
M.C. Deshidratado	** MEDIO DE TRANSPORTE DE CARY Y BLAIR / 12.6 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1210-H	\$	677
M.C. Desh. Cromogénico	AGAR DIBICROM MAC CONKEY SORBITOL GLUCORONIDO	500 g	1318-E	\$	12,168
M.C. Desh. Cromogénico	AGAR DIBICROM MAC CONKEY SORBITOL GLUCORONIDO	450 g	1318-A	\$	10,951
M.C. Desh. Cromogénico	** AGAR DIBICROM MAC CONKEY SORBITOL GLUCORONIDO	100 g	1318-B	\$	3,287
M.C. Desh. Cromogénico	** CALDO DIBICROM Enterococos	100 g	1321-B		Solicitar cotizaci
M.C. Desh. Cromogénico	** CALDO DIBICROM <i>Escherichia coli</i> - Coliformes	100 g	1317-B		Solicitar cotizaci
M.C. Desh. Cromogénico	** CALDO DIBICROM <i>Listeria</i>	100 g	1322-B		Solicitar cotizaci
M.C. Desh. Fluorogénico	AGAR DE BILIS Y ROJO VIOLETA CON MUG	1 kg	1300	\$	12,768
M.C. Desh. Fluorogénico	AGAR DE BILIS Y ROJO VIOLETA CON MUG	500 g	1300-E	\$	6,720



PRECIO LISTA DIBICO 2024 -LWM

LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.

M.C. Desh. Fluorogénico	AGAR DE BILIS Y ROJO VIOLETA CON MUG	450 g	1300-A	\$	6,048
M.C. Desh. Fluorogénico	AGAR DE BILIS Y ROJO VIOLETA CON MUG	100 g	1300-B	\$	1,816
M.C. Desh. Fluorogénico	AGAR DE BILIS Y ROJO VIOLETA CON MUG / 41.6 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1300-H	\$	2,348
M.C. Desh. Fluorogénico	AGAR ECD (<i>Escherichia coli</i> Directo)	1 kg	1305	\$	13,292
M.C. Desh. Fluorogénico	AGAR ECD (<i>Escherichia coli</i> Directo)	500 g	1305-E	\$	6,996
M.C. Desh. Fluorogénico	AGAR ECD (<i>Escherichia coli</i> Directo)	450 g	1305-A	\$	6,296
M.C. Desh. Fluorogénico	** AGAR ECD (<i>Escherichia coli</i> Directo)	100 g	1305-B	\$	1,890
M.C. Desh. Fluorogénico	** AGAR ECD (<i>Escherichia coli</i> Directo) / 53.1 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1305-H	\$	3,120
M.C. Desh. Fluorogénico	AGAR <i>Escherichia coli</i> O157:H7 (para uso industrial)	1 kg	1304	\$	13,878
M.C. Desh. Fluorogénico	AGAR <i>Escherichia coli</i> O157:H7 (para uso industrial)	500 g	1304-E	\$	7,304
M.C. Desh. Fluorogénico	AGAR <i>Escherichia coli</i> O157:H7 (para uso industrial)	450 g	1304-A	\$	6,574
M.C. Desh. Fluorogénico	** AGAR <i>Escherichia coli</i> O157:H7 (para uso industrial)	100 g	1304-B	\$	1,973
M.C. Desh. Fluorogénico	** AGAR <i>Escherichia coli</i> O157:H7 (para uso Industrial) / 55.0 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1304-H	\$	3,375
M.C. Desh. Fluorogénico	AGAR DE MAC CONKEY CON MUG	1 kg	1301		Solicitar cotizació
M.C. Desh. Fluorogénico	AGAR DE MAC CONKEY CON MUG	500 g	1301-E		Solicitar cotizació
M.C. Desh. Fluorogénico	AGAR DE MAC CONKEY CON MUG	450 g	1301-A		Solicitar cotizació
M.C. Desh. Fluorogénico	** AGAR DE MAC CONKEY CON MUG	100 g	1301-B		Solicitar cotizació
M.C. Desh. Fluorogénico	** AGAR DE MAC CONKEY CON MUG / 50.1 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1301-H		Solicitar cotizació
M.C. Desh. Fluorogénico	AGAR PARA METODO ESTANDAR S/DEXTROSA CON MUG	1 kg	1311		Solicitar cotizació
M.C. Desh. Fluorogénico	AGAR PARA METODO ESTANDAR S/DEXTROSA CON MUG	500 g	1311-E		Solicitar cotizació
M.C. Desh. Fluorogénico	AGAR PARA METODO ESTANDAR S/DEXTROSA CON MUG	450 g	1311-A		Solicitar cotizació
M.C. Desh. Fluorogénico	** AGAR PARA METODO ESTANDAR S/DEXTROSA CON MUG	100 g	1311-B		Solicitar cotizació
M.C. Desh. Fluorogénico	** AGAR PARA METODO ESTANDAR S/DEXTROSA CON MUG / 23.6 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1311-H		Solicitar cotizació
M.C. Desh. Fluorogénico	AGAR NUTRITIVO CON MUG	1 kg	1302	\$	25,983
M.C. Desh. Fluorogénico	AGAR NUTRITIVO CON MUG	500 g	1302-E	\$	13,675
M.C. Desh. Fluorogénico	AGAR NUTRITIVO CON MUG	450 g	1302-A	\$	12,307
M.C. Desh. Fluorogénico	** AGAR NUTRITIVO CON MUG	100 g	1302-B	\$	3,692
M.C. Desh. Fluorogénico	** AGAR NUTRITIVO CON MUG / 23.1 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1302-H	\$	2,654
M.C. Desh. Fluorogénico	AGAR SOYA Y TRIPTICASEINA CON MUG	1 kg	1303	\$	20,769
M.C. Desh. Fluorogénico	AGAR SOYA Y TRIPTICASEINA CON MUG	500 g	1303-E	\$	10,931
M.C. Desh. Fluorogénico	AGAR SOYA Y TRIPTICASEINA CON MUG	450 g	1303-A	\$	9,838
M.C. Desh. Fluorogénico	** AGAR SOYA Y TRIPTICASEINA CON MUG	100 g	1303-B	\$	2,952
M.C. Desh. Fluorogénico	** AGAR SOYA Y TRIPTICASEINA CON MUG / 40.1 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1303-H	\$	3,683

OFICINA: 55 7575 1661 - 55 7575 1662

55 7160 2454 - 55 7158 7031

<http://laborwasserdemexico.com/>

LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.



PRECIO LISTA DIBICO 2024 -LWM

LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.

M.C. Desh. Fluorogénico	CALDO DEV LACTOSA PEPTONA	1 kg	1310	\$	16,616
M.C. Desh. Fluorogénico	CALDO DEV LACTOSA PEPTONA	500 g	1310-E	\$	8,745
M.C. Desh. Fluorogénico	CALDO DEV LACTOSA PEPTONA	450 g	1310-A	\$	7,870
M.C. Desh. Fluorogénico	** CALDO DEV LACTOSA PEPTONA	100 g	1310-B	\$	2,362
M.C. Desh. Fluorogénico	** CALDO DEV LACTOSA PEPTONA / 26.1 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1310-H	\$	1,917
M.C. Desh. Fluorogénico	CALDO EC CON MUG	1 kg	1308	\$	11,045
M.C. Desh. Fluorogénico	CALDO EC CON MUG	500 g	1308-E	\$	5,813
M.C. Desh. Fluorogénico	CALDO EC CON MUG	450 g	1308-A	\$	5,231
M.C. Desh. Fluorogénico	CALDO EC CON MUG	100 g	1308-B	\$	1,571
M.C. Desh. Fluorogénico	CALDO EC CON MUG / 37.0 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1308-H	\$	1,806
M.C. Desh. Fluorogénico	CALDO LACTOSADO CON MUG	1 kg	1306		Solicitar cotizaci
M.C. Desh. Fluorogénico	CALDO LACTOSADO CON MUG	500 g	1306-E		Solicitar cotizaci
M.C. Desh. Fluorogénico	CALDO LACTOSADO CON MUG	450 g	1306-A		Solicitar cotizaci
M.C. Desh. Fluorogénico	** CALDO LACTOSADO CON MUG	100 g	1306-B		Solicitar cotizaci
M.C. Desh. Fluorogénico	** CALDO LACTOSADO CON MUG / 13.1 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1306-H		Solicitar cotizaci
M.C. Desh. Fluorogénico	CALDO LAURIL SULFATO DE SODIO CON MUG	1 kg	1307	\$	13,207
M.C. Desh. Fluorogénico	CALDO LAURIL SULFATO DE SODIO CON MUG	500 g	1307-E	\$	6,951
M.C. Desh. Fluorogénico	CALDO LAURIL SULFATO DE SODIO CON MUG	450 g	1307-A	\$	6,254
M.C. Desh. Fluorogénico	CALDO LAURIL SULFATO DE SODIO CON MUG	100 g	1307-B	\$	1,878
M.C. Desh. Fluorogénico	CALDO LAURIL SULFATO DE SODIO CON MUG / 35.65 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1307-H	\$	2,081
M.C. Desh. Fluorogénico	CALDO VERDE BRILLANTE BILIS AL 2% CON MUG	1 kg	1309	\$	19,599
M.C. Desh. Fluorogénico	CALDO VERDE BRILLANTE BILIS AL 2% CON MUG	500 g	1309-E	\$	10,315
M.C. Desh. Fluorogénico	CALDO VERDE BRILLANTE BILIS AL 2% CON MUG	450 g	1309-A	\$	9,284
M.C. Desh. Fluorogénico	** CALDO VERDE BRILLANTE BILIS AL 2% CON MUG	100 g	1309-B	\$	2,786
M.C. Desh. Fluorogénico	** CALDO VERDE BRILLANTE BILIS AL 2% CON MUG / 41.1 g/Sobre	Caja c/3 Sobres p/1 L	1309-H	\$	3,561
M.C. Prep. Placa	AGAR BAIRD PARKER	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1066-PP	\$	286
M.C. Prep. Placa	** AGAR BAIRD PARKER	Pqte. c/10 Placas de Contacto	1066-PC	\$	336
M.C. Prep. Placa	AGAR BIGGY	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1004-PP	\$	223
M.C. Prep. Placa	** AGAR BIGGY	Pqte. c/10 Placas 60 x 15 mm	1004-PFM	\$	216
M.C. Prep. Placa	** AGAR BIGGY	Pqte. c/10 Placas de Contacto	1004-PC	\$	273
M.C. Prep. Placa	** AGAR BILIS ESCULINA	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1257-PP	\$	1,047
M.C. Prep. Placa	AGAR DE BILIS Y ROJO VIOLETA	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1005-PP	\$	223
M.C. Prep. Placa	** AGAR DE BILIS Y ROJO VIOLETA	Pqte. c/10 Placas 60 x 15 mm	1005-PFM	\$	216

OFICINA: 55 7575 1661 - 55 7575 1662

55 7160 2454 - 55 7158 7031

<http://laborwasserdemexico.com/>

LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.



PRECIO LISTA DIBICO 2024 -LWM

LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.

M.C. Prep. Placa	** AGAR DE BILIS Y ROJO VIOLETA (para uso Industrial)	Pqte. c/10 Placas de Contacto	1005-PC	\$	276
M.C. Prep. Placa	** AGAR DE BILIS Y ROJO VIOLETA GLUCOSA	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1095-PP	\$	315
M.C. Prep. Placa	** AGAR DE BILIS Y ROJO VIOLETA GLUCOSA	Pqte. c/10 Placas 60 x 15 mm	1095-PFM	\$	309
M.C. Prep. Placa	** AGAR DE BILIS Y ROJO VIOLETA GLUCOSA	Pqte. c/10 Placas de Contacto	1095-PC	\$	280
M.C. Prep. Placa	** AGAR BIOTRIPTASA	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1075-PP	\$	262
M.C. Prep. Placa	** AGAR CASMAN CON SANGRE DE CABALLO	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1081-PP	\$	359
M.C. Prep. Placa	AGAR CASMAN CON SANGRE DE CARNERO	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1220-PP	\$	345
M.C. Prep. Placa	AGAR CDC (con Sangre de Carnero)	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1230-PP	\$	292
M.C. Prep. Placa	AGAR CETRIMIDA	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1029-PP	\$	210
M.C. Prep. Placa	AGAR CETRIMIDA	Pqte. c/10 Placas 60 x 15 mm	1029-PFM	\$	203
M.C. Prep. Placa	** AGAR CETRIMIDA	Pqte. c/10 Placas de Contacto	1029-PC	\$	260
M.C. Prep. Placa	AGAR CLED (Cistina Lactosa Electrolito Deficiente)	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1102-PP	\$	225
M.C. Prep. Placa	** AGAR CUENTA TOTAL	Pqte. c/10 Placas de Contacto	1279-PC	\$	422
M.C. Prep. Placa	** AGAR DBC <i>E. coli</i>	Pqte. c/10 Placas 60 x 15 mm	1323-PFM	\$	436
M.C. Prep. Placa	** AGAR DESOXICOLATO Y CITRATO	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1076-PP	\$	279
M.C. Prep. Placa	** AGAR DESOXICOLATO Y CITRATO MODIFICADO (según Leifson)	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1077-PP	\$	262
M.C. Prep. Placa	AGAR DEXTROSA SABOURAUD	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1007-PP	\$	205
M.C. Prep. Placa	** AGAR DEXTROSA SABOURAUD "TA" (Almacenamiento 2-25°C)	Pqte. c/10 Placas 60 x 15 mm	1141-PFM	\$	198
M.C. Prep. Placa	AGAR DEXTROSA SABOURAUD C/CLORANFENICOL	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1088-PP	\$	305
M.C. Prep. Placa	AGAR DEXTROSA SABOURAUD C/GENTAMICINA Y CLORANFENICOL (para uso I	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1126-PP	\$	366
M.C. Prep. Placa	AGAR DEXTROSA Y PAPA	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1059-PP	\$	207
M.C. Prep. Placa	** AGAR DEXTROSA Y PAPA	Pqte. c/10 Placas 60 x 15 mm	1059-PFM	\$	200
M.C. Prep. Placa	** AGAR DEXTROSA Y PAPA (para uso Industrial)	Pqte. c/10 Placas de Contacto	1059-PC	\$	260
M.C. Prep. Placa	** AGAR ENDO	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1009-PP	\$	253
M.C. Prep. Placa	** AGAR ENDO LES	Pqte. c/10 Placas 60 x 15 mm	1237-PFM	\$	216
M.C. Prep. Placa	AGAR ENDO M	Pqte. c/10 Placas 60 x 15 mm	1094-PFM	\$	226
M.C. Prep. Placa	** AGAR ENTERICO HEKTOEN	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1114-PP	\$	323
M.C. Prep. Placa	** AGAR ENTERICO HEKTOEN	Pqte. c/10 Placas 60 x 15 mm	1114-PFM	\$	316
M.C. Prep. Placa	AGAR EOSINA Y AZUL DE METILENO (EMB)	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1011-PP	\$	192
M.C. Prep. Placa	** AGAR EOSINA Y AZUL DE METILENO (EMB) "TA" (Almacenamiento 2-25 °C)	Pqte. c/10 Placas 60 x 15 mm	1165-PFM	\$	185
M.C. Prep. Placa	** AGAR ESTAFILOCOCCOS 110	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1012-PP	\$	229
M.C. Prep. Placa	** AGAR ESTAFILOCOCCOS 110	Pqte. c/10 Placas 60 x 15 mm	1012-PFM	\$	222
M.C. Prep. Placa	** AGAR DE EXTRACTO GLUCOSA Y TRIPTICASEINA (Agar TGE)	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1013-PP	\$	259

OFICINA: 55 7575 1661 - 55 7575 1662

55 7160 2454 - 55 7158 7031

<http://laborwasserdemexico.com/>

LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.



PRECIO LISTA DIBICO 2024 -LWM

LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.

M.C. Prep. Placa	AGAR DE EXTRACTO GLUCOSA Y TRIPTICASEINA (Agar TGE)	Pqte. c/10 Placas 60 x 15 mm	1013-PFM	\$	252
M.C. Prep. Placa	** AGAR EXTRACTO DE LEVADURA	Pqte. c/10 Placas 60 x 15 mm	1297-PFM	\$	216
M.C. Prep. Placa	** AGAR EXTRACTO DE LEVADURA CON GLUCOSA Y CLORANFENICOL	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1298-PP	\$	416
M.C. Prep. Placa	** AGAR EXTRACTO DE LEVADURA CON GLUCOSA Y CLORANFENICOL	Pqte. c/10 Placas 60 x 15 mm	1298-PFM	\$	409
M.C. Prep. Placa	** AGAR EXTRACTO DE MALTA	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1118-PP	\$	387
M.C. Prep. Placa	** AGAR EXTRACTO DE MALTA	Pqte. c/10 Placas 60 x 15 mm	1118-PFM	\$	380
M.C. Prep. Placa	** AGAR FC-M (Agar para Coliformes Fecales)	Pqte. c/10 Placas 60 x 15 mm	1092-PFM	\$	216
M.C. Prep. Placa	AGAR GELOSA CHOCOLATE CON POLIENRIQUECIMIENTO	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1214-PP	\$	271
M.C. Prep. Placa	** AGAR GELOSA CHOCOLATE CON POLIENRIQUECIMIENTO	Pqte. c/5 Placas 150 x 15 mm	1214-PG	\$	884
M.C. Prep. Placa	AGAR GELOSA SANGRE	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1212-PP	\$	275
M.C. Prep. Placa	** AGAR GELOSA SANGRE	Pqte. c/10 Placas de Contacto	1212-PC	\$	325
M.C. Prep. Placa	** AGAR GREEN - M (Agar para Hongos y Levaduras)	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1090-PP	\$	230
M.C. Prep. Placa	AGAR GREEN - M (Agar para Hongos y Levaduras)	Pqte. c/10 Placas 60 x 15 mm	1090-PFM	\$	223
M.C. Prep. Placa	** AGAR GREEN - M (Agar para Hongos y Levaduras)	Pqte. c/5 Placas 150 x 15 mm	1090-PG	\$	817
M.C. Prep. Placa	** AGAR DE HIERRO Y LISINA DOBLE MODIFICADO	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1228-PP	\$	416
M.C. Prep. Placa	** AGAR HPC-M	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1153-PP	\$	235
M.C. Prep. Placa	** AGAR HTM (Haemophilus Test Medium)	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1295-PP	\$	313
M.C. Prep. Placa	** AGAR INDICADOR PM	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1288-PP	\$	293
M.C. Prep. Placa	** AGAR LETHEEN	Pqte. c/10 Placas 60 x 15 mm	1125-PFM	\$	207
M.C. Prep. Placa	** AGAR LETHEEN	Pqte. c/10 Placas de Contacto	1125-PC	\$	262
M.C. Prep. Placa	** AGAR LETHEEN MODIFICADO	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1283-PP	\$	292
M.C. Prep. Placa	** AGAR LETHEEN MODIFICADO C/POLISORBATO AL 15%	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1117-PP	\$	311
M.C. Prep. Placa	** AGAR DE LEVINE CON EOSINA Y AZUL DE METILENO	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1018-PP	\$	238
M.C. Prep. Placa	AGAR DE MAC CONKEY	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1019-PP	\$	197
M.C. Prep. Placa	** AGAR DE MAC CONKEY	Pqte. c/10 Placas 60 x 15 mm	1019-PFM	\$	190
M.C. Prep. Placa	AGAR PARA METODO ESTANDAR	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1020-PP	\$	192
M.C. Prep. Placa	** AGAR PARA METODO ESTANDAR	Pqte. c/10 Placas 60 x 15 mm	1020-PFM	\$	185
M.C. Prep. Placa	** AGAR PARA METODO ESTANDAR (para uso Industrial)	Pqte. c/10 Placas de Contacto	1020-PC	\$	242
M.C. Prep. Placa	** AGAR PARA METODO ESTANDAR CON TTC	Pqte. c/10 Placas 60 x 15 mm	1100-PFM	\$	277
M.C. Prep. Placa	** AGAR MICOSEL	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1062-PP	\$	410
M.C. Prep. Placa	** AGAR Mobiluncus	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1231-PP		Solicitar cotizaci
M.C. Prep. Placa	AGAR MRS (de Man, Rogosa y Sharpe)	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1267-PP	\$	245
M.C. Prep. Placa	** AGAR MRS (de Man, Rogosa y Sharpe)	Pqte. c/10 Placas 60 x 15 mm	1267-PFM	\$	238

OFICINA: 55 7575 1661 - 55 7575 1662

55 7160 2454 - 55 7158 7031

<http://laborwasserdemexico.com/>

LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.



PRECIO LISTA DIBICO 2024 -LWM

LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.

M.C. Prep. Placa	** AGAR MRS (de Man, Rogosa y Sharpe)	Pqte. c/10 Placas de Contacto	1267-PC	\$	301
M.C. Prep. Placa	AGAR MUELLER-HINTON	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1021-PP	\$	222
M.C. Prep. Placa	** AGAR MUELLER-HINTON	Pqte. c/5 Placas 150 x 15 mm	1021-PGP	\$	722
M.C. Prep. Placa	** AGAR MY-40	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1124-PP	\$	621
M.C. Prep. Placa	** AGAR NEUTRALIZANTE D/E (Dey & Engleys)	Pqte. c/10 Placas 60 x 15 mm	1280-PFM	\$	216
M.C. Prep. Placa	** AGAR NUTRITIVO	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1022-PP	\$	192
M.C. Prep. Placa	** AGAR NUTRITIVO	Pqte. c/10 Placas 60 x 15 mm	1022-PFM	\$	185
M.C. Prep. Placa	** AGAR PRY (Preservative Resistant Yeast Medium)	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1116-PP	\$	400
M.C. Prep. Placa	** AGAR PRY (Preservative Resistant Yeast Medium)	Pqte. c/10 Placas 60 x 15 mm	1116-PFM	\$	393
M.C. Prep. Placa	AGAR R2A	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1271-PP	\$	226
M.C. Prep. Placa	** AGAR R2A	Pqte. c/10 Placas 60 x 15 mm	1271-PFM	\$	219
M.C. Prep. Placa	** AGAR ROGOSA	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1254-PP	\$	409
M.C. Prep. Placa	** AGAR ROSA DE BENGALA	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1110-PP	\$	405
M.C. Prep. Placa	** AGAR ROSA DE BENGALA	Pqte. c/10 Placas 60 x 15 mm	1110-PFM	\$	398
M.C. Prep. Placa	AGAR DE SAL Y MANITOL	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1023-PP	\$	199
M.C. Prep. Placa	** AGAR DE SAL Y MANITOL	Pqte. c/10 Placas 60 x 15 mm	1023-PFM	\$	192
M.C. Prep. Placa	AGAR PARA <i>Salmonella</i> y <i>Shigella</i>	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1024-PP	\$	271
M.C. Prep. Placa	** AGAR PARA <i>Salmonella</i> y <i>Shigella</i>	Pqte. c/10 Placas 60 x 15 mm	1024-PFM	\$	264
M.C. Prep. Placa	** AGAR SANGRE CON BAJO pH	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1033-PP	\$	252
M.C. Prep. Placa	** AGAR SELECTIVO PARA HONGOS Y LEVADURAS	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1091-PP	\$	416
M.C. Prep. Placa	** AGAR SELECTIVO PARA HONGOS Y LEVADURAS	Pqte. c/10 Placas 60 x 15 mm	1091-PFM	\$	409
M.C. Prep. Placa	** AGAR SELECTIVO PARA <i>Yersinia</i>	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1219-PP	\$	530
M.C. Prep. Placa	AGAR SOYA TRIPTICASEINA	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1025-PP	\$	199
M.C. Prep. Placa	AGAR SOYA TRIPTICASEINA	Pqte. c/10 Placas 60 x 15 mm	1025-PFM	\$	192
M.C. Prep. Placa	** AGAR SOYA TRIPTICASEINA	Pqte. c/5 Placas 150 x 15 mm	1025-PG	\$	636
M.C. Prep. Placa	** AGAR SOYA TRIPTICASEINA C/LECITINA Y POLISORBATO 80 al 15%	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1121-PP	\$	336
M.C. Prep. Placa	** AGAR SOYA TRIPTICASEINA C/LECITINA Y POLISORBATO 80 al 15%	Pqte. c/10 Placas de Contacto	1121-PC	\$	325
M.C. Prep. Placa	** AGAR SOYA TRIPTICASEINA C/LECITINA Y POLISORBATO 80 al 15% IRRADIADA	Pqte. c/10 Placas de Contacto	1121-PCI	\$	340
M.C. Prep. Placa	** AGAR SOYA TRIPTICASEINA C/SANGRE DE CARNERO (para uso Industrial)	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1226-PP	\$	282
M.C. Prep. Placa	** AGAR SOYA TRIPTICASEINA C/SANGRE DE CARNERO (para uso Industrial)	Pqte. c/10 Placas de Contacto	1226-PC	\$	332
M.C. Prep. Placa	** AGAR SUERO DE NARANJA	Pqte. c/10 Placas 60 x 15 mm	1144-PFM	\$	251
M.C. Prep. Placa	AGAR TCBS (Tiosulfato, Citrato, Sales Biliares, Sacarosa)	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1130-PP	\$	271
M.C. Prep. Placa	** AGAR TERGITOL 7	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1027-PP	\$	223

OFICINA: 55 7575 1661 - 55 7575 1662

55 7160 2454 - 55 7158 7031

<http://laborwasserdemexico.com/>

LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.

M.C. Prep. Placa	** AGAR TERGITOL 7	Pqte. c/10 Placas 60 x 15 mm	1027-PFM	\$	216
M.C. Prep. Placa	** AGAR TERGITOL CON TTC	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1104-PP	\$	327
M.C. Prep. Placa	** AGAR TERGITOL CON TTC	Pqte. c/10 Placas 60 x 15 mm	1104-PFM	\$	320
M.C. Prep. Placa	AGAR DE THAYER MARTIN	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1211-PP	\$	306
M.C. Prep. Placa	** AGAR TRIPTOSA	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1080-PP	\$	262
M.C. Prep. Placa	** AGAR UNIVERSAL PARA CERVEZA (UBA)	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1350-PP	\$	321
M.C. Prep. Placa	** AGAR UNIVERSAL PARA CERVEZA (UBA)	Pqte. c/10 Placas 60 x 15 mm	1350-PFM	\$	314
M.C. Prep. Placa	AGAR VERDE BRILLANTE	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1028-PP	\$	192
M.C. Prep. Placa	** AGAR VERDE BRILLANTE	Pqte. c/10 Placas 60 x 15 mm	1028-PFM	\$	185
M.C. Prep. Placa	** AGAR VERDE BRILANTE CON SULFAPIRIDINA (Agar BGS)	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1281-PP	\$	615
M.C. Prep. Placa	** AGAR VERDE BRILLANTE CON NOVOBIOCINA	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1146-PP	\$	225
M.C. Prep. Placa	** AGAR VERDE BRILLANTE CON NOVOBIOCINA II (35 mg/L)	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1154-PP	\$	245
M.C. Prep. Placa	** AGAR DE VOGEL Y JOHNSON	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1064-PP	\$	215
M.C. Prep. Placa	AGAR XLD (Agar Xilosa, Lisina, Desoxicolato)	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1065-PP	\$	228
M.C. Prep. Placa	** AGAR XLD (Agar Xilosa, Lisina, Desoxicolato)	Pqte. c/10 Placas 60 x 15 mm	1065-PFM	\$	221
M.C. Prep. Placa	** AGAR YM	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1111-PP	\$	279
M.C. Prep. Placa	** AGAR YM	Pqte. c/10 Placas 60 x 15 mm	1111-PFM	\$	272
M.C. Prep. Placa	** BASE DE AGAR SANGRE (BAB) / NO CONTIENE SANGRE DE CARNERO	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1031-PP	\$	262
M.C. Prep. Placa	** MEDIO PARA ANTIBIOTICOS No.1 (Agar para Siembra)	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1060-PP	\$	325
M.C. Prep. Placa	** MEDIO PARA ANTIBIOTICOS No.1 (Agar para Siembra)	Pqte. c/10 Placas de Contacto	1060-PC	\$	375
M.C. Prep. Placa	** MEDIO PARA ANTIBIOTICOS No.1 C/PENICILINASA (Agar para Siembra)	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1060PE-PP	\$	408
M.C. Prep. Placa	** MEDIO PARA ANTIBIOTICOS No.1 C/PENICILINASA (Agar para Siembra)	Pqte. c/10 Placas de Contacto	1060PE-PC	\$	458
M.C. Prep. Placa p/Mon. Amb.	AGAR DEXTROSA SABOURAUD "TA" (Almacenamiento 2-25°C)	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1141-PPE	\$	215
M.C. Prep. Placa p/Mon. Amb.	AGAR DEXTROSA SABOURAUD "TA" IRRADIADA (Almacenamiento 2-25°C)	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1141-PPEI	\$	242
M.C. Prep. Placa p/Mon. Amb.	AGAR DEXTROSA SABOURAUD "TA" (Almacenamiento 2-25°C)	Pqte. c/10 Placas de Contacto	1141-PC	\$	271
M.C. Prep. Placa p/Mon. Amb.	AGAR DEXTROSA SABOURAUD "TA" IRRADIADA (Almacenamiento 2-25°C)	Pqte. c/10 Placas de Contacto	1141-PCI	\$	286
M.C. Prep. Placa p/Mon. Amb.	** AGAR DEXTROSA SABOURAUD C/CLORANFENICOL (Almacenamiento 2-25°C)	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1088-PPE	\$	315
M.C. Prep. Placa p/Mon. Amb.	** AGAR DEXTROSA SABOURAUD C/CLORANFENICOL IRRADIADA (Almacenamiento 2-25°C)	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1088-PPEI	\$	330
M.C. Prep. Placa p/Mon. Amb.	** AGAR DEXTROSA SABOURAUD C/CLORANFENICOL (Almacenamiento 2-25°C)	Pqte. c/10 Placas de Contacto	1088-PC	\$	355
M.C. Prep. Placa p/Mon. Amb.	AGAR DEXTROSA SABOURAUD C/CLORANFENICOL IRRADIADA (Almacenamiento 2-25°C)	Pqte. c/10 Placas de Contacto	1088-PCI	\$	370
M.C. Prep. Placa p/Mon. Amb.	** AGAR DEXTROSA SABOURAUD C/LECITINA Y POLISORBATO 80 (Almacenamiento 2-25°C)	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1099-PPE	\$	293
M.C. Prep. Placa p/Mon. Amb.	AGAR DEXTROSA SABOURAUD C/LECITINA Y POLISORBATO 80 IRRADIADA (Almacenamiento 2-25°C)	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1099-PPEI	\$	320
M.C. Prep. Placa p/Mon. Amb.	** AGAR DEXTROSA SABOURAUD C/LECITINA Y POLISORBATO 80 (Almacenamiento 2-25°C)	Pqte. c/10 Placas de Contacto	1099-PC	\$	305



PRECIO LISTA DIBICO 2024 -LWM

LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.

M.C. Prep. Placa p/Mon. Amb.	AGAR DEXTROSA SABOURAUD C/LECITINA Y POLISORBATO 80 IRRADIADA (Alr Pqte. c/10 Placas de Contacto	1099-PCI	\$	321
M.C. Prep. Placa p/Mon. Amb.	** AGAR DEXTROSA SABOURAUD C/PENICILINASA (Almacenamiento 2-25°C) Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1277-PPE	\$	256
M.C. Prep. Placa p/Mon. Amb.	** AGAR DEXTROSA SABOURAUD C/PENICILINASA IRRADIADA (Almacenamiento 2- Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1277-PPEI	\$	271
M.C. Prep. Placa p/Mon. Amb.	** AGAR DEXTROSA SABOURAUD C/PENICILINASA (Almacenamiento 2-25°C) Pqte. c/10 Placas de Contacto	1277-PC	\$	300
M.C. Prep. Placa p/Mon. Amb.	** AGAR DEXTROSA SABOURAUD C/PENICILINASA IRRADIADA (Almacenamiento 2- Pqte. c/10 Placas de Contacto	1277-PCI	\$	315
M.C. Prep. Placa p/Mon. Amb.	** AGAR NEUTRALIZANTE D/E (Dey & Engleys) Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1280-PPE		Solicitar cotizaci
M.C. Prep. Placa p/Mon. Amb.	** AGAR NEUTRALIZANTE D/E (Dey & Engleys) Pqte. c/10 Placas de Contacto	1280-PC		Solicitar cotizaci
M.C. Prep. Placa p/Mon. Amb.	AGAR SOYA TRIPTICASEINA (AST) (Almacenamiento 2-25°C) Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1025-PPE	\$	209
M.C. Prep. Placa p/Mon. Amb.	AGAR SOYA TRIPTICASEINA (AST) IRRADIADA (Almacenamiento 2-25°C) Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1025-PPEI	\$	224
M.C. Prep. Placa p/Mon. Amb.	AGAR SOYA TRIPTICASEINA (AST) (Almacenamiento 2-25°C) Pqte. c/10 Placas de Contacto	1025-PC	\$	260
M.C. Prep. Placa p/Mon. Amb.	AGAR SOYA TRIPTICASEINA (AST) IRRADIADA (Almacenamiento 2-25°C) Pqte. c/10 Placas de Contacto	1025-PCI	\$	275
M.C. Prep. Placa p/Mon. Amb.	** AGAR SOYA TRIPTICASEINA C/LECITINA Y POLISORBATO 80 (Almacenamiento 2- Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1263-PPE	\$	293
M.C. Prep. Placa p/Mon. Amb.	AGAR SOYA TRIPTICASEINA C/LECITINA Y POLISORBATO 80 IRRADIADA (Almac Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1263-PPEI	\$	324
M.C. Prep. Placa p/Mon. Amb.	AGAR SOYA TRIPTICASEINA C/LECITINA Y POLISORBATO 80 (Almacenamiento 2- Pqte. c/10 Placas de Contacto	1263-PC	\$	310
M.C. Prep. Placa p/Mon. Amb.	AGAR SOYA TRIPTICASEINA C/LECITINA Y POLISORBATO 80 IRRADIADA (Almac Pqte. c/10 Placas de Contacto	1263-PCI	\$	325
M.C. Prep. Placa p/Mon. Amb.	** AST C/LECITINA, POLISORBATO 80 Y DEXTROSA 1% (Almacenamiento 2-25°C) Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1166-PPE	\$	305
M.C. Prep. Placa p/Mon. Amb.	** AST C/LECITINA, POLISORBATO 80 Y DEXTROSA 1% IRRADIADA(Almacenamient Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1166-PPEI	\$	320
M.C. Prep. Placa p/Mon. Amb.	** AST C/LECITINA, POLISORBATO 80 Y DEXTROSA 1% (Almacenamiento 2-25°C) Pqte. c/10 Placas de Contacto	1166-PC	\$	345
M.C. Prep. Placa p/Mon. Amb.	AST C/LECITINA, POLISORBATO 80 Y DEXTROSA 1% IRRADIADA(Almacenamient Pqte. c/10 Placas de Contacto	1166-PCI	\$	360
M.C. Prep. Placa p/Mon. Amb.	** AGAR SOYA TRIPTICASEINA C/PENICILINASA (Almacenamiento 2-25°C) Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1276-PPE	\$	256
M.C. Prep. Placa p/Mon. Amb.	AGAR SOYA TRIPTICASEINA C/PENICILINASA IRRADIADA (Almacenamiento 2-25° Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1276-PPEI	\$	271
M.C. Prep. Placa p/Mon. Amb.	** AGAR SOYA TRIPTICASEINA C/PENICILINASA (Almacenamiento 2-25°C) Pqte. c/10 Placas de Contacto	1276-PC	\$	303
M.C. Prep. Placa p/Mon. Amb.	AGAR SOYA TRIPTICASEINA C/PENICILINASA IRRADIADA (Almacenamiento 2-25° Pqte. c/10 Placas de Contacto	1276-PCI	\$	318
M.C. Prep. Placa p/Mon. Amb.	** AST C/LECITINA, POLISORBATO 80 Y PENICILINASA (Almacenamiento 2-25°C) Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1143-PPE	\$	348
M.C. Prep. Placa p/Mon. Amb.	** AST C/LECITINA, POLISORBATO 80 Y PENICILINASA IRRADIADA (Almacenamient Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1143-PPEI	\$	363
M.C. Prep. Placa p/Mon. Amb.	** AST C/LECITINA, POLISORBATO 80 Y PENICILINASA (Almacenamiento 2-25°C) Pqte. c/10 Placas de Contacto	1143-PC	\$	364
M.C. Prep. Placa p/Mon. Amb.	** AST C/LECITINA, POLISORBATO 80 Y PENICILINASA IRRADIADA (Almacenamient Pqte. c/10 Placas de Contacto	1143-PCI	\$	379
M.C. Prep. Placa p/Mon. Amb.	** AST C/LECITINA, POLISORBATO 80, PENICILINASA Y DEXTROSA 1% (Almacenan Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1122-PPE	\$	352
M.C. Prep. Placa p/Mon. Amb.	** AST C/LECITINA, POLISORBATO 80, PENICILINASA Y 1% DEXTROSA IRRADIADA Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1122-PPEI	\$	367
M.C. Prep. Placa p/Mon. Amb.	** AST C/LECITINA, POLISORBATO 80, PENICILINASA Y 1% DEXTROSA (Almacenan Pqte. c/10 Placas de Contacto	1122-PC	\$	373
M.C. Prep. Placa p/Mon. Amb.	** AST C/LECITINA, POLISORBATO 80, PENICILINASA Y 1% DEXTROSA IRRADIADA Pqte. c/10 Placas de Contacto	1122-PCI	\$	388
M.C. Cromogénico Prep. Placa	AGAR DIBICROM <i>Candida</i> Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1313-PP	\$	462
M.C. Cromogénico Prep. Placa	** AGAR DIBICROM <i>Candida</i> Pqte. c/10 Placas 60 x 15 mm	1313-PFM	\$	455

OFICINA: 55 7575 1661 - 55 7575 1662

55 7160 2454 - 55 7158 7031

<http://laborwasserdemexico.com/>

LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.

M.C. Cromogénico Prep. Placa	** AGAR DIBICROM <i>Escherichia coli</i>	Pqte. c/10 Placas 60 x 15 mm	1315-PFM	Solicitar cotizaci
M.C. Cromogénico Prep. Placa	** AGAR DIBICROM <i>Escherichia coli</i> - Coliformes	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1316-PP	Solicitar cotizaci
M.C. Cromogénico Prep. Placa	** AGAR DIBICROM <i>Escherichia coli</i> - Coliformes	Pqte. c/10 Placas 60 x 15 mm	1316-PFM	Solicitar cotizaci
M.C. Cromogénico Prep. Placa	** AGAR DIBICROM LACTOSA GLUCORONIDO	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1319-PP	Solicitar cotizaci
M.C. Cromogénico Prep. Placa	AGAR DIBICROM UROCULT	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1314-PP	\$ 469
M.C. Cromogénico Prep. Placa	** AGAR DIBICROM UROCULT	Pqte. c/10 Placas 60 x 15 mm	1314-PFM	\$ 462
M.C. Fluorogénico Prep. Placa	** AGAR DE BILIS Y ROJO VIOLETA CON MUG	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1300-PP	\$ 470
M.C. Fluorogénicos Prep. Placa	** AGAR DE BILIS Y ROJO VIOLETA CON MUG	Pqte. c/10 Placas 60 x 15 mm	1300-PFM	\$ 463
M.C. Fluorogénicos Prep. Placa	** AGAR DE BILIS Y ROJO VIOLETA CON MUG	Pqte. c/10 Placas de Contacto	1300-PC	\$ 520
M.C. Fluorogénicos Prep. Placa	** AGAR ECD (<i>Escherichia coli</i> Directo)	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1305-PP	\$ 563
M.C. Fluorogénicos Prep. Placa	** AGAR <i>Escherichia coli</i> O157:H7 (para uso Industrial)	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1304-PP	\$ 563
M.C. Fluorogénicos Prep. Placa	** AGAR DE MAC CONKEY CON MUG	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1301-PP	Solicitar cotizaci
M.C. Fluorogénicos Prep. Placa	** AGAR NUTRITIVO CON MUG	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1302-PP	\$ 563
M.C. Fluorogénicos Prep. Placa	** AGAR SOYA Y TRIPTICASEINA CON MUG	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1303-PP	\$ 563
M.C. Prep. Placa Doble	** AGAR ESTAFIL AGAR ESTAFILOCOCCOS 110	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1012-DPP	\$ 425
M.C. Prep. Placa Doble	** AGAR GELOS ^A AGAR GELOSA CHOCOLATE	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1214-DPP	\$ 485
M.C. Prep. Placa Doble	** AGAR GELOS ^A AGAR GELOSA SANGRE	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1212-DPP	\$ 413
M.C. Prep. Placa Doble	** AGAR DE MAC AGAR DE MAC CONKEY	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1019-DPP	\$ 347
M.C. Prep. Placa Doble	** AGAR GELOS ^A AGAR EOSINA Y AZUL DE METILENO	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1501-DPP	Solicitar cotizaci
M.C. Prep. Placa Doble	AGAR GELOS ^A AGAR DE MAC CONKEY	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1502-DPP	\$ 386
M.C. Prep. Placa Doble	** AGAR GELOS ^A AGAR GELOSA CHOCOLATE	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1514-DPP	Solicitar cotizaci
M.C. Prep. Placa Doble	** AGAR DE MAC AGAR NUTRITIVO	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1513-DPP	Solicitar cotizaci
M.C. Prep. Placa Doble	** AGAR MAC CC AGAR XLD	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1504-DPP	Solicitar cotizaci
M.C. Prep. Placa Doble	** AGAR <i>Salmonae</i> AGAR XLD	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1505-DPP	Solicitar cotizaci
M.C. Prep. Placa Doble	** AGAR <i>Salmonae</i> AGAR VERDE BRILLANTE	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1512-DPP	Solicitar cotizaci
M.C. Prep. Placa Doble	** AGAR EOSINA AGAR ESTAFILOCOCCOS 110	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1542-DPP	Solicitar cotizaci
M.C. Prep. Placa Doble	** AGAR DE SAL AGAR CETRIMIDA	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1515-DPP	Solicitar cotizaci
M.C. Prep. Placa Doble	** AGAR VERDE I AGAR XLD	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1525-DPP	Solicitar cotizaci
M.C. Prep. Placa Triple	** AGAR BAIRD P AGAR BAIRD P AGAR BAIRD PARKER	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1066-TPP	\$ 568
M.C. Prep. Placa Triple	AGAR AGAR AGAR CETRIMIDA	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1029-TPP	\$ 514
M.C. Prep. Placa Triple	** CETRIMIDA CETRIMIDA			
M.C. Prep. Placa Triple	AGAR AGAR AGAR DEXTROSA Y PAPA		1059-TPP	
M.C. Prep. Placa Triple	DEXTROSA Y DEXTROSA Y	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm		\$ 463
M.C. Prep. Placa Triple	** PAPA PAPA			



PRECIO LISTA DIBICO 2024 -LWM

LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.

M.C. Prep. Placa Triple	** AGAR EMB	AGAR EMB	AGAR EMB	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1011-TPP	\$	499
	AGAR GELOSA	AGAR GELOSA	AGAR GELOSA SANGRE		1212-TPP		
M.C. Prep. Placa Triple	** SANGRE	SANGRE		Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm		\$	514
M.C. Prep. Placa Triple	** AGAR DE MAC CONKEY	AGAR DE MAC CONKEY	AGAR DE MAC CONKEY	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1019-TPP	\$	514
M.C. Prep. Placa Triple	** AGAR SAL Y MANITOL	AGAR SAL Y MANITOL	AGAR SAL Y MANITOL	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1023-TPP	\$	475
M.C. Prep. Placa Triple	** AGAR VERDE BRILLANTE	AGAR VERDE BRILLANTE	AGAR VERDE BRILLANTE	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1028-TPP	\$	514
M.C. Prep. Placa Triple	** AGAR XLD	AGAR XLD	AGAR XLD	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1065-TPP	\$	374
M.C. Prep. Placa Triple	** AGAR EMB	AGAR BIGGY	AGAR ESTAFILOCOCO 110	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1725-TPP	\$	539
M.C. Prep. Placa Triple	** AGAR EMB	AGAR BIGGY	AGAR SAL Y MANITOL	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1707-TPP		Solicitar cotizaci
M.C. Prep. Placa Triple	** AGAR DE MAC CONKEY	AGAR CETRIM	AGAR BAIRD PARKER	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1718-TPP		Solicitar cotizaci
M.C. Prep. Placa Triple	** AGAR DE MAC CONKEY	AGAR CETRIMIDA	AGAR ESTAFILOCOCOS 110	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1713-TPP		Solicitar cotizaci
M.C. Prep. Placa Triple	** AGAR DE MAC CONKEY	AGAR DE SAL	AGAR BIGGY	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1708-TPP		Solicitar cotizaci
M.C. Prep. Placa Triple	** AGAR DE MAC CONKEY	AGAR SAL Y MANITOL	AGAR DEXTROSA SABOURAUD	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1716-TPP		Solicitar cotizaci
M.C. Prep. Placa Triple	** AGAR DE MAC CONKEY	AGAR DE SAL Y MANITOL	AGAR <i>Salmonella y Shigella</i>	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1727-TPP		Solicitar cotizaci
M.C. Prep. Placa Triple	** AGAR DE MAC CONKEY	AGAR EMB	AGAR VERDE BRILLANTE	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1706-TPP		Solicitar cotizaci
M.C. Prep. Placa Triple	** AGAR DE MAC CONKEY	AGAR <i>Salmonella</i>	AGAR VERDE BRILLANTE	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1709-TPP		Solicitar cotizaci
M.C. Prep. Placa Triple	** AGAR BILIS Y ROJO	AGAR ECD	AGAR METODO ESTANDAR	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1712-TPP		Solicitar cotizaci
M.C. Prep. Placa Triple	** VIOLETA						
M.C. Prep. Placa Triple	** AGAR VERDE BRILLANTE	AGAR <i>Salmonella</i>	AGAR XLD	Pqte. c/10 Placas 90 x 15 mm	1723-TPP		Solicitar cotizaci
M.C. Prep. Tubo	** AGAR BIGGY	/ 8 mL		Pqte. c/10 Tubos de 16 x 125 mm	1004-TPMP	\$	320
M.C. Prep. Tubo	** AGAR BILIS ESCULINA	/ 3 mL		Pqte. c/10 Tubos de 13 x 100 mm	1257-TPCP	\$	632
M.C. Prep. Tubo		AGAR CITRATO DE SIMMONS / 3 mL		Pqte. c/10 Tubos de 13 x 100 mm	1006-TPCP	\$	278
M.C. Prep. Tubo	** AGAR DEXTROSA Y PAPA	/ 6 mL		Pqte. c/10 Tubos de 16 x 125 mm	1059-TPMP	\$	328
M.C. Prep. Tubo		AGAR DEXTROSA SABOURAUD / 8 mL		Pqte. c/10 Tubos de 16 x 125 mm	1007-TPMP	\$	320
M.C. Prep. Tubo	** AGAR DE FENILALANINA	/ 3 mL		Pqte. c/10 Tubos de 13 x 100 mm	1120-TPCP	\$	271
M.C. Prep. Tubo		AGAR DE HIERRO Y LISINA (LIA) / 3.5 mL		Pqte. c/10 Tubos de 13 x 100 mm	1015-TPCP	\$	285
M.C. Prep. Tubo		AGAR HIERRO Y TRIPLE AZUCAR (Agar TSI) / 3 mL		Pqte. c/10 Tubos de 13 x 100 mm	1016-TPCP	\$	314

OFICINA: 55 7575 1661 - 55 7575 1662

55 7160 2454 - 55 7158 7031

<http://laborwasserdemexico.com/>

LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.

M.C. Prep. Tubo	AGAR KLIGLER (con Hierro) / 3 mL	Pqte. c/10 Tubos de 13 x 100 mm 1014-TPCP	\$	285
M.C. Prep. Tubo	** AGAR MICOSEL / 6 mL	Pqte. c/10 Tubos de 16 x 125 mm 1062-TPMP	\$	449
M.C. Prep. Tubo	** AGAR MRS (de Man, Rogosa y Sharpe) / 8 mL	Pqte. c/10 Tubos de 16 x 125 mm 1267-TPMP	\$	534
M.C. Prep. Tubo	** AGAR NUTRITIVO / 3 mL	Pqte. c/10 Tubos de 13 x 100 mm 1022-TPCP	\$	291
M.C. Prep. Tubo	** AGAR SOYA TRIPTICASEINA / 8 mL	Pqte. c/10 Tubos de 16 x 125 mm 1025-TPMP	\$	328
M.C. Prep. Tubo	** AGAR TARTRATO DE JORDAN'S / 3 mL	Pqte. c/10 Tubos de 13 x 100 mm 1181-TPCP	\$	278
M.C. Prep. Tubo	AGAR UREA DE CHRISTENSEN / 3 mL	Pqte. c/10 Tubos de 13 x 100 mm 1035-TPCP	\$	291
M.C. Prep. Tubo	** AGUA PEPTONADA AMORTIGUADA / 8 mL	Pqte. c/10 Tubos de 16 x 125 mm 1286-TPMP	\$	281
M.C. Prep. Tubo	** AGUA PEPTONADA AMORTIGUADA / 10 mL	Pqte. c/10 Tubos c/Hisopo Integræ 1286-TMHP	\$	316
M.C. Prep. Tubo	** AGUA PEPTONADA AMORTIGUADA / 10 mL	Caja c/50 Tubos c/Hisopo Integra 1286-TMHL	\$	1,448
M.C. Prep. Tubo	BASE DE CALDO TETRACIONATO / 5 mL	Pqte. c/10 Tubos de 16 x 125 mm 1036-TPMP	\$	362
M.C. Prep. Tubo	** CALDO BIOTRIPTASA / 5 mL	Pqte. c/10 Tubos de 16 x 125 mm 1082-TPMP	\$	328
M.C. Prep. Tubo	** CALDO CZAPEK / 5 mL	Pqte. c/10 Tubos de 16 x 125 mm 1157-TPMP	\$	431
M.C. Prep. Tubo	** CALDO EC / 5 mL	Pqte. c/10 Tubos de 16 x 125 mm 1159-TPMP	\$	328
M.C. Prep. Tubo	** CALDO DE ENRIQUECIMIENTO PARA <i>Listeria</i> / 5 mL	Pqte. c/10 Tubos de 16 x 125 mm 1296-TPMP	\$	739
M.C. Prep. Tubo	** CALDO LACTOSADO / 5 mL	Pqte. c/10 Tubos de 16 x 125 mm 1038-TPMP	\$	342
M.C. Prep. Tubo	** CALDO LACTOSADO C/CAMPANA DE DURHAM / 10 mL	Pqte. c/10 Tubos de 16 x 125 mm 1038-TPMP	\$	760
M.C. Prep. Tubo	** CALDO LACTOSADO C/CAMPANA DE DURHAM / 10 mL	Pqte. c/10 Tubos de vidrio 25 x 11 1038-TVMG		Solicitar cotizaci
M.C. Prep. Tubo	** CALDO LACTOSADO DOBLE CONCENTRACION C/CAMPANA DE DURHAM / 10 mL	Pqte. c/10 Tubos de 16 x 125 mm 1038DC-TPM	\$	775
M.C. Prep. Tubo	** CALDO LACTOSADO DOBLE CONCENTRACION C/CAMPANA DE DURHAM / 10 mL	Pqte. c/10 Tubos de 16 x 125 mm 1038DC-TVM		Solicitar cotizaci
M.C. Prep. Tubo	** CALDO LAURIL SULFATO DE SODIO (CALDO LAURIL TRIPTOSA) / 5 mL	Pqte. c/10 Tubos de 16 x 125 mm 1170-TPMP	\$	361
M.C. Prep. Tubo	** CALDO LAURIL SULFATO DE SODIO (CALDO LAURIL TRIPTOSA) C/CAMPANA DE	Pqte. c/10 Tubos de 16 x 125 mm 1170-TPMP	\$	416
M.C. Prep. Tubo	** CALDO LETHEEN / 5 mL	Pqte. c/10 Tubos de 16 x 125 mm 1171-TPMP	\$	252
M.C. Prep. Tubo	** CALDO LETHEEN / 9 mL	Pqte. c/10 Tubos de 16 x 125 mm 1171-TPMP	\$	267
M.C. Prep. Tubo	** CALDO LETHEEN / 10 mL	Caja c/50 Tubos c/Hisopo Integra 1171-TMHL	\$	1,986
M.C. Prep. Tubo	** CALDO LETHEEN MODIFICADO / 9 mL	Pqte. c/10 Tubos de 16 x 125 mm 1284-TPMP	\$	310
M.C. Prep. Tubo	** CALDO LETHEEN MODIFICADO CON POLISORBATO 80 AL 15% / 5 mL	Pqte. c/10 Tubos de 16 x 125 mm 1156-TPMP	\$	271
M.C. Prep. Tubo	** CALDO LETHEEN MODIFICADO CON POLISORBATO 80 AL 15% / 10 mL	Caja c/50 Tubos c/Hisopo Integra 1156-TMHL	\$	1,994
M.C. Prep. Tubo	** CALDO LISINA DESCARBOXILASA / 3 mL	Pqte. c/10 Tubos de 13 x 100 mm 1174-TPCP	\$	291
M.C. Prep. Tubo	** CALDO DE MAC CONKEY / 5 mL	Pqte. c/10 Tubos de 16 x 125 mm 1265-TPMP	\$	758
M.C. Prep. Tubo	** CALDO DE MAC CONKEY / 9 mL	Pqte. c/10 Tubos de 16 x 125 mm 1265-TPMP	\$	773
M.C. Prep. Tubo	** CALDO MALONATO (de Ewing Modificado) / 3 mL	Pqte. c/10 Tubos de 13 x 100 mm 1175-TPCP	\$	291

M.C. Prep. Tubo	** CALDO MICOLOGICO / 5 mL	Pqte. c/10 Tubos de 16 x 125 mm 1039-TPMP	\$ 342
M.C. Prep. Tubo	** CALDO MOSSEL / 5 mL	Pqte. c/10 Tubos de 16 x 125 mm 1261-TPMP	\$ 900
M.C. Prep. Tubo	** CALDO MOSSEL C/CAMPANA DE DURHAM / 9 mL	Pqte. c/10 Tubos de 16 x 125 mm 1261-TPMPC	\$ 1,420
M.C. Prep. Tubo	** CALDO MOSSEL C/CAMPANA DE DURHAM / 9 mL	Pqte. c/10 Tubos de vidrio 25 x 1 1261-TVMG	Solicitar cotizaci
M.C. Prep. Tubo	** CALDO MRS (de Man, Rogosa y Sharpe) / 5 mL	Pqte. c/10 Tubos de 16 x 125 mm 1269-TPMP	\$ 344
M.C. Prep. Tubo	** CALDO NEUTRALIZANTE D/E (Dey & Engley) / 5 mL	Pqte. c/10 Tubos de 16 x 125 mm 1264-TPMP	\$ 426
M.C. Prep. Tubo	** CALDO NEUTRALIZANTE D/E (Dey & Engley) / 9 mL	Pqte. c/10 Tubos de 16 x 125 mm 1264-TPMP	\$ 446
M.C. Prep. Tubo	** CALDO NEUTRALIZANTE D/E (Dey & Engley) / 5 mL	Caja c/50 Tubos c/Hisopo Integra 1264-TMHL	\$ 2,008
M.C. Prep. Tubo	** CALDO NUTRITIVO / 5 mL	Pqte. c/10 Tubos de 16 x 125 mm 1040-TPMP	\$ 342
M.C. Prep. Tubo	** CALDO PEPTONADO (Agua Peptonada) / 5 mL	Pqte. c/10 Tubos de 16 x 125 mm 1217-TPMP	\$ 308
M.C. Prep. Tubo	** CALDO PEPTONADO (Agua Peptonada) / 1 mL	Caja c/50 Tubos c/Hisopo Integra 1217-TCHL	\$ 1,600
M.C. Prep. Tubo	** CALDO PEPTONADO (Agua Peptonada) / 10 mL	Caja c/50 Tubos c/Hisopo Integra 1217-TMHL	\$ 1,690
M.C. Prep. Tubo	** CALDO PEPTONADO ALCALINO (Enriquecimiento de Vibrios) / 5 mL	Pqte. c/10 Tubos de 16 x 125 mm 1216-TPMP	\$ 343
M.C. Prep. Tubo	** CALDO ROJO DE FENOL CON ADONITOL / 3 mL	Pqte. c/10 Tubos de 13 x 100 mm 1107-TPCP	\$ 455
M.C. Prep. Tubo	** CALDO ROJO DE FENOL CON ARABINOSA / 3 mL	Pqte. c/10 Tubos de 13 x 100 mm 1129-TPCP	\$ 455
M.C. Prep. Tubo	** CALDO ROJO DE FENOL CON CELOBIOSA / 3 mL	Pqte. c/10 Tubos de 13 x 100 mm 1182-TPCP	\$ 455
M.C. Prep. Tubo	** CALDO ROJO DE FENOL CON DEXTROSA / 3 mL	Pqte. c/10 Tubos de 13 x 100 mm 1073-TPCP	\$ 278
M.C. Prep. Tubo	** CALDO ROJO DE FENOL CON DULCITOL / 3 mL	Pqte. c/10 Tubos de 13 x 100 mm 1248-TPCP	\$ 463
M.C. Prep. Tubo	** CALDO ROJO DE FENOL CON INOSITOL / 3 mL	Pqte. c/10 Tubos de 13 x 100 mm 1245-TPCP	\$ 463
M.C. Prep. Tubo	** CALDO ROJO DE FENOL CON LACTOSA / 3 mL	Pqte. c/10 Tubos de 13 x 100 mm 1069-TPCP	\$ 309
M.C. Prep. Tubo	** CALDO ROJO DE FENOL CON MALTOSA / 3 mL	Pqte. c/10 Tubos de 13 x 100 mm 1070-TPCP	\$ 372
M.C. Prep. Tubo	** CALDO ROJO DE FENOL CON MANITOL / 3 mL	Pqte. c/10 Tubos de 13 x 100 mm 1072-TPCP	\$ 291
M.C. Prep. Tubo	** CALDO ROJO DE FENOL CON RAFINOSA / 3 mL	Pqte. c/10 Tubos de 13 x 100 mm 1119-TPCP	\$ 771
M.C. Prep. Tubo	** CALDO ROJO DE FENOL CON SACAROSA / 3 mL	Pqte. c/10 Tubos de 13 x 100 mm 1071-TPCP	\$ 278
M.C. Prep. Tubo	** CALDO ROJO DE FENOL CON SALICINA / 3 mL	Pqte. c/10 Tubos de 13 x 100 mm 1246-TPCP	\$ 463
M.C. Prep. Tubo	** CALDO ROJO DE FENOL CON SORBITOL / 3 mL	Pqte. c/10 Tubos de 13 x 100 mm 1247-TPCP	\$ 463
M.C. Prep. Tubo	** CALDO ROJO DE FENOL CON TREHALOSA / 3 mL	Pqte. c/10 Tubos de 13 x 100 mm 1223-TPCP	\$ 424
M.C. Prep. Tubo	** CALDO ROJO DE FENOL CON XILOSA / 3 mL	Pqte. c/10 Tubos de 13 x 100 mm 1224-TPCP	\$ 384
M.C. Prep. Tubo	** CALDO RV (Rappaport y Vassiliadis) / 5 mL	Pqte. c/10 Tubos de 16 x 125 mm 1258-TPMP	\$ 362
M.C. Prep. Tubo	CALDO RV (Rappaport y Vassiliadis) / 9 mL	Pqte. c/10 Tubos de 16 x 125 mm 1258-TPMP	\$ 382
M.C. Prep. Tubo	CALDO RV (Rappaport y Vassiliadis) / 10 mL	Pqte. c/10 Tubos de 16 x 125 mm 1258-TPMP	\$ 389
M.C. Prep. Tubo	** CALDO SAL Y MANITOL / 5 mL	Pqte. c/10 Tubos de 16 x 125 mm 1222-TPMP	\$ 328
M.C. Prep. Tubo	CALDO SELENITO CISTINA / 5 mL	Pqte. c/10 Tubos de 16 x 125 mm 1183-TPMP	\$ 328

M.C. Prep. Tubo	CALDO SELENITO DE SODIO / 5 mL	Pqte. c/10 tubos de 16 x 125 mm 1041-TPMP	\$	320
M.C. Prep. Tubo	CALDO SOYA Y TRIPTICASEINA / 5 mL	Pqte. c/10 Tubos de 16 x 125 mmr 1042-TPMP	\$	328
M.C. Prep. Tubo	** CALDO SOYA Y TRIPTICASEINA / 9 mL	Pqte. c/10 Tubos de 16 x 125 mmr 1042-TPMP	\$	348
M.C. Prep. Tubo	** CALDO SOYA Y TRIPTICASEINA / 10 mL	Pqte. c/10 Tubos de 16 x 125 mmr 1042-TPMP	\$	355
M.C. Prep. Tubo	** CALDO SURRECO / 3 mL	Pqte. c/10 Tubos de 13 x 100 mmr 1213-TPCP	\$	291
M.C. Prep. Tubo	** CALDO TETRACIONATO MODIFICADO (Hajna y Damon) / 5 mL	Pqte. c/10 Tubos de 16 x 125 mmr 1255-TPMP	\$	362
M.C. Prep. Tubo	CALDO TIOGLICOLATO (NIH) / 5 mL	Pqte. c/10 Tubos de 16 x 125 mmr 1044-TPMP	\$	334
M.C. Prep. Tubo	** CALDO TRIPTOSA / 5 mL	Pqte. c/10 Tubos de 16 x 125 mmr 1086-TPMP	\$	328
M.C. Prep. Tubo	** CALDO UREA / 3 mL	Pqte. c/10 Tubos de 13 x 100 mmr 1047-TPCP	\$	291
M.C. Prep. Tubo	** CALDO VERDE BRILLANTE BILIS AL 2% / 5 mL	Pqte. c/10 Tubos de 16 x 125 mmr 1048-TPMP	\$	988
M.C. Prep. Tubo	** GELATINA NUTRITIVA / 3 mL	Pqte. c/10 Tubos de 13 x 100 mmr 1049-TPCP	\$	291
M.C. Prep. Tubo	** MEDIO PARA ANTIBIOTICOS No.13 (Medio Líquido Sabouraud / Caldo Dextrosa Sat	Pqte. c/10 Tubos de 16 x 125 mmr 1051-TPMP	\$	344
M.C. Prep. Tubo	** MEDIO PARA ANTIBIOTICOS No.13 (Medio Líquido Sabouraud / Caldo Dextrosa Sat	Pqte. c/10 Tubos de 16 x 125 mmr 1051-TPMP	\$	364
M.C. Prep. Tubo	** MEDIO CISTINA TRIPTICASEINA (Medio CTA) / 3 mL	Pqte. c/10 Tubos de 13 x 100 mmr 1204-TPCP	\$	455
M.C. Prep. Tubo	** MEDIO CTA CON DEXTROSA / 3 mL	Pqte. c/10 Tubos de 13 x 100 mmr 1232-TPCP	\$	291
M.C. Prep. Tubo	** MEDIO CTA CON MALTOSA / 3 mL	Pqte. c/10 Tubos de 13 x 100 mmr 1234-TPCP	\$	348
M.C. Prep. Tubo	** MEDIO CTA CON SACAROSA / 3 mL	Pqte. c/10 Tubos de 13 x 100 mmr 1235-TPCP	\$	291
M.C. Prep. Tubo	** MEDIO INDOL NITRITO (para uso Industrial) / 3 mL	Pqte. c/10 Tubos de 13 x 100 mmr 1205-TPCP	\$	342
M.C. Prep. Tubo	MEDIO INFUSION CEREBRO Y CORAZON (Caldo BHI) / 5 mL	Pqte. c/10 Tubos de 16 x 125 mmr 1050-TPMP	\$	309
M.C. Prep. Tubo	MEDIO MIO / 3.5 mL	Pqte. c/10 Tubos de 13 x 100 mmr 1052-TPCP	\$	278
M.C. Prep. Tubo	MEDIO MR-VP (Rojo de Metilo - Vogues Proskauer) / 3 mL	Pqte. c/10 Tubos de 13 x 100 mmr 1053-TPCP	\$	278
M.C. Prep. Tubo	** MEDIO O/F CON DEXTROSA (de Hugh y Leifson) / 3 mL	Pqte. c/10 Tubos de 13 x 100 mmr 1242-TPCP	\$	365
M.C. Prep. Tubo	** MEDIO O/F CON LACTOSA (de Hugh y Leifson) / 3 mL	Pqte. c/10 Tubos de 13 x 100 mmr 1243-TPCP	\$	291
M.C. Prep. Tubo	** MEDIO O/F CON MANITOL (de Hugh y Leifson) / 3 mL	Pqte. c/10 Tubos de 13 x 100 mmr 1287-TPCP	\$	548
M.C. Prep. Tubo	** MEDIO O/F CON SACAROSA (de Hugh y Leifson) / 3 mL	Pqte. c/10 Tubos de 13 x 100 mmr 1244-TPCP	\$	291
M.C. Prep. Tubo	MEDIO SIM / 3.5 mL	Pqte. c/10 Tubos de 13 x 100 mmr 1054-TPCP	\$	278
M.C. Prep. Tubo	** MEDIO DE TIOGLICOLATO DE BREWER (Modificado) / 5 mL	Pqte. c/10 Tubos de 16 x 125 mmr 1055-TPMP	\$	328
M.C. Prep. Tubo	** MEDIO DE TIOGLICOLATO LIQUIDO / 5 mL	Pqte. c/10 Tubos de vidrio de 16 x 1056-TVMP	\$	328
M.C. Prep. Tubo	MEDIO DE TIOGLICOLATO SIN DEXTROSA Y SIN INDICADOR / 5 mL	Pqte. c/10 Tubos de 16 x 125 mmr 1074-TPMP	\$	324
M.C. Fluorogénico Prep. Tubo	** CALDO EC CON MUG / 5 mL	Pqte. c/10 Tubos de 16 x 125 mmr 1308-TPMP	\$	521
M.C. Fluorogénico Prep. Tubo	** CALDO LACTOSADO CON MUG / 5 mL	Pqte. c/10 Tubos de 16 x 125 mmr 1306-TPMP	\$	Solicitar cotizaci
M.C. Prep. Vial	** CALDO CETRIMIDA-M	Caja c/20 Viales con 3 mL VA-001	\$	492
M.C. Prep. Vial	** CALDO CETRIMIDA-M	Caja c/50 Viales con 3 mL VB-001	\$	1,170



PRECIO LISTA DIBICO 2024 -LWM

LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.

M.C. Prep. Vial	** CALDO DBC-M	Caja c/20 Viales con 3 mL	VA-003	\$	1,041
M.C. Prep. Vial	** CALDO DBC-M	Caja c/50 Viales con 3 mL	VB-003	\$	2,476
M.C. Prep. Vial	** CALDO E. coli COLIFORMES	Caja c/20 Viales con 3 mL	VA-002	\$	1,148
M.C. Prep. Vial	** CALDO E. coli COLIFORMES	Caja c/50 Viales con 3 mL	VB-002	\$	2,731
M.C. Prep. Vial	** CALDO ECD-M (E. coli DIRECTO)	Caja c/20 Viales con 3 mL	VA-004	\$	427
M.C. Prep. Vial	** CALDO ECD-M (E. coli DIRECTO)	Caja c/50 Viales con 3 mL	VB-004	\$	1,017
M.C. Prep. Vial	** CALDO ENDO-M	Caja c/20 Viales con 3 mL	VA-006	\$	361
M.C. Prep. Vial	CALDO ENDO-M	Caja c/50 Viales con 3 mL	VB-006	\$	859
M.C. Prep. Vial	** CALDO EXTRACTO DE MALTA-M	Caja c/20 Viales con 3 mL	VA-005	\$	361
M.C. Prep. Vial	** CALDO EXTRACTO DE MALTA-M	Caja c/50 Viales con 3 mL	VB-005	\$	859
M.C. Prep. Vial	** CALDO FC-M	Caja c/20 Viales con 3 mL	VA-007	\$	820
M.C. Prep. Vial	** CALDO FC-M	Caja c/50 Viales con 3 mL	VB-007	\$	1,952
M.C. Prep. Vial	** CALDO GREEN-M	Caja c/20 Viales con 3 mL	VA-008	\$	356
M.C. Prep. Vial	** CALDO GREEN-M	Caja c/50 Viales con 3 mL	VB-008	\$	847
M.C. Prep. Vial	** CALDO DE MAC CONKEY-M	Caja c/20 Viales con 3 mL	VA-010	\$	388
M.C. Prep. Vial	** CALDO DE MAC CONKEY-M	Caja c/50 Viales con 3 mL	VB-010	\$	922
M.C. Prep. Vial	** CALDO PARA METODO ESTANDAR CON TTC	Caja c/20 Viales con 3 mL	VA-011	\$	427
M.C. Prep. Vial	** CALDO PARA METODO ESTANDAR CON TTC	Caja c/50 Viales con 3 mL	VB-011	\$	1,017
M.C. Prep. Vial	** CALDO MRS-M	Caja c/20 Viales con 3 mL	VA-012	\$	362
M.C. Prep. Vial	** CALDO MRS-M	Caja c/50 Viales con 3 mL	VB-012	\$	861
M.C. Prep. Vial	** CALDO PRY	Caja c/20 Viales con 3 mL	VA-022	\$	347
M.C. Prep. Vial	** CALDO PRY	Caja c/50 Viales con 3 mL	VB-022	\$	825
M.C. Prep. Vial	** CALDO R2A-M	Caja c/20 Viales con 3 mL	VA-013	\$	362
M.C. Prep. Vial	** CALDO R2A-M	Caja c/50 Viales con 3 mL	VB-013	\$	861
M.C. Prep. Vial	** CALDO ROGOSA-M	Caja c/20 Viales con 3 mL	VA-020	\$	336
M.C. Prep. Vial	** CALDO ROGOSA-M	Caja c/50 Viales con 3 mL	VB-020	\$	799
M.C. Prep. Vial	** CALDO SABOURAUD-M	Caja c/20 Viales con 3 mL	VA-014	\$	361
M.C. Prep. Vial	** CALDO SABOURAUD-M	Caja c/50 Viales con 3 mL	VB-014	\$	859
M.C. Prep. Vial	** CALDO SELECTIVO PARA HONGOS Y LEVADURAS	Caja c/20 Viales con 3 mL	VA-023	\$	427
M.C. Prep. Vial	** CALDO SELECTIVO PARA HONGOS Y LEVADURAS	Caja c/50 Viales con 3 mL	VB-023	\$	1,017
M.C. Prep. Vial	** CALDO SUERO DE NARANJA-M	Caja c/20 Viales con 3 mL	VA-015	\$	556
M.C. Prep. Vial	** CALDO SUERO DE NARANJA-M	Caja c/50 Viales con 3 mL	VB-015	\$	1,323
M.C. Prep. Vial	** CALDO TERGITOL CON TTC-M	Caja c/20 Viales con 3 mL	VA-016	\$	427

OFICINA: 55 7575 1661 - 55 7575 1662

55 7160 2454 - 55 7158 7031

<http://laborwasserdemexico.com/>

LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.



PRECIO LISTA DIBICO 2024 -LWM

LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.

M.C. Prep. Vial	** CALDO TERGITOL CON TTC-M	Caja c/50 Viales con 3 mL	VB-016	\$	1,017
M.C. Prep. Vial	** CALDO TGE-M	Caja c/20 Viales con 3 mL	VA-017	\$	359
M.C. Prep. Vial	** CALDO TGE-M	Caja c/50 Viales con 3 mL	VB-017	\$	853
M.C. Prep. Vial	** CALDO TGE-M CON TTC	Caja c/20 Viales con 3 mL	VA-019	\$	428
M.C. Prep. Vial	** CALDO TGE-M CON TTC	Caja c/50 Viales con 3 mL	VB-019	\$	1,017
M.C. Prep. Vial	** CALDO UBA-M	Caja c/20 Viales con 3 mL	VA-018	\$	428
M.C. Prep. Vial	** CALDO UBA-M	Caja c/50 Viales con 3 mL	VB-018	\$	1,017
M.C. Prep. Frasco	** AGUA PEPTONADA AMORTIGUADA / 100 mL	2 Frascos de plástico	1286-FC	\$	266
M.C. Prep. Frasco	AGUA PEPTONADA AMORTIGUADA / 140 mL	12 Frascos de plástico	1286-FCC	\$	1,488
M.C. Prep. Frasco	AGUA PEPTONADA AMORTIGUADA / 250 mL	9 Frascos de plástico	1286-FC250	\$	1,894
M.C. Prep. Frasco	CALDO DE ENRIQUECIMIENTO PARA Listeria / 250 mL	9 Frascos de plástico	1296-FC250	\$	3,780
M.C. Prep. Frasco	** CALDO LACTOSADO / 100 mL	2 Frascos de plástico	1038-FC	\$	351
M.C. Prep. Frasco	CALDO LACTOSADO / 140 mL	12 Frascos de plástico	1038-FCC	\$	1,968
M.C. Prep. Frasco	CALDO LACTOSADO / 250 mL	9 Frascos de plástico	1038-FC250	\$	2,505
M.C. Prep. Frasco	** CALDO LETHEEN / 100 mL	2 Frascos de plástico	1171-FC	\$	319
M.C. Prep. Frasco	** CALDO LETHEEN / 90 mL	2 Frascos de plástico	1171-FC90	\$	304
M.C. Prep. Frasco	** CALDO LETHEEN MODIFICADO / 100 mL	2 Frascos de plástico	1284-FC	\$	271
M.C. Prep. Frasco	** CALDO LETHEEN MODIFICADO / 90 mL	2 Frascos de plástico	1284-FC90	\$	256
M.C. Prep. Frasco	CALDO LETHEEN MODIFICADO / 140 mL	12 Frascos de plástico	1284-FCC	\$	1,517
M.C. Prep. Frasco	CALDO LETHEEN MODIFICADO / 250 mL	9 Frascos de plástico	1284-FC250	\$	1,930
M.C. Prep. Frasco	** CALDO DE MAC CONKEY / 100 mL	2 Frascos de plástico	1265-FC	\$	408
M.C. Prep. Frasco	CALDO DE MAC CONKEY / 140 mL	12 Frascos de plástico	1265-FCC	\$	2,280
M.C. Prep. Frasco	CALDO DE MAC CONKEY / 250 mL	9 Frascos de plástico	1265-FC250	\$	2,901
M.C. Prep. Frasco	** CALDO MOSSEL / 100 mL	2 Frascos de plástico	1261-FC	\$	510
M.C. Prep. Frasco	** CALDO NEUTRALIZANTE D/E (Dey & Engley) / 100 mL	2 Frascos de plástico	1264-FC	\$	447
M.C. Prep. Frasco	** CALDO NEUTRALIZANTE D/E (Dey & Engley) / 100 mL	2 Frascos de vidrio	1264-FCV	\$	458
M.C. Prep. Frasco	CALDO NEUTRALIZANTE D/E (Dey & Engley) / 140 mL	12 Frascos de plástico	1264-FCC	\$	2,501
M.C. Prep. Frasco	CALDO NEUTRALIZANTE D/E (Dey & Engley) / 250 mL	9 Frascos de plástico	1264-FC250	\$	3,182
M.C. Prep. Frasco	** CALDO NUTRITIVO / 100 mL	2 Frascos de plástico	1040-FC	\$	361
M.C. Prep. Frasco	** CALDO PEPTONADO (Agua Peptonada) / 100 mL	2 Frascos de plástico	1217-FC	\$	343
M.C. Prep. Frasco	CALDO PEPTONADO (Agua Peptonada) / 140 mL	12 Frascos de plástico	1217-FCC	\$	1,921
M.C. Prep. Frasco	CALDO PEPTONADO (Agua Peptonada) / 250 mL	9 Frascos de plástico	1217-FC250	\$	2,445
M.C. Prep. Frasco	** CALDO RV (Rappaport y Vassiliadis) / 100 mL	2 Frascos de plástico	1258-FC	\$	178

OFICINA: 55 7575 1661 - 55 7575 1662

55 7160 2454 - 55 7158 7031

<http://laborwasserdemexico.com/>

LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.

M.C. Prep. Frasco	CALDO RV (Rappaport y Vassiliadis) / 140 mL	12 Frascos de plástico	1258-FCC	\$	996
M.C. Prep. Frasco	CALDO RV (Rappaport y Vassiliadis) / 250 mL	9 Frascos de plástico	1258-FC250	\$	1,267
M.C. Prep. Frasco	** CALDO SELENITO CISTINA / 100 mL	2 Frascos de plástico	1183-FC	\$	339
M.C. Prep. Frasco	CALDO SOYA Y TRIPTICASEINA / 100 mL	2 Frascos de plástico	1042-FC	\$	322
M.C. Prep. Frasco	** CALDO SOYA Y TRIPTICASEINA / 100 mL	2 Frascos de vidrio	1042-FCV	\$	333
M.C. Prep. Frasco	** CALDO SOYA Y TRIPTICASEINA / 90 mL	2 Frascos de plástico	1042-FC90	\$	307
M.C. Prep. Frasco	** CALDO SOYA Y TRIPTICASEINA / 50 mL	2 Frascos de vidrio	1042-FCV50	\$	293
M.C. Prep. Frasco	** CALDO SOYA Y TRIPTICASEINA / 10 mL	Caja c/64 Frascos Vial	1042-FCV10	\$	2,742
M.C. Prep. Frasco	CALDO SOYA Y TRIPTICASEINA / 140 mL	12 Frascos de plástico	1042-FCC	\$	1,801
M.C. Prep. Frasco	CALDO SOYA Y TRIPTICASEINA / 140 mL	12 Frascos de vidrio	1042-FCVC	\$	1,841
M.C. Prep. Frasco	CALDO SOYA Y TRIPTICASEINA / 250 mL	9 Frascos de plástico	1042-FC250	\$	2,293
M.C. Prep. Frasco	CALDO SOYA Y TRIPTICASEINA / 250 mL	9 Frascos de vidrio	1042-FCV25	\$	2,333
M.C. Prep. Frasco	** CALDO TIOGLICOLATO (NIH) / 100 mL	2 Frascos de plástico	1044-FC	\$	281
M.C. Prep. Frasco	** MEDIO PARA ANTIBIOTICOS No.13 (Medio Líquido Sabouraud / Caldo Dextrosa Sat 2 Frascos de plástico		1051-FC	\$	297
M.C. Prep. Frasco	MEDIO PARA ANTIBIOTICOS No.13 (Medio Líquido Sabouraud / Caldo Dextrosa Sat 12 Frascos de plástico		1051-FCC	\$	1,659
M.C. Prep. Frasco	MEDIO PARA ANTIBIOTICOS No.13 (Medio Líquido Sabouraud / Caldo Dextrosa Sat 9 Frascos de plástico		1051-FC250	\$	2,112
M.C. Prep. Frasco	** MEDIO INFUSION CEREBRO Y CORAZON (Caldo BHI) / 100 mL	2 Frascos de plástico	1050-FC	\$	366
M.C. Prep. Frasco	MEDIO INFUSION CEREBRO Y CORAZON (Caldo BHI) / 140 mL	12 Frascos de plástico	1050-FCC	\$	2,045
M.C. Prep. Frasco	MEDIO INFUSION CEREBRO Y CORAZON (Caldo BHI) / 250 mL	9 Frascos de plástico	1050-FC250	\$	2,603
M.C. Prep. Frasco	** MEDIO DE TIOGLICOLATO LIQUIDO / 100 mL	2 Frascos de vidrio	1056-FCV	\$	298
M.C. Prep. Frasco	** MEDIO DE TIOGLICOLATO LIQUIDO / 90 mL	2 Frascos de vidrio	1056-FCV90	\$	283
M.C. Prep. Frasco	** MEDIO DE TIOGLICOLATO LIQUIDO / 10 mL	Caja c/64 Frascos Vial	1056-FCV10	\$	3,003
M.C. Prep. Frasco	MEDIO DE TIOGLICOLATO LIQUIDO / 140 mL	12 Frascos de vidrio	1056-FCVC	\$	1,667
M.C. Prep. Frasco	MEDIO DE TIOGLICOLATO LIQUIDO / 250 mL	9 Frascos de vidrio	1056-FCV25	\$	2,122
M.C. Semipreparado	** AGAR BAIRD PARKER (Base) Incluye Fco. Emulsión de Yema de Huevo y Telurito c 2 Frascos de vidrio		1066-SP	\$	334
M.C. Semipreparado	AGAR BAIRD PARKER (Base) Incluye Fco. Emulsión de Yema de Huevo y Telurito c 12 Frascos de vidrio		1066-SPC	\$	1,869
M.C. Semipreparado	AGAR BAIRD PARKER (Base) Incluye Fco. Emulsión de Yema de Huevo y Telurito de 9 Frascos de vidrio		1066-SP250	\$	2,378
M.C. Semipreparado	** AGAR DE BILIS Y ROJO VIOLETA / 100 mL	2 Frascos de vidrio	1005-SP	\$	338
M.C. Semipreparado	AGAR DE BILIS Y ROJO VIOLETA / 140 mL	12 Frascos de vidrio	1005-SPC	\$	1,888
M.C. Semipreparado	AGAR DE BILIS Y ROJO VIOLETA / 250 mL	9 Frascos de vidrio	1005-SP250	\$	2,402
M.C. Semipreparado	** AGAR DE BILIS Y ROJO VIOLETA / 20 mL	Pqte. c/10 Tubos de vidrio de 20	1005-SPT	\$	1,230
M.C. Semipreparado	** AGAR CETRIMIDA (Base) / 100 mL	2 Frascos de vidrio	1029-SP	\$	291
M.C. Semipreparado	AGAR CETRIMIDA (Base) / 140 mL	12 Frascos de vidrio	1029-SPC	\$	1,626

M.C. Semipreparado	AGAR CETRIMIDA (Base) / 250 mL	9 Frascos de vidrio	1029-SP250	\$	2,069
M.C. Semipreparado	** AGAR DEXTROSA SABOURAUD / 100 mL	2 Frascos de vidrio	1007-SP	\$	217
M.C. Semipreparado	AGAR DEXTROSA SABOURAUD / 140 mL	12 Frascos de vidrio	1007-SPC	\$	1,213
M.C. Semipreparado	AGAR DEXTROSA SABOURAUD / 250 mL	9 Frascos de vidrio	1007-SP250	\$	1,543
M.C. Semipreparado	** AGAR DEXTROSA SABOURAUD C/LECITINA Y POLISORBATO 80 / 100 mL	2 Frascos de vidrio	1099-SP	\$	298
M.C. Semipreparado	AGAR DEXTROSA SABOURAUD C/LECITINA Y POLISORBATO 80 / 140 mL	12 Frascos de vidrio	1099-SPC	\$	1,667
M.C. Semipreparado	AGAR DEXTROSA SABOURAUD C/LECITINA Y POLISORBATO 80 / 250 mL	9 Frascos de vidrio	1099-SP250	\$	2,120
M.C. Semipreparado	** AGAR DEXTROSA Y PAPA / 100 mL	2 Frascos de vidrio	1059-SP	\$	238
M.C. Semipreparado	AGAR DEXTROSA Y PAPA / 140 mL	12 Frascos de vidrio	1059-SPC	\$	1,329
M.C. Semipreparado	AGAR DEXTROSA Y PAPA / 250 mL	9 Frascos de vidrio	1059-SP250	\$	1,691
M.C. Semipreparado	** AGAR DEXTROSA Y PAPA / 20 mL	Pqte. c/10 Tubos de vidrio de 20	1059-SPT	\$	1,467
M.C. Semipreparado	** AGAR EOSINA Y AZUL DE METILENO (EMB) / 100 mL	2 Frascos de vidrio	1011-SP	\$	290
M.C. Semipreparado	AGAR EOSINA Y AZUL DE METILENO (EMB) / 140 mL	12 Frascos de vidrio	1011-SPC	\$	1,621
M.C. Semipreparado	AGAR EOSINA Y AZUL DE METILENO (EMB) / 250 mL	9 Frascos de vidrio	1011-SP250	\$	2,062
M.C. Semipreparado	** AGAR LETHEEN MODIFICADO / 100 mL	2 Frascos de vidrio	1283-SP	\$	328
M.C. Semipreparado	AGAR LETHEEN MODIFICADO / 140 mL	12 Frascos de vidrio	1283-SPC	\$	1,837
M.C. Semipreparado	AGAR LETHEEN MODIFICADO / 250 mL	9 Frascos de vidrio	1283-SP250	\$	2,338
M.C. Semipreparado	** AGAR DE MAC CONKEY / 100 mL	2 Frascos de vidrio	1019-SP	\$	285
M.C. Semipreparado	AGAR DE MAC CONKEY / 140 mL	12 Frascos de vidrio	1019-SPC	\$	1,592
M.C. Semipreparado	AGAR DE MAC CONKEY / 250 mL	9 Frascos de vidrio	1019-SP250	\$	2,027
M.C. Semipreparado	** AGAR PARA METODO ESTANDAR / 100 mL	2 Frascos de vidrio	1020-SP	\$	304
M.C. Semipreparado	AGAR PARA METODO ESTANDAR / 140 mL	12 Frascos de vidrio	1020-SPC	\$	1,920
M.C. Semipreparado	AGAR PARA METODO ESTANDAR / 250 mL	9 Frascos de vidrio	1020-SP250	\$	2,443
M.C. Semipreparado	** AGAR PARA MÉTODO ESTANDAR / 20 mL	Pqte. c/10 Tubos de vidrio de 20	1020-SPT	\$	1,242
M.C. Semipreparado	** AGAR MRS (de Man, Rogosa y Sharpe) / 100 mL	2 Frascos de vidrio	1267-SP	\$	331
M.C. Semipreparado	AGAR MRS (de Man, Rogosa y Sharpe) / 140 mL	12 Frascos de vidrio	1267-SPC	\$	1,855
M.C. Semipreparado	AGAR MRS (de Man, Rogosa y Sharpe) / 250 mL	9 Frascos de vidrio	1267-SP250	\$	2,361
M.C. Semipreparado	** AGAR MY-40 / 100 mL	2 Frascos de vidrio	1124-SP		Solicitar cotizaci
M.C. Semipreparado	** AGAR NEUTRALIZANTE D/E (Dey & Engleys) / 100 mL	2 Frascos de vidrio	1280-SP		Solicitar cotizaci
M.C. Semipreparado	** AGAR NUTRITIVO / 100 mL	2 Frascos de vidrio	1022-SP		Solicitar cotizaci
M.C. Semipreparado	AGAR NUTRITIVO / 140 mL	12 Frascos de vidrio	1022-SPC		Solicitar cotizaci
M.C. Semipreparado	AGAR NUTRITIVO / 250 mL	9 Frascos de vidrio	1022-SP250		Solicitar cotizaci
M.C. Semipreparado	** AGAR SOYA TRIPTICASEINA / 100 mL	2 Frascos de vidrio	1025-SP	\$	244



PRECIO LISTA DIBICO 2024 -LWM

LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.

M.C. Semipreparado	AGAR SOYA TRIPTICASEINA / 140 mL	12 Frascos de vidrio	1025-SPC	\$	1,366
M.C. Semipreparado	AGAR SOYA TRIPTICASEINA / 250 mL	9 Frascos de vidrio	1025-SP250	\$	1,739
M.C. Semipreparado	** AGAR SOYA TRIPTICASEINA C/LECITINA Y POLISORBATO 80 / 100 mL	2 Frascos de vidrio	1263-SP	\$	345
M.C. Semipreparado	AGAR SOYA TRIPTICASEINA C/LECITINA Y POLISORBATO 80 / 140 mL	12 Frascos de vidrio	1263-SPC	\$	1,930
M.C. Semipreparado	AGAR SOYA TRIPTICASEINA C/LECITINA Y POLISORBATO 80 / 250 mL	9 Frascos de vidrio	1263-SP250	\$	2,456
M.C. Semipreparado	** AGAR UNIVERSAL PARA CERVEZA (UBA) / 100 mL	2 Frascos de vidrio	1350-SP		Solicitar cotizaci
M.C. Semipreparado	AGAR UNIVERSAL PARA CERVEZA (UBA) / 140 mL	12 Frascos de vidrio	1350-SPC		Solicitar cotizaci
M.C. Semipreparado	AGAR UNIVERSAL PARA CERVEZA (UBA) / 250 mL	9 Frascos de vidrio	1350-SP250		Solicitar cotizaci
M.C. Semipreparado	** BASE DE AGAR SUERO DE NARANJA / 100 mL	2 Frascos de vidrio	1144-SP	\$	366
M.C. Semipreparado	BASE DE AGAR SUERO DE NARANJA / 140 mL	12 Frascos de vidrio	1144-SPC	\$	2,050
M.C. Semipreparado	BASE DE AGAR SUERO DE NARANJA / 250 mL	9 Frascos de vidrio	1144-SP250	\$	2,609
M.C. Semipreparado	** BASE DE AGAR SUERO DE NARANJA / 20 mL	Pqte. c/10 Tubos de vidrio de 20	1144-SPT	\$	1,397
M.C. Semipreparado	** AGAR VERDE BRILLANTE / 100 mL	2 Frascos de vidrio	1028-SP	\$	292
M.C. Semipreparado	** AGAR DE VOGEL Y JOHNSON / 100 mL	2 Frascos de vidrio	1064-SP	\$	332
M.C. Semipreparado	** BASE DE CALDO TETRATIONATO / 100 mL	2 Frascos de vidrio	1036-SP	\$	285
Soluciones	** BUFFER DE FOSFATOS / 1 mL	Caja c/50 Tubos	BFL-001	\$	2,109
Soluciones	** BUFFER DE FOSFATOS / 1 mL	Caja c/50 Tubos c/hisopo integrac	BFHL-001	\$	2,299
Soluciones	** BUFFER DE FOSFATOS / 3 mL	Caja c/50 Tubos	BFL-003	\$	2,128
Soluciones	** BUFFER DE FOSFATOS / 3 mL	Caja c/50 Tubos c/hisopo integrac	BFHL-003	\$	2,318
Soluciones	** BUFFER DE FOSFATOS / 5 mL	Caja c/50 Tubos	BFL-005	\$	2,147
Soluciones	** BUFFER DE FOSFATOS / 5 mL	Caja c/50 Tubos c/hisopo integrac	BFHL-005	\$	2,337
Soluciones	** BUFFER DE FOSFATOS / 9 mL	Caja c/50 Tubos	BFL-009	\$	2,223
Soluciones	** BUFFER DE FOSFATOS / 9 mL	Caja c/50 Tubos c/hisopo integrac	BFHL-009	\$	2,413
Soluciones	** BUFFER DE FOSFATOS / 10 mL	Caja c/50 Tubos	BFL-010	\$	2,242
Soluciones	** BUFFER DE FOSFATOS / 10 mL	Caja c/50 Tubos c/hisopo integrac	BFHL-010	\$	2,432
Soluciones	** BUFFER DE FOSFATOS / 90 mL	Caja c/20 Frascos de vidrio	BFA-090	\$	2,003
Soluciones	** BUFFER DE FOSFATOS C/LECITINA Y POLISORBATO 80 / 1 mL	Caja c/50 Tubos	BFLPL-001	\$	2,348
Soluciones	** BUFFER DE FOSFATOS C/LECITINA Y POLISORBATO 80 / 1 mL	Caja c/50 Tubos c/hisopo integrac	BFLPHL-001	\$	2,538
Soluciones	** BUFFER DE FOSFATOS C/LECITINA Y POLISORBATO 80 / 3 mL	Caja c/50 Tubos	BFLPL-003	\$	2,367
Soluciones	** BUFFER DE FOSFATOS C/LECITINA Y POLISORBATO 80 / 3 mL	Caja c/50 Tubos c/hisopo integrac	BFLPHL-003	\$	2,557
Soluciones	** BUFFER DE FOSFATOS C/LECITINA Y POLISORBATO 80 / 9 mL	Caja c/50 Tubos	BFLPL-009	\$	2,465
Soluciones	** BUFFER DE FOSFATOS C/LECITINA Y POLISORBATO 80 / 9 mL	Caja c/50 Tubos c/hisopo integrac	BFLPHL-009		Solicitar cotizaci
Soluciones	** BUFFER DE FOSFATOS C/LECITINA Y POLISORBATO 80 / 10 mL	Caja c/50 Tubos	BFLPL-010	\$	2,481

OFICINA: 55 7575 1661 - 55 7575 1662

55 7160 2454 - 55 7158 7031

<http://laborwasserdemexico.com/>

LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.

Soluciones	** BUFFER DE FOSFATOS C/LECITINA Y POLISORBATO 80 / 10 mL	Caja c/50 Tubos c/hisopo integrac	BFLPHL-010	\$	2,671
Soluciones	** SOLUCION SALINA ISOTONICA AL 0.85% / 1 mL	Caja c/50 Tubos	SSIL-001	\$	1,306
Soluciones	** SOLUCION SALINA ISOTONICA AL 0.85% / 1 mL	Caja c/50 Tubos c/hisopo integrac	SSIHL-001	\$	1,496
Soluciones	** SOLUCION SALINA ISOTONICA AL 0.85% / 3 mL	Caja c/50 Tubos	SSIL-003	\$	1,456
Soluciones	** SOLUCION SALINA ISOTONICA AL 0.85% / 3 mL	Caja c/50 Tubos c/hisopo integrac	SSIHL-003	\$	1,646
Soluciones	** SOLUCION SALINA ISOTONICA AL 0.85% / 5 mL	Caja c/50 Tubos	SSIL-005	\$	1,556
Soluciones	** SOLUCION SALINA ISOTONICA AL 0.85% / 5 mL	Caja c/50 Tubos c/hisopo integrac	SSIHL-005	\$	1,746
Soluciones	** SOLUCION SALINA ISOTONICA AL 0.85% / 9 mL	Caja c/50 Tubos	SSIL-009	\$	1,655
Soluciones	** SOLUCION SALINA ISOTONICA AL 0.85% / 9 mL	Caja c/50 Tubos c/hisopo integrac	SSIHL-009	\$	1,845
Pba. rápida p/E. coli (DBC)	DBC <i>E. coli</i> CON TIOSULFATO	Kit p/2 pruebas	1614-A	\$	379
Pba. rápida p/E. coli (DBC)	DBC <i>E. coli</i> CON TIOSULFATO	Kit p/25 pruebas	1614-B	\$	4,354
Pba. rápida p/E. coli (DBC)	DBC <i>E. coli</i> CON TIOSULFATO	Kit p/200 pruebas	1614-C	\$	32,126
Pba. rápida p/E. coli (DBC)	** DBC <i>E. coli</i> CON TIOSULFATO (Serie de 9 tubos con DBC y bolsas de muestreo)	Kit	1614-S9	\$	378
Pba. rápida p/E. coli (DBC)	** DBC <i>E. coli</i> CON TIOSULFATO (Serie de 15 tubos con DBC y bolsas de muestreo)	Kit	1614-S15	\$	608
	DBC <i>E. coli</i>		1613-A		
	SIN	Kit p/2 pruebas		\$	344
Pba. rápida p/E. coli (DBC)	TIOSULFATO				
	DBC <i>E. coli</i>		1613-B		
	SIN	Kit p/25 pruebas		\$	3,956
Pba. rápida p/E. coli (DBC)	TIOSULFATO				
	DBC <i>E. coli</i>		1613-C		
	SIN	Kit p/200 pruebas		\$	29,192
Pba. rápida p/E. coli (DBC)	TIOSULFATO				
Pba. rápida p/E. coli (DBC)	REACTIVO DE KOVACS	Frasco gotero c/25 mL	1615-G	\$	695
Supl. e Ingr. / Aminoácidos	L- ASPARGINA	100 g	4001-B	\$	25,780
Supl. e Ingr. / Aminoácidos	L- ASPARGINA	25 g	4001-G	\$	7,091
Supl. e Ingr. / Aminoácidos	L- ASPARGINA	5 g	4001-F	\$	1,612
Supl. e Ingr. / Aminoácidos	L- CISTEINA MONO CLORHIDRATO	100 g	4002-B	\$	11,155
Supl. e Ingr. / Aminoácidos	L- CISTEINA MONO CLORHIDRATO	25 g	4002-G	\$	3,068
Supl. e Ingr. / Aminoácidos	L- CISTEINA MONO CLORHIDRATO	5 g	4002-F	\$	698
Supl. e Ingr. / Aminoácidos	L- CISTINA	100 g	4003-B	\$	10,797
Supl. e Ingr. / Aminoácidos	L- CISTINA	25 g	4003-G	\$	2,970
Supl. e Ingr. / Aminoácidos	L- CISTINA	5 g	4003-F	\$	675
Supl. e Ingr. / Aminoácidos	DL- FENILANALINA	100 g	4006-B	\$	15,015



PRECIO LISTA DIBICO 2024 -LWM

LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.

Supl. e Ingr. / Aminoácidos	DL- FENILANALINA	25 g	4006-G	\$	4,130
Supl. e Ingr. / Aminoácidos	DL- FENILANALINA	5 g	4006-F	\$	939
Supl. e Ingr. / Aminoácidos	L- GLICINA	100 g	4007-B	\$	2,537
Supl. e Ingr. / Aminoácidos	L- GLICINA	25 g	4007-G	\$	699
Supl. e Ingr. / Aminoácidos	L- GLICINA	5 g	4007-F	\$	159
Supl. e Ingr. / Aminoácidos	L- LISINA MONO CLORHIDRATO	100 g	4004-B	\$	7,270
Supl. e Ingr. / Aminoácidos	L- LISINA MONO CLORHIDRATO	25 g	4004-G	\$	1,938
Supl. e Ingr. / Aminoácidos	L- LISINA MONO CLORHIDRATO	5 g	4004-F	\$	455
Supl. e Ingr. / Aminoácidos	L- ORNITINA	100 g	4005-B	\$	9,480
Supl. e Ingr. / Aminoácidos	L- ORNITINA	25 g	4005-G	\$	2,608
Supl. e Ingr. / Aminoácidos	L- ORNITINA	5 g	4005-F	\$	700
Supl. e Ingr. / Aminoácidos	L-TRIPTOFANO	100 g	4008-B	\$	21,800
Supl. e Ingr. / Aminoácidos	L-TRIPTOFANO	25 g	4008-G	\$	5,836
Supl. e Ingr. / Aminoácidos	L-TRIPTOFANO	5 g	4008-F	\$	1,362
Supl. e Ingr. / Carbohidratos	ADONITOL	1 kg	5010		Solicitar cotizaci
Supl. e Ingr. / Carbohidratos	ADONITOL	500 g	5010-E		Solicitar cotizaci
Supl. e Ingr. / Carbohidratos	ADONITOL	450 g	5010-A		Solicitar cotizaci
Supl. e Ingr. / Carbohidratos	ADONITOL	100 g	5010-B	\$	23,652
Supl. e Ingr. / Carbohidratos	DEXTROSA ANHIDRA	1 kg	5001	\$	1,245
Supl. e Ingr. / Carbohidratos	DEXTROSA ANHIDRA	500 g	5001-E	\$	655
Supl. e Ingr. / Carbohidratos	DEXTROSA ANHIDRA	450 g	5001-A	\$	591
Supl. e Ingr. / Carbohidratos	DEXTROSA ANHIDRA	300 g	5001-C	\$	433
Supl. e Ingr. / Carbohidratos	DEXTROSA ANHIDRA	100 g	5001-B	\$	170
Supl. e Ingr. / Carbohidratos	DULCITOL	1 kg	5002	\$	57,264
Supl. e Ingr. / Carbohidratos	DULCITOL	500 g	5002-E	\$	30,139
Supl. e Ingr. / Carbohidratos	DULCITOL	450 g	5002-A	\$	27,125
Supl. e Ingr. / Carbohidratos	DULCITOL	300 g	5002-C	\$	19,892
Supl. e Ingr. / Carbohidratos	DULCITOL	100 g	5002-B	\$	7,836
Supl. e Ingr. / Carbohidratos	LACTOSA "DI	1 kg	3004	\$	5,162
Supl. e Ingr. / Carbohidratos	"				
Supl. e Ingr. / Carbohidratos	LACTOSA "DI	500 g	3004-E	\$	2,717
Supl. e Ingr. / Carbohidratos	"				
Supl. e Ingr. / Carbohidratos	LACTOSA "DI	450 g	3004-A	\$	2,446
Supl. e Ingr. / Carbohidratos	"				

OFICINA: 55 7575 1661 - 55 7575 1662

55 7160 2454 - 55 7158 7031

<http://laborwasserdemexico.com/>

LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.



PRECIO LISTA DIBICO 2024 -LWM

LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.

Supl. e Ingr. / Carbohidratos	LACTOSA "DI "	300 g	3004-C	\$	1,793
Supl. e Ingr. / Carbohidratos	LACTOSA "DI "	100 g	3004-B	\$	707
Supl. e Ingr. / Carbohidratos	MALTOSA MONOHIDRATADA	1 kg	5003	\$	6,950
Supl. e Ingr. / Carbohidratos	MALTOSA MONOHIDRATADA	500 g	5003-E	\$	3,658
Supl. e Ingr. / Carbohidratos	MALTOSA MONOHIDRATADA	450 g	5003-A	\$	3,292
Supl. e Ingr. / Carbohidratos	MALTOSA MONOHIDRATADA	300 g	5003-C	\$	2,414
Supl. e Ingr. / Carbohidratos	MALTOSA MONOHIDRATADA	100 g	5003-B	\$	951
Supl. e Ingr. / Carbohidratos	MANITOL	1 kg	5004	\$	3,975
Supl. e Ingr. / Carbohidratos	MANITOL	500 g	5004-E	\$	2,092
Supl. e Ingr. / Carbohidratos	MANITOL	450 g	5004-A	\$	1,883
Supl. e Ingr. / Carbohidratos	MANITOL	300 g	5004-C	\$	1,381
Supl. e Ingr. / Carbohidratos	MANITOL	100 g	5004-B	\$	544
Supl. e Ingr. / Carbohidratos	SACAROSA	1 kg	5005	\$	2,639
Supl. e Ingr. / Carbohidratos	SACAROSA	500 g	5005-E	\$	1,389
Supl. e Ingr. / Carbohidratos	SACAROSA	450 g	5005-A	\$	1,250
Supl. e Ingr. / Carbohidratos	SACAROSA	300 g	5005-C	\$	917
Supl. e Ingr. / Carbohidratos	SACAROSA	100 g	5005-B	\$	361
Supl. e Ingr. / Carbohidratos	SALICINA	100 g	5006-B	\$	23,430
Supl. e Ingr. / Carbohidratos	SALICINA	50 g	5006-D	\$	14,058
Supl. e Ingr. / Carbohidratos	SALICINA	25 g	5006-G	\$	7,908
Supl. e Ingr. / Carbohidratos	SALICINA	5 g	5006-F	\$	1,757
Supl. e Ingr. / Carbohidratos	SORBITOL	1 kg	5009	\$	4,277
Supl. e Ingr. / Carbohidratos	SORBITOL	500 g	5009-E	\$	2,251
Supl. e Ingr. / Carbohidratos	SORBITOL	450 g	5009-A	\$	2,027
Supl. e Ingr. / Carbohidratos	SORBITOL	300 g	5009-C	\$	1,487
Supl. e Ingr. / Carbohidratos	SORBITOL	100 g	5009-B	\$	586
Supl. e Ingr. / Carbohidratos	XILOSA	1 kg	5007	\$	36,212
Supl. e Ingr. / Carbohidratos	XILOSA	500 g	5007-E	\$	18,666
Supl. e Ingr. / Carbohidratos	XILOSA	450 g	5007-A	\$	16,800
Supl. e Ingr. / Carbohidratos	XILOSA	300 g	5007-C	\$	12,314
Supl. e Ingr. / Carbohidratos	XILOSA	100 g	5007-B	\$	4,462

OFICINA: 55 7575 1661 - 55 7575 1662

55 7160 2454 - 55 7158 7031

<http://laborwasserdemexico.com/>

LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.



PRECIO LISTA DIBICO 2024 -LWM

LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.

Supl. e Ingr. / Colorantes	AZUL DE BROMOTIMOL	25 g	6002-G	\$	7,795
Supl. e Ingr. / Colorantes	AZUL DE BROMOTIMOL	5 g	6002-F	\$	1,949
Supl. e Ingr. / Colorantes	AZUL DE METILENO	25 g	6003-G	\$	4,611
Supl. e Ingr. / Colorantes	AZUL DE METILENO	5 g	6003-F	\$	1,153
Supl. e Ingr. / Colorantes	CRISTAL VIOLETA	25 g	6004-G	\$	7,705
Supl. e Ingr. / Colorantes	CRISTAL VIOLETA	5 g	6004-F	\$	1,927
Supl. e Ingr. / Colorantes	EOSINA Y (Amarillenta)	25 g	6005-G	\$	7,165
Supl. e Ingr. / Colorantes	EOSINA Y (Amarillenta)	5 g	6005-F	\$	1,792
Supl. e Ingr. / Colorantes	FUCSINA ACIDA	25 g	6006-G	\$	13,269
Supl. e Ingr. / Colorantes	FUCSINA ACIDA	5 g	6006-F	\$	3,317
Supl. e Ingr. / Colorantes	FUCSINA BASICA	25 g	6007-G	\$	5,625
Supl. e Ingr. / Colorantes	FUCSINA BASICA	5 g	6007-F	\$	1,407
Supl. e Ingr. / Colorantes	PURPURA DE BROMOCRESOL	25 g	6008-G	\$	2,469
Supl. e Ingr. / Colorantes	PURPURA DE BROMOCRESOL	5 g	6008-F	\$	618
Supl. e Ingr. / Colorantes	ROJO DE FENOL	25 g	6009-G	\$	11,564
Supl. e Ingr. / Colorantes	ROJO DE FENOL	5 g	6009-F	\$	2,893
Supl. e Ingr. / Colorantes	ROJO NEUTRO	25 g	6010-G	\$	19,399
Supl. e Ingr. / Colorantes	ROJO NEUTRO	5 g	6010-F	\$	4,851
Supl. e Ingr. / Colorantes	ROSA DE BENGALA	25 g	6014-G	\$	41,449
Supl. e Ingr. / Colorantes	ROSA DE BENGALA	5 g	6014-F	\$	10,362
Supl. e Ingr. / Colorantes	VERDE BRILLANTE	25 g	6011-G	\$	10,638
Supl. e Ingr. / Colorantes	VERDE BRILLANTE	5 g	6011-F	\$	2,661
Supl. e Ingr. / Colorantes	VERDE DE BROMOCRESOL	25 g	6013-G	\$	66,315
Supl. e Ingr. / Colorantes	VERDE DE BROMOCRESOL	5 g	6013-F	\$	16,580
Supl. e Ingr. / Ingredientes	AGAR - AGAR (Grado Bacteriológico)	1 kg	1001	\$	6,850
Supl. e Ingr. / Ingredientes	AGAR - AGAR (Grado Bacteriológico)	500 g	1001-E	\$	3,605
Supl. e Ingr. / Ingredientes	AGAR - AGAR (Grado Bacteriológico)	450 g	1001-A	\$	3,245
Supl. e Ingr. / Ingredientes	AGAR - AGAR (Grado Bacteriológico)	300 g	1001-C	\$	2,380
Supl. e Ingr. / Ingredientes	AGAR - AGAR (Grado Bacteriológico)	100 g	1001-B	\$	989
Supl. e Ingr. / Ingredientes	ALMIDON DE PAPA	1 kg	3007	\$	3,946
Supl. e Ingr. / Ingredientes	ALMIDON DE PAPA	500 g	3007-E	\$	2,077
Supl. e Ingr. / Ingredientes	ALMIDON DE PAPA	450 g	3007-A	\$	1,869
Supl. e Ingr. / Ingredientes	ALMIDON DE PAPA	300 g	3007-C	\$	1,371

OFICINA: 55 7575 1661 - 55 7575 1662

55 7160 2454 - 55 7158 7031

<http://laborwasserdemexico.com/>

LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.



PRECIO LISTA DIBICO 2024 -LWM

LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.

Supl. e Ingr. / Ingredientes	ALMIDON DE PAPA	100 g	3007-B	\$	540
Supl. e Ingr. / Ingredientes	BILIS DE BUEY DESHIDRATADA	1 kg	3001	\$	13,055
Supl. e Ingr. / Ingredientes	BILIS DE BUEY DESHIDRATADA	500 g	3001-E	\$	6,871
Supl. e Ingr. / Ingredientes	BILIS DE BUEY DESHIDRATADA	450 g	3001-A	\$	6,183
Supl. e Ingr. / Ingredientes	BILIS DE BUEY DESHIDRATADA	300 g	3001-C	\$	4,536
Supl. e Ingr. / Ingredientes	BILIS DE BUEY DESHIDRATADA	100 g	3001-B	\$	1,787
Supl. e Ingr. / Ingredientes	DESOXICOLATO DE SODIO	1 kg	3009	\$	48,758
Supl. e Ingr. / Ingredientes	DESOXICOLATO DE SODIO	500 g	3009-E	\$	25,662
Supl. e Ingr. / Ingredientes	DESOXICOLATO DE SODIO	450 g	3009-A	\$	23,097
Supl. e Ingr. / Ingredientes	DESOXICOLATO DE SODIO	300 g	3009-C	\$	16,939
Supl. e Ingr. / Ingredientes	DESOXICOLATO DE SODIO	100 g	3009-B	\$	6,672
Supl. e Ingr. / Ingredientes	ESCULINA	100 g	3012-B	\$	18,776
Supl. e Ingr. / Ingredientes	ESCULINA	50 g	3012-D	\$	11,266
Supl. e Ingr. / Ingredientes	ESCULINA	25 g	3012-G	\$	6,337
Supl. e Ingr. / Ingredientes	ESCULINA	5 g	3012-F	\$	1,408
Supl. e Ingr. / Ingredientes	EXTRACTO DE CARNE	1 kg	3002	\$	5,191
Supl. e Ingr. / Ingredientes	EXTRACTO DE CARNE	500 g	3002-E	\$	2,732
Supl. e Ingr. / Ingredientes	EXTRACTO DE CARNE	450 g	3002-A	\$	2,460
Supl. e Ingr. / Ingredientes	EXTRACTO DE CARNE	300 g	3002-C	\$	1,804
Supl. e Ingr. / Ingredientes	EXTRACTO DE CARNE	100 g	3002-B	\$	710
Supl. e Ingr. / Ingredientes	EXTRACTO DE LEVADURA	1 kg	3003	\$	3,333
Supl. e Ingr. / Ingredientes	EXTRACTO DE LEVADURA	500 g	3003-E	\$	1,754
Supl. e Ingr. / Ingredientes	EXTRACTO DE LEVADURA	450 g	3003-A	\$	1,578
Supl. e Ingr. / Ingredientes	EXTRACTO DE LEVADURA	300 g	3003-C	\$	1,159
Supl. e Ingr. / Ingredientes	EXTRACTO DE LEVADURA	100 g	3003-B	\$	456
Supl. e Ingr. / Ingredientes	EXTRACTO DE MALTA	1 kg	3013	\$	3,274
Supl. e Ingr. / Ingredientes	EXTRACTO DE MALTA	500 g	3013-E	\$	1,723
Supl. e Ingr. / Ingredientes	EXTRACTO DE MALTA	450 g	3013-A	\$	1,552
Supl. e Ingr. / Ingredientes	EXTRACTO DE MALTA	300 g	3013-C	\$	1,071
Supl. e Ingr. / Ingredientes	EXTRACTO DE MALTA	100 g	3013-B	\$	524
Supl. e Ingr. / Ingredientes	HEMOGLOBINA	1 kg	3011	\$	11,392
Supl. e Ingr. / Ingredientes	HEMOGLOBINA	500 g	3011-E	\$	5,996
Supl. e Ingr. / Ingredientes	HEMOGLOBINA	450 g	3011-A	\$	5,591

OFICINA: 55 7575 1661 - 55 7575 1662

55 7160 2454 - 55 7158 7031

<http://laborwasserdemexico.com/>

LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.



PRECIO LISTA DIBICO 2024 -LWM

LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.

Supl. e Ingr. / Ingredientes	HEMOGLOBINA	300 g	3011-C	\$	3,957
Supl. e Ingr. / Ingredientes	HEMOGLOBINA	100 g	3011-B	\$	1,559
Supl. e Ingr. / Ingredientes	INFUSION DE CEREBRO Y CORAZON	1 kg	3010	\$	9,342
Supl. e Ingr. / Ingredientes	INFUSION DE CEREBRO Y CORAZON	500 g	3010-E	\$	4,917
Supl. e Ingr. / Ingredientes	INFUSION DE CEREBRO Y CORAZON	450 g	3010-A	\$	4,424
Supl. e Ingr. / Ingredientes	INFUSION DE CEREBRO Y CORAZON	300 g	3010-C	\$	3,246
Supl. e Ingr. / Ingredientes	INFUSION DE CEREBRO Y CORAZON	100 g	3010-B	\$	1,278
Supl. e Ingr. / Ingredientes	LECITINA DE SOYA	1 kg	3014	\$	5,242
Supl. e Ingr. / Ingredientes	LECITINA DE SOYA	500 g	3014-E	\$	2,759
Supl. e Ingr. / Ingredientes	LECITINA DE SOYA	450 g	3014-A	\$	2,485
Supl. e Ingr. / Ingredientes	LECITINA DE SOYA	300 g	3014-C	\$	1,717
Supl. e Ingr. / Ingredientes	LECITINA DE SOYA	100 g	3014-B	\$	718
Supl. e Ingr. / Ingredientes	SALES BILIARES N° 3	1 kg	3005	\$	73,756
Supl. e Ingr. / Ingredientes	SALES BILIARES N° 3	500 g	3005-E	\$	38,819
Supl. e Ingr. / Ingredientes	SALES BILIARES N° 3	450 g	3005-A	\$	36,423
Supl. e Ingr. / Ingredientes	SALES BILIARES N° 3	300 g	3005-C	\$	25,621
Supl. e Ingr. / Ingredientes	SALES BILIARES N° 3	100 g	3005-B	\$	10,093
Supl. e Ingr. / Ingredientes	TIOGLICOLATO DE SODIO	1 kg	3006	\$	18,867
Supl. e Ingr. / Ingredientes	TIOGLICOLATO DE SODIO	500 g	3006-E	\$	9,930
Supl. e Ingr. / Ingredientes	TIOGLICOLATO DE SODIO	450 g	3006-A	\$	8,937
Supl. e Ingr. / Ingredientes	TIOGLICOLATO DE SODIO	300 g	3006-C	\$	6,554
Supl. e Ingr. / Ingredientes	TIOGLICOLATO DE SODIO	100 g	3006-B	\$	2,582
Supl. e Ingr. / Peptonas bacter.	GELATINA BACTERIOLOGICA	1 kg	2009	\$	3,737
Supl. e Ingr. / Peptonas bacter.	GELATINA BACTERIOLOGICA	500 g	2009-E	\$	1,967
Supl. e Ingr. / Peptonas bacter.	GELATINA BACTERIOLOGICA	450 g	2009-A	\$	1,769
Supl. e Ingr. / Peptonas bacter.	GELATINA BACTERIOLOGICA	300 g	2009-C	\$	1,299
Supl. e Ingr. / Peptonas bacter.	GELATINA BACTERIOLOGICA	100 g	2009-B	\$	512
Supl. e Ingr. / Peptonas bacter.	LECHE PEPTONIZADA	1 kg	2008	\$	6,228
Supl. e Ingr. / Peptonas bacter.	LECHE PEPTONIZADA	500 g	2008-E	\$	3,278
Supl. e Ingr. / Peptonas bacter.	LECHE PEPTONIZADA	450 g	2008-A	\$	2,951
Supl. e Ingr. / Peptonas bacter.	LECHE PEPTONIZADA	300 g	2008-C	\$	2,164
Supl. e Ingr. / Peptonas bacter.	LECHE PEPTONIZADA	100 g	2008-B	\$	852
Supl. e Ingr. / Peptonas bacter.	PEPTONA BIOTRIPTASA No. 10	1 kg	2001	\$	5,540

OFICINA: 55 7575 1661 - 55 7575 1662

55 7160 2454 - 55 7158 7031

<http://laborwasserdemexico.com/>

LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.



PRECIO LISTA DIBICO 2024 -LWM

LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.

Supl. e Ingr. / Peptonas bacter.	PEPTONA BIOTRIPTASA No. 10	500 g	2001-E	\$	2,916
Supl. e Ingr. / Peptonas bacter.	PEPTONA BIOTRIPTASA No. 10	450 g	2001-A	\$	2,625
Supl. e Ingr. / Peptonas bacter.	PEPTONA BIOTRIPTASA No. 10	300 g	2001-C	\$	1,926
Supl. e Ingr. / Peptonas bacter.	PEPTONA BIOTRIPTASA No. 10	100 g	2001-B	\$	758
Supl. e Ingr. / Peptonas bacter.	PEPTONA DE CARNE No. 1	1 kg	2002	\$	5,425
Supl. e Ingr. / Peptonas bacter.	PEPTONA DE CARNE No. 1	500 g	2002-E	\$	2,855
Supl. e Ingr. / Peptonas bacter.	PEPTONA DE CARNE No. 1	450 g	2002-A	\$	2,570
Supl. e Ingr. / Peptonas bacter.	PEPTONA DE CARNE No. 1	300 g	2002-C	\$	1,886
Supl. e Ingr. / Peptonas bacter.	PEPTONA DE CARNE No. 1	100 g	2002-B	\$	742
Supl. e Ingr. / Peptonas bacter.	PEPTONA DE CASEINA "GE" (TRIPTONA)	1 kg	2003	\$	4,397
Supl. e Ingr. / Peptonas bacter.	PEPTONA DE CASEINA "GE" (TRIPTONA)	500 g	2003-E	\$	2,314
Supl. e Ingr. / Peptonas bacter.	PEPTONA DE CASEINA "GE" (TRIPTONA)	450 g	2003-A	\$	2,083
Supl. e Ingr. / Peptonas bacter.	PEPTONA DE CASEINA "GE" (TRIPTONA)	300 g	2003-C	\$	1,528
Supl. e Ingr. / Peptonas bacter.	PEPTONA DE CASEINA "GE" (TRIPTONA)	100 g	2003-B	\$	602
Supl. e Ingr. / Peptonas bacter.	PEPTONA DE CASEINA ACIDA "AC"	1 kg	2004	\$	4,915
Supl. e Ingr. / Peptonas bacter.	PEPTONA DE CASEINA ACIDA "AC"	500 g	2004-E	\$	2,587
Supl. e Ingr. / Peptonas bacter.	PEPTONA DE CASEINA ACIDA "AC"	450 g	2004-A	\$	2,329
Supl. e Ingr. / Peptonas bacter.	PEPTONA DE CASEINA ACIDA "AC"	300 g	2004-C	\$	1,708
Supl. e Ingr. / Peptonas bacter.	PEPTONA DE CASEINA ACIDA "AC"	100 g	2004-B	\$	673
Supl. e Ingr. / Peptonas bacter.	PEPTONA DE GELATINA "DP"	1 kg	2005	\$	3,281
Supl. e Ingr. / Peptonas bacter.	PEPTONA DE GELATINA "DP"	500 g	2005-E	\$	1,727
Supl. e Ingr. / Peptonas bacter.	PEPTONA DE GELATINA "DP"	450 g	2005-A	\$	1,555
Supl. e Ingr. / Peptonas bacter.	PEPTONA DE GELATINA "DP"	300 g	2005-C	\$	1,141
Supl. e Ingr. / Peptonas bacter.	PEPTONA DE GELATINA "DP"	100 g	2005-B	\$	449
Supl. e Ingr. / Peptonas bacter.	PEPTONA DE SOYA "S"	1 kg	2006	\$	4,695
Supl. e Ingr. / Peptonas bacter.	PEPTONA DE SOYA "S"	500 g	2006-E	\$	2,471
Supl. e Ingr. / Peptonas bacter.	PEPTONA DE SOYA "S"	450 g	2006-A	\$	2,225
Supl. e Ingr. / Peptonas bacter.	PEPTONA DE SOYA "S"	300 g	2006-C	\$	1,632
Supl. e Ingr. / Peptonas bacter.	PEPTONA DE SOYA "S"	100 g	2006-B	\$	642
Supl. e Ingr. / Peptonas bacter.	POLYPEPTONA "CAS"	1 kg	2007	\$	8,632
Supl. e Ingr. / Peptonas bacter.	POLYPEPTONA "CAS"	500 g	2007-E	\$	4,543
Supl. e Ingr. / Peptonas bacter.	POLYPEPTONA "CAS"	450 g	2007-A	\$	4,090
Supl. e Ingr. / Peptonas bacter.	POLYPEPTONA "CAS"	300 g	2007-C	\$	2,999

OFICINA: 55 7575 1661 - 55 7575 1662

55 7160 2454 - 55 7158 7031

<http://laborwasserdemexico.com/>

LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.



PRECIO LISTA DIBICO 2024 -LWM

LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.

Supl. e Ingr. / Peptonas bacter.	POLYPEPTONA "CAS"	100 g	2007-B	\$	1,181
Supl. e Ingr. / Suplem. e Inhibid.	CLORANFENICOL	25 g	6015-G	\$	21,969
Supl. e Ingr. / Suplem. e Inhibid.	CLORANFENICOL	5 g	6015-F	\$	5,492
Supl. e Ingr. / Suplem. e Inhibid.	CLORURO DE TRIFENIL TETRAZOLIO	5 g	TTC-005	\$	14,953
Supl. e Ingr. / Suplem. e Inhibid.	CLORURO DE TRIFENIL TETRAZOLIO	1 g	TTC-001	\$	3,738
Supl. e Ingr. / Suplem. e Inhibid.	EMULSION DE YEMA DE HUEVO - TELURITO DE POTASIO	Caja c/2 Fcos. 50 mL	1606-A	\$	1,262
Supl. e Ingr. / Suplem. e Inhibid.	EMULSION DE YEMA DE HUEVO - TELURITO DE POTASIO	Caja c/2 Fcos. 25 mL	1606-B	\$	821
Supl. e Ingr. / Suplem. e Inhibid.	EMULSION DE YEMA DE HUEVO - TELURITO DE POTASIO	Caja c/6 Fcos. 100 mL	1606-C	\$	6,170
Supl. e Ingr. / Suplem. e Inhibid.	PLASMA DE CONEJO C/EDTA / 1 mL	Caja c/10 Tubos de plástico	1617-101	\$	4,507
Supl. e Ingr. / Suplem. e Inhibid.	POLIENRIQUECIMIENTO HIDRATADO (LÍQUIDO Vial c/10 mL)	Caja c/5 Fcos. 10 mL	1603-H	\$	2,081
Supl. e Ingr. / Suplem. e Inhibid.	POLISORBATO 80 (TWEEN 80)	Frasco 500 mL	5008	\$	547
Supl. e Ingr. / Suplem. e Inhibid.	SANGRE DE CABALLO DESFIBRINADA ESTERIL (50 mL)	Caja c/2 Fcos. 50 mL	1607	\$	3,382
Supl. e Ingr. / Suplem. e Inhibid.	SANGRE DE CARNERO DESFIBRINADA ESTERIL	Caja c/2 Fcos. 50 mL	1600 FC	\$	1,406
Supl. e Ingr. / Suplem. e Inhibid.	SANGRE DE CARNERO DESFIBRINADA ESTERIL	Frasco 1 Litro	1600-M	\$	9,841
Supl. e Ingr. / Suplem. e Inhibid.	SUERO DE CABALLO ESTERIL	Frasco 500 mL	1609	\$	8,624
Supl. e Ingr. / Suplem. e Inhibid.	SUERO DE CABALLO ESTERIL	Frasco 1 Litro	1609-M	\$	14,433
Supl. e Ingr. / Suplem. e Inhibid.	SUERO DE NARANJA	Caja c/2 Frascos 100 mL	1619-A	\$	1,443
Supl. e Ingr. / Suplem. e Inhibid.	SOLUCION ESTERIL TELURITO POTASIO AL 1% (P/PREPARAR EMULSION DE Yf 2 Frascos c/100 mL		1608	\$	2,448